

# **SevenGo Duo pro™**

<b>English</b>	Operating Instructions <b>SevenGo Duo pro™</b> pH/ORP/Ion/DO meter SG68
<b>Français</b>	Mode d'emploi <b>SevenGo Duo pro™</b> Appareil de mesure de pH/ORP/ions/OD SG68
<b>Español</b>	Instrucciones de manejo <b>SevenGo Duo Pro™</b> Medidores de pH/ORP/Ion/DO SG68



**METTLER TOLEDO**



---

Operating Instructions **SevenGo Duo pro™**

---

English

---

Mode d'emploi **SevenGo Duo pro™**

---

Français

---

Instrucciones de manejo **SevenGo Duo Pro™**

---

Español



## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Safety Measures</b>	<b>4</b>
2.1	Definitions of signal words and warning symbols .....	4
2.2	Product specific safety notes .....	4
<b>3</b>	<b>Installation</b>	<b>6</b>
3.1	Installing the batteries.....	6
3.2	Connecting a sensor .....	6
3.3	Fitting the wrist strap .....	6
3.4	SevenGo™ clip.....	7
3.5	SevenGo™ two-electrode clip .....	7
<b>4</b>	<b>Operating the pH/ORP/Ion/DO meter SG68</b>	<b>8</b>
4.1	Meter layout .....	8
4.2	The display .....	9
4.3	Key controls .....	10
4.4	Using the softkeys .....	11
4.5	Navigating between menus .....	12
4.6	Navigating within a menu .....	12
4.7	Using the alphanumeric keypad.....	12
4.7.1	Alphanumeric input .....	12
4.7.2	Entering IDs/PIN .....	13
4.7.3	Editing values in a table .....	13
4.8	Calibration .....	13
4.8.1	Running a one-point pH/ion calibration.....	13
4.8.2	Running a multi-point pH/ion calibration .....	14
4.8.3	Automatic buffer recognition .....	14
4.8.4	Dissolved oxygen (DO) calibration .....	14
4.9	Sample measurements .....	15
4.10	Temperature compensation .....	15
<b>5</b>	<b>Setup</b>	<b>16</b>
5.1	Menu structure of setup .....	16
5.2	Sample ID .....	16
5.3	User ID .....	16
5.4	Data logging .....	16
5.5	System settings .....	17
5.6	Instrument self-test.....	18
<b>6</b>	<b>Menus and settings</b>	<b>19</b>
6.1	Menu structure of pH/ion.....	19
6.2	Menu structure of DO .....	19
6.3	Temperature settings .....	19
6.4	pH/ion calibration settings.....	19
6.5	pH/ion measurement settings .....	20
6.6	DO measurement settings .....	21
6.6.1	DO calibration reminder .....	22
6.7	Endpoint formats .....	22
6.8	Measurement limits .....	23
6.9	Sensor ID/SN .....	23
<b>7</b>	<b>Data management</b>	<b>24</b>
7.1	Menu structure of data menu .....	24

7.2	Measurement data .....	24
7.3	Calibration data .....	24
7.4	ISM data .....	25
<b>8</b>	<b>Maintenance</b>	<b>27</b>
8.1	Meter maintenance.....	27
8.2	Electrode maintenance .....	27
8.3	Disposal .....	27
8.4	Error messages .....	27
8.5	Error limits .....	29
<b>9</b>	<b>Sensors, solutions and accessories</b>	<b>30</b>
<b>10</b>	<b>Specifications</b>	<b>32</b>
<b>11</b>	<b>Appendix</b>	<b>34</b>
11.1	Buffer tables .....	34
11.2	Algorithm for oxygen concentration measurement .....	35
11.3	Solubility of oxygen in water as a function of temperature and salinity.....	36

## 1 Introduction

Thank you for purchasing this METTLER TOLEDO meter. SevenGo Duo pro™ is not only a series of easy-to-operate dual channel portable meters for precise measurements, they also contain many exciting features:

- **New ISM® (Intelligent Sensor Management) technology:** the meter automatically recognizes the sensor and transfers the last set of calibration data from the sensor chip to the meter. The last five calibrations as well as the initial calibration certificate are also stored on the sensor chip. These can be reviewed. ISM® provides additional security and helps eliminate mistakes.
- **Multi-language graphical user interface** on a backlit display with intuitive menu guidance, making the operating instructions primarily a source of reference.
- **Easy switching** between the various parameters before or after the measurement.
- **IP67 rating – fully water proof.** The rating refers to the meter, the sensor and the connections. The meter is perfectly suited for indoor as well as outdoor use.

In addition to the new features, SevenGo Duo pro™ meters provide the same high quality standards as in the single-channel SevenGo™ and SevenGo pro™, as well as the dual-channel SevenGo Duo™ models:

- **Excellent ergonomics** – as if the meter is part of you.
- **Great flexibility** in the mode of operation and transport – the ultimate aid for all measurements in the plant as well as in the field.

### Conventions and symbols



Refers to an external document.

### Note

For useful information about the product.

### Elements of instructions

Instructions always contain action steps and can contain prerequisites, intermediate results and results. If an instruction contains more than one action step, the action steps are numbered.

- Prerequisites that must be fulfilled before the individual action steps can be executed.
- 1 Action step 1
    - ⇒ Intermediate result
  - 2 Action step 2
    - ⇒ Result

## 2 Safety Measures

### 2.1 Definitions of signal words and warning symbols

Safety notes contain important information on safety issues. Ignoring the safety notes may lead to personal injury, damage to the instrument, malfunctions and false results. Safety notes are marked with the following signal words and warning symbols:

#### Signal words

<b>DANGER</b>	A hazardous situation with high risk, resulting in death or severe injury if not avoided.
<b>WARNING</b>	A hazardous situation with medium risk, possibly resulting in death or severe injury if not avoided.
<b>CAUTION</b>	A hazardous situation with low risk, resulting in minor or moderate injury if not avoided.
<b>NOTICE</b>	A hazardous situation with low risk, resulting in damage to the instrument, other material damage, malfunctions and erroneous results, or loss of data.

#### Warning symbols



General hazard



Notice

### 2.2 Product specific safety notes

#### Intended use

This instrument is designed for a wide range of applications in various areas and is suitable for measuring pH and dissolved oxygen.

Any other type of use and operation beyond the limits of use stated by Mettler-Toledo GmbH without consent from Mettler-Toledo GmbH is considered as not intended.

#### Responsibilities of the instrument owner

The instrument owner is the person holding the legal title to the instrument and who uses the instrument or authorizes any person to use it, or the person who is deemed by law to be the operator of the instrument. The instrument owner is responsible for the safety of all users of the instrument and third parties.

Mettler-Toledo GmbH assumes that the instrument owner trains users to safely use the instrument in their workplace and deal with potential hazards. Mettler-Toledo GmbH assumes that the instrument owner provides the necessary protective gear.

#### Safety notes



#### ⚠ CAUTION

##### Environmental influences

- Avoid the following environmental influences:
- Powerful vibrations
  - Direct sunlight
  - Atmospheric humidity greater than 80%
  - Corrosive gas atmosphere
  - Temperatures below 5 °C and above 40 °C
  - Powerful electric or magnetic fields



## NOTICE

### Damage to the instrument or malfunction due to the use of unsuitable parts

- Only use parts from METTLER TOLEDO that are intended to be used with your instrument.



### ⚠ WARNING

#### Explosion hazard due to spark formation, corrosion caused by the ingress of gases

The housing of the instrument is not gas tight. Never work in an environment subject to explosion hazards!



### ⚠ WARNING

#### Serious injury due to chemicals and solvents

When using chemicals and solvents, comply with the instructions of the producer and the general lab safety rules!

## FCC Rules

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Radio Interference Requirements of the Canadian Department of Communications. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

### 3 Installation

Carefully unpack the meter. Keep the calibration certificate in a safe place.


#### 3.1 Installing the batteries



##### NOTICE

###### Damage to the instrument due to the unsealed battery cover

The IP67 rating requires the battery compartment to be perfectly sealed. The sealing ring around the battery cover must be replaced if it is damaged in any way.



- 1 Slide the release button on the battery cover in the direction of the arrow.
- 2 Hold the lid with two fingers and remove it.
- 3 Insert the batteries in the battery compartment, as indicated by the arrows on the inside of the compartment.
- 4 Replace the battery cover and push back the button to fix the lid in place.

#### 3.2 Connecting a sensor

##### IP67 sensors

To connect the IP67 sensors, make sure that the plugs are properly inserted. Twist the RCA (Cinch) plug to ease the attachment of the sensor.

##### ISM® sensor


When connecting an ISM® sensor to the meter, one of the following conditions have to be met for the calibration data to be transferred automatically from the chip of the sensor into the meter and is used for further measurements. After attaching the ISM® sensor ...

- The meter must be switched on.
- (If the meter is already switched on) the **READ** key is pressed.
- (If the meter is already switched on) the **CAL** key is pressed.

We strongly recommend you to switch off the meter when disconnecting an ISM sensor. In doing so, you make sure that the sensor is not removed while the instrument is reading data from or writing data to the ISM-chip of the sensor.

The **ISM** icon **ISM** appears on the display and the sensor ID of the sensor chip is registered and appears on the display.

#### 3.3 Fitting the wrist strap



- Fit the wrist strap as shown in the diagram.

### 3.4 SevenGo™ clip


The SevenGo™ clip is an electrode holder that can be placed next to the display on either side of the housing.



- 1 To mount the clip, remove the cover over the clip's fixing point using your thumbnail.
- 2 Attach the clip by pressing it into the recess.
- 3 Slide the shaft of the sensor into the clip from the top.
- 4 Rotate the sensor around the clip's axis to switch between the storage and working positions.

### 3.5 SevenGo™ two-electrode clip


The SevenGo™ two-electrode clip is the ideal accessory for handling two electrodes in the field. Two electrode clips can be connected.



- Attach the two clips by pressing them into the recesses of the clip connector.


## 4 Operating the pH/ORP/Ion/DO meter SG68

### 4.1 Meter layout



- 1 **BNC socket** for mV/pH signal input
- 2 **RCA (Cinch) socket** for pH temperature signal input
- 3 **RCA (Cinch) socket** for DO temperature signal input
- 4 **BNC socket** for DO signal input
- 5 **Slots** for attaching the wrist strap
- 6 **Fixing points** for SevenGo™ clip (both sides)
- 7 **Display**
- 8 **Battery cover**
- 9 **Rubber key pad**
- 10 **Bottom cap (blue)** over the field assistant's fixing point
- 11 **Rubber feet** fixing points

## 4.2 The display



- 1 Battery status icon
- 2 Auto-off override icon
- 3 Data logging icon (timed interval reading)
- 4 Backlight icon
- 5 Routine mode icon (user access rights are restricted)
- 6 Date and time
- 7 Measurement temperature
- 8 Endpoint format
- 9 Atmospheric pressure
- 10 Temperature compensation
  - **ATC:** Temperature sensor connected
  - **MTC:** no temperature sensor connected or detected
- 11 Number of data sets in memory
- 12 User ID
- 13 Softkey
- 14 Softkey
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 15** Softkey  
**16** Sample ID  
**17** Sensor ID  
**18** **DO electrode condition** criteria

Slope: 80-125%

Electrode is in good condition

Slope: 70-79%

Electrode needs cleaning

Slope: 60-69%

Electrode is faulty

- 18,19** icon 



- 19** **pH electrode condition** criteria

Slope: 95-105%

Offset:  $\pm(0-15)$ mV

Electrode is in good condition

Slope: 94-90%

Offset:  $\pm(15-35)$ mV

Electrode needs cleaning

Slope: 89-85%

Offset:  $\pm(>35)$ mV

Electrode is faulty

- 20** ISM® sensor connected

- 21** Stability criterion

Strict

Medium


Fast



- 22** Warning messages

- 23** Buffer groups or standards

#### 4.3 Key controls



Key	Press and release	Press and hold for 3 seconds
<b>ON/OFF</b> 	Switch meter on or off	Switch meter on or off

<b>READ/BACKLIGHT</b> 	Start or endpoint measurement (measurement screen) Confirm input or start editing a table Exit setting and go back to measurement screen	Turn backlight on or off
<b>CAL</b> 	Start calibration	Review the last calibration data
<b>MODE or EXIT</b> 	Switch mode in single channel (measurement screen) Discard setting and go back to previous menu (setting screens)	Switch between single and dual channel display (measurement screen)

### Measurement modes

A single channel has to be selected first in order to switch the measurement mode.

- Press and release the **MODE** key in the single channel display to change between the different measurement modes.
- Press and hold the **MODE** key to switch between the dual and single channel measurement screen.

The sequence of the alternating measurement modes for pH/ion measurement is:

- pH
- mV
- rel. mV
- ion

For the DO measurement the sequence is:

- saturation (%)
- ppm
- mg/L

### 4.4 Using the softkeys

The SevenGo Duo pro™ multi-parameter meter has three softkeys. The functions assigned to them change during operation depending on the application. The assignment is shown on the bottom line of the screen.

In the measurement screen, the three softkeys are assigned as follows:

Menu	Store	Data
Access meter settings	Save an endpointed measurement	Access data menu

The other softkey functions are:

	Move one position to the right	<b>Edit</b>	Edit table or value
	Move one position to the left	<b>End</b>	End calibration
	Scroll up in the menu	<b>Yes</b>	Confirm
	Scroll down in the menu	<b>No</b>	Reject
	Increase value	<b>Review</b>	Review selected data
	Decrease value	<b>Save</b>	Save data, setting or value
	Scroll to next data set in memory	<b>Select</b>	Select the highlighted function or setting
	Delete letters or numbers on alphanumeric keypad	<b>Start</b>	Begin the reference measurement

<b>Delete</b>	Delete selected data	<b>Trans</b>	Transfer selected data
---------------	----------------------	--------------	------------------------

## 4.5 Navigating between menus

The meter display consists of a measurement frame, softkeys, areas for status icons and underlying menu areas.

To access the menu areas and to navigate between them, use various softkeys (see "Using the softkeys").

- 1 Press **Menu**.

⇒ The **Setup** menu appears and **Sample ID** is highlighted.

- 2 Press **↑** to highlight the **Setup** tab.

- 3 Press **→** to highlight the **pH/Ion** tab.

- 4 Press **→** to highlight the **DO** tab.

- 5 Press **MODE/EXIT** to return to the measurement screen.

## 4.6 Navigating within a menu

This example is based on the **Setup** menu, but the procedure applies to the other menus as well.

- Press **Menu**.

⇒ The **Setup** menu appears and **Sample ID** is highlighted.

- Press **↓** as often as needed to navigate to a menu item.

- Press **Select** to move deeper in the menu for the chosen operation.

- Continue navigating with **↑**, **↓** or **Select** until the final destination is reached within the menu.

- Press **MODE/EXIT** to go back to the previous menu.

— or —

- Press **READ** to return to the measurement screen directly.


## 4.7 Using the alphanumeric keypad

### 4.7.1 Alphanumeric input

The meter has a screen keypad for entering IDs, SNs and PINs. Both numbers and letters are allowed for these entries.

#### Note

- When entering a PIN, each character entered will be displayed as (\*).



- 1 Press **←** to move left to highlight number or letter, use **→** to move right, and **↓** to move downwards.
- 2 Press **READ** to confirm the entry.  
⇒ The line where the position of alphanumeric character is being entered blinks.
- 3 To end and confirm entry, use softkeys to highlight screen key **OK**, and press **READ** to save the ID.  
— or —

- 4 To delete information, use softkeys to highlight and press **READ** to delete the previously entered character.  
— or —
- 5 Press **MODE/EXIT** to return to the upper level of the menu.  
⇒ The entries are rejected.

#### 4.7.2 Entering IDs/PIN

The three softkeys and **READ** key are used for navigating on the keypad and entering the ID/PIN.

##### Example: WATER

- 1 If **A** is highlighted, press three times.  
⇒ **V** is highlighted.
- 2 Press once.  
⇒ **W** is highlighted.
- 3 Press **READ** to enter **W**.
- 4 Repositioning the highlighted bar to **A**, **T**, **E** and **R**, and press **READ** to enter each letter of sample ID in sequence as described in steps a - c.
- 5 Reposition the highlighted bar to **OK**, and press **READ** to save the sample ID.

#### 4.7.3 Editing values in a table

The meter has a feature, which allows the user to enter, edit or remove values in tables. (for example, temperature and buffer values for a customized buffer group). This is accomplished by using the softkeys on the display to navigate from cell to cell.

- 1 Press **READ** to start editing the cell in the table.  
⇒ The softkeys on the display change.
- 2 Press and to enter the value and press **READ** to confirm.  
⇒ The softkeys change back to and .
- 3 Navigate to a cell and press **Delete** to remove a value.
- 4 To finish editing the table, navigate with the and to highlight **Save**.
- 5 Press **READ** to confirm the action and exit the menu.

### 4.8 Calibration

The SevenGo Duo pro™ pH/DO meter allows you to perform pH and ion calibrations for up to 5 points and DO calibrations for up to 2 points.

#### 4.8.1 Running a one-point pH/ion calibration

- 1 Press and hold **MODE** for 3 seconds to switch to single channel pH or ion measurement screen when in dual channel measurement.
- 2 Place the electrode in a calibration buffer and press **CAL**.  
⇒ **Cal 1** appears on the display.
- 3 The meter endpoints according to the preselected endpoint mode after the signal has stabilized or after pressing **READ**.  
⇒ The relevant buffer value is shown on the display.
- 4 Press **End** to accept the calibration and return to sample measurement.  
⇒ The calibration result (offset and slope for pH) is shown on the display.  
— or —
- 5 Press **Save** to keep the calibration.
- 6 Press **EXIT** to reject the calibration.

##### Note

- With the one-point calibration only the offset is adjusted. If the sensor was previously calibrated with a multipoint calibration the previously stored slope will remain. Otherwise, the theoretical slope (-59.16 mV/pH) will be used.

#### 4.8.2 Running a multi-point pH/ion calibration

pH and ion calibrations can be run with this meter for up to 5 points.

- 1 Run the calibration as described in "Running a one-point pH/ion or one-point conductivity calibration" (steps 1 - 3).
- 2 Rinse the electrode with deionized water.
- 3 Place the electrode in the next calibration buffer.
- 4 Press **CAL**.
  - ⇒ **Cal 2** appears on the display. The meter endpoints according to the preselected endpoint mode after the signal has stabilized or after pressing **READ**. The relevant buffer value is shown on the display.
- 5 Repeat the steps b - d for all calibration buffers.
- 6 Press **End** to end the calibration procedure.
  - ⇒ Alternatively, the meter ends the calibration automatically when 5 calibrations are performed. The offset value and slope are shown on the display.
- 7 Press **Save** to keep the calibration.
- 8 Press **EXIT** to reject the calibration.

##### Note

Up to 5 calibrations can be saved for a dedicated sensor ID. The oldest calibration data is automatically overwritten with the current calibration data.

#### 4.8.3 Automatic buffer recognition

The meter features automatic pH buffer recognition for the predefined buffer groups (see "Appendix"). The buffers within a buffer group are automatically recognized by the meter and displayed during calibration. This feature allows the calibration in any order within a predefined pH buffer group.

There is no automatic pH buffer recognition for customized buffer groups; in this case, the defined order of the buffers needs to be followed.

#### 4.8.4 Dissolved oxygen (DO) calibration

##### Preparing for calibration


Before running a calibration:

- The sensor has to be connected to the meter for at least 6 hours (polarization time).
- For the following digital ISM DO sensors (InPro6850i, InPro6950i), the meters need to be switched on in order for the sensor to be polarized.
- The "Auto override" function should be switched on.
- The membrane must be examined for damage or contamination. If the membrane is dirty, clean carefully with a soft, moist cloth.

##### Performing a one-point calibration

The first point of a DO calibration is always done in vapor saturated air (100% O<sub>2</sub>).

- 1 Make sure that the sensor has been gently cleaned and dried. Water droplets on the membrane must be removed, because they prevent the sensor from being correctly calibrated.
- 2 Press and hold **MODE** for 3 seconds to switch to single channel measurement screen when in dual channel measurement.



- 3 Place the electrode in a bottle 1 cm above the water surface as shown in the graphic above and press **CAL**.
  - ⇒ **Cal 1** appears on the display.
  - ⇒ The meter endpoints according to the preselected endpoint mode, automatically after the signal has stabilized or after pressing **READ**. The standard value is shown on the display.

4 Press **End** to accept the calibration and return to sample measurement.

⇒ The calibration result is shown on the display.

5 Press **Exit** to reject the calibration.

#### **Performing a two-point calibration**

The second point of a DO calibration is done with a zero oxygen solution.

1 Follow steps a - c for the first calibration point as described above.

2 Rinse the sensor with deionized water.

3 Place the electrode in the zero oxygen solution and press **CAL**.

⇒ **Cal 2** appears on the display.

⇒ The meter endpoints according to the preselected endpoint mode, automatically after the signal has stabilized or after pressing **READ**. The relevant buffer/standard value is shown on the display.

4 Press **End** to accept the calibration and return to sample measurement.

⇒ The calibration result is shown on the display.

5 Press **Exit** to reject the calibration.

#### **Note**

Zero-point calibrations are frequently a source of error. Due to the very low zero current of METTLER TOLEDO sensors, a zero-point calibration is unnecessary even for measurement at low oxygen concentrations.

## **4.9 Sample measurements**

– Place the sensor in the sample and press **READ** to start a measurement.

⇒ The display shows the readings of the sample in either the single channel or dual channel mode.

**Note:** to switch between the single and dual channel measurement screen, press and hold **MODE** for 3 seconds.

⇒ The endpoint format blinks, indicating a measurement is in progress.

⇒ As soon as the measurement is stable according to the selected stability criterion, the **Stability** icon appears.

#### **Note**

- If the "automatic endpoint" format is selected, the measurement stops automatically as soon as the **Stability** icon appears.
- If the "manual endpoint" format is selected, press **READ** to manually stop the measurement.
- If the "timed endpoint" format is selected, the measurement stops after the preset time.

## **4.10 Temperature compensation**

We recommend the use of either a built-in or a separate temperature probe. If a temperature probe is used, ATC and the sample temperature are displayed. If no temperature sensor is used, MTC is displayed and the sample temperature should be entered manually. The meter accepts only an NTC 30 kΩ (pH) and an NTC 22 kΩ (DO) temperature sensor.

The meter calculates the temperature-adjusted electrode slope using this temperature and shows the temperature-compensated pH/ion value in the measurement display.

## 5 Setup

### 5.1 Menu structure of setup

The individual items of the menu setup are described on the pages following the list below.

<b>1.</b>	<b>Sample ID</b>	<b>4.</b>	<b>System settings</b>	
	1. Enter Sample ID		1. Language	
	2. Select Sample ID		2. Time and Date	
	3. Delete Sample ID		3. Access Control	
<b>2.</b>	<b>User ID</b>	<b>4.</b>	4. Acoustic Signal	
	1. Enter User ID		5. Routine/Expert Mode	
	2. Select User ID		6. Screen Settings	
	3. Delete User ID			1. Screen Contrast
<b>3.</b>	<b>Data Logging</b>			2. Auto-Shutoff
	1. Automatic Storage			3. Backlight Off
	2. Manual Storage	<b>5.</b>	<b>Instrument Self-test</b>	
	3. Timed Interval Readings			

### 5.2 Sample ID

An alphanumeric sample ID with up to 12 characters can be **entered**. Alternatively, a previously entered sample ID can be **selected** from the list. If a sample ID has been entered, which is either purely numeric (for example, 123) or ends with a number (for example, WATER123), the following options are available:

1. <Auto Sequential> On

Using this setting will automatically increment the sample ID by 1 for each reading.

2. <Auto Sequential> Off

The sample ID is not incremented automatically.

A maximum of 5 sample IDs are stored in memory and listed for selection. If the maximum of 5 has already been entered, a sample ID can either be deleted manually or the oldest ID will be automatically overwritten by the new ID.

### 5.3 User ID

A user ID with up to 8 characters can be **entered**. Alternatively, a previously entered user ID can be **selected** from the list.

A maximum of 5 user IDs are stored in memory and listed for selection. If the maximum of 5 has already been entered, a user ID can either be deleted manually or the oldest ID will be automatically overwritten by the new ID.

### 5.4 Data logging

The meter stores up to 500 sets of measurement data in the memory. The number of data sets already stored in the memory is indicated by MXXX on the display. A message appears on the display when the memory is full. To save further measurements if the memory is full, data has to be deleted first. When measuring in dual channel mode, both results will be stored separately. Therefore, the memory number in this case will increase by 2. You can select between automatic and manual storage or you can log your data into the memory in a user-defined interval:

1. **Automatic storage**

Stores every endpointed reading to the memory automatically.

2. **Manual storage**

If "Manual Storage" is set, **Store** appears on the display. Press **Store** to save endpointed readings.

The endpointed reading can only be stored once. When the data is stored, **Store** disappears from the measurement screen.

### 3. Timed interval readings

A reading is stored to memory every time after a certain interval (3 – 9999 s) defined in the menu has elapsed. When working in the timed-interval reading mode, the interval by can be defined by entering the seconds. The measurement series stops according to the selected endpoint format or manually by pressing **READ**. When timed-interval reading is "on", the **DL** icon [DL] appears.

For readings lasting longer than 15 minutes, switch off the auto-shutoff function. The **Auto-off override** icon [ON/OFF] appears on the display.

## 5.5 System settings

The system settings menu is protected by a PIN. Upon delivery, the PIN is set to 000000 and is activated. Please change the PIN to prevent unauthorized access.

### Language

The following languages are available for the system: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean and Russian.

### Time and date

- **Time**

Two time display formats are available:  
 24-hour format (for example, 06:56 and 18:56)  
 12-hour format (for example, 06:56 AM and 06:56 PM)

- **Date**

Four date display formats are available:  
 28-11-2008 (day-month-year)  
 28-Nov-2008 (day-month-year)  
 28/11/2008 (day-month-year)  
 11-28-2008 (month-day-year)

### Access control

PIN settings are available for:

- System settings
- Deleting data
- Instrument login

To enter the PIN, proceed as follows:

- 1 Switch PIN protection for the required access control ON. The window for entering an alphanumeric PIN appears.
- 2 Enter an alphanumeric PIN (max. 6 characters).  
 ➔ The input window for PIN verification appears.
- 3 Confirm PIN.

A maximum of 6 characters can be entered as PIN. In the factory default settings, the PIN for system settings and deleting data is set to 000000 and is activated, no instrument login password is set.

### Acoustic signal

An acoustic signal can be switched on in the following three cases:

- Key is pressed
- Alarm/warning message appears
- Measurement is stable and has endpointed (stability signal appears)

### Expert/Routine modes

The meter has two working modes:

- **Expert mode:** the factory default setting enables all functions of the meter.

- **Routine mode:** some of the menu settings are blocked.

The concept of the two working modes is a GLP feature that ensures that important settings and stored data cannot be deleted cannot be unintentionally changed under routine working conditions.

The meter only allows the following functions in the routine mode:

- Calibrating and measuring
- Editing user, sample and sensor IDs
- Editing the MTC temperature
- Editing system-settings (PIN-protected)
- Storing and viewing
- Running the instrument self-test

### Screen settings

#### Screen contrast

The screen contrast can be set from levels 1 to 6.

#### Auto-shutoff

The meter will auto-shutoff when no key is pressed in a preset time to save the battery life. The time can be set (5 min, 10 min, 30 min, 1hour, 2 hour) for the meter auto-shutoff or set to "Never" to disable this feature. If "never" is selected, the **Auto-off override** icon  appears on the display and you need to manually switch off the meter by pressing **ON/OFF**.

#### Backlight off

If the backlight feature is activated (**Backlight** icon  on the display), the backlight switches on with a key press and switches off again when no key is pressed for a preset time to save the battery life. The time can be set (10 s, 15 s, 30 s, 1 minute) after which backlighting automatically switches off, or set to "Never" to leave the backlighting always switched on.

- Press and hold the **Backlight** key to deactivate backlighting.
  - ⇒ The **Backlight** icon  disappears from the display.

## 5.6 Instrument self-test

The instrument self-test requires user interaction.

- 1 In the **Setup** menu, select "6. Instrument Self-test".
  - ⇒ Selecting the menu item starts the self-test routine.
- 2 Press the function keys on the keypad one by one in any order.
  - ⇒ The self-test result is displayed after a few seconds.
  - ⇒ The meter returns to the system settings menu automatically.

#### Note

- The user needs to finish pressing all seven keys within two minutes, otherwise "Self-test failed!" appears and the procedure has to be repeated.
- If error messages repeatedly appear, contact METTLER TOLEDO Service.

## 6 Menus and settings

### 6.1 Menu structure of pH/ion

1.	Temperature Settings	3.	Measurement Settings
	1. Set MTC Temperature		1. Measurement Resolution
	2. Temperature Unit		2. Stability Criterion
2.	Calibration Settings		3. Ion Measurement Unit
	1. Buffer Group/Standards		4. Rel. mV Offset
	2. Calibration Mode	4.	Endpoint Formats
	3. Calibration Reminder	5.	Measurement Limits
	<b>Continue at top of table</b>	6.	Sensor ID/SN

### 6.2 Menu structure of DO

1.	Temperature Settings			2. Barometric Compensation
	1. Set MTC Temperature			3. Barometric Unit
	2. Temperature Unit	4.	Endpoint Formats	
2.	Calibration Reminder	5.	Measurement Limits	
3.	Measurement Settings	6.	Sensor ID/SN	
	1. Salinity Compensation			

### 6.3 Temperature settings

- **Set MTC temperature**

If the meter does not detect a temperature probe, **MTC** appears on the display. In this case the sample temperature should be entered manually. An **MTC** value between -30 °C and 130 °C can be entered.

- **Temperature unit**

Select the temperature unit: °C or °F. The temperature value is automatically converted between the two units.

### 6.4 pH/ion calibration settings

#### Buffer groups/standards

#### Predefined pH buffer groups

One of seven predefined buffer groups can be selected:

<b>B1</b>	1.68	4.01	7.00	10.01	(at 25°C)	Mettler US
<b>B2</b>	2.00	4.01	9.00	9.21	11.00 (at 25°C)	Mettler Europe
<b>B3</b>	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00 (at 20°C)	Standard Merck buffer
<b>B4</b>	1.679	4.008	6.865	9.180	(at 25°C)	JIS Z 8802
<b>B5</b>	1.680	4.008	6.865	9.184	12.454 (at 25°C)	DIN19266
<b>B6</b>	1.09	4.65	6.79	9.23	12.75 (at 25°C)	DIN19267
<b>B7</b>	1.680	4.003	6.864	9.182	12.460 (at 25°C)	Chinese

Temperature tables for these buffers are programmed in the meter and can be found in the "Appendix".

#### Customized Buffer Group

A set of user-defined pH buffers with up to 5 different temperatures for each buffer can be created. The temperature difference between pH buffers must be at least 5 °C and the difference between the pH values must be at least 1.

When switching from predefined buffer group to customized buffer group, press **Save** in the table even if no values have changed.

### **Ion standards**

Concentrations for up to 5 standards with one standard temperature can be defined (see "pH/ion measurement settings"). Five concentration units are available:

- mmol/L
- mol/L
- ppm
- mg/L
- %

### **Calibration mode**

Two calibration modes are offered:

- **Segmented**: the calibration curve is made up of linear segments joining the individual calibration points. If high accuracy is required, the segment method is recommended.
- **Linear**: the calibration curve is determined using linear regression. This method is recommended for samples with widely varying values.

### **Note**

- These settings applies to both pH and Ion calibration.

### **Calibration reminder**

When the calibration reminder is activated, the user is reminded to perform a new calibration after a certain user-defined interval (maximum 9999 h) has elapsed.

Press **READ** to save the interval and another screen appears to select calibration expiration date.

Four different time spans can be programmed. In all four cases, a warning message appears that the electrode should be calibrated.

- **Immediately**

The meter is immediately blocked for measurement when the predefined interval has elapsed.

- **Reminder + 1h**

The meter is blocked for measurement 1 hour after the predefined interval has elapsed.

- **Reminder + 2h**

The meter is blocked for measurement 2 hours after the predefined interval has elapsed.

- **Continue Reading**

The user can continue measuring when the predefined interval has elapsed.

## **6.5 pH/ion measurement settings**

### **Measurement Resolution**

The resolution for pH and mV needs to be set for the display. Up to 3 decimal places can be chosen depending on the unit of measurement (see table below).

<b>On display</b>	<b>Description</b>	<b>Option</b>
X.XXX	three decimal places	pH
X.XX	two decimal places	pH
X.X	one decimal place	pH, mV
X	no decimal places	mV

In the ion mode, the measurement resolution depends on the concentration and the unit of the measured ion.

### **Stability Criterion**

The **Stability** icon appears according to the following stability criteria:

### - Stability criteria for pH and mV measurement

**Strict**



The measured signal should not change by more than 0.03 mV in 8 seconds or by more than 0.1 mV in 30 seconds.

**Medium**



The measured signal should not change by more than 0.1 mV in 6 seconds.

**Fast**



The measured signal should not change by more than 0.6 mV in 4 seconds.

### - Stability criterion for ion measurement

**Strict**



The measured signal should not change by more than 0.03 mV in 12 seconds or by more than 0.08 mV in 26 seconds.

**Medium**



The measured signal should not change by more than 0.08 mV in 8 seconds.

**Fast**



The measured signal should not change by more than 0.3 mV in 4 seconds.

### Ion Measurement Units

The unit (mmol/L, mol/L, ppm, mg/L or %) for measurements and calibration can be defined.

#### Note

In some cases, changing units requires the user to first recalibrate before starting a measurement, otherwise an error message will appear.

The units of measurement are divided into two groups: **1.** mmol/L, mol/L and **2.** ppm, mg/L, %. Changing within a group doesn't require recalibration, but changing between the two groups does.

#### Rel. mV Offset

In the rel. mV mode the offset value is subtracted from the measured value. Either an offset value can be entered or it can be determined by measuring the mV of a reference sample.

#### Offset value

- Enter an offset value in mV between -1999.9 and +1999.9 mV.

#### Test a reference sample

- Place electrode into the reference sample.
- Press **Start** to begin the reference measurement and wait until the measurement display freezes.  
— or —
- Press **READ** to manually end the measurement.
- Press **Save** to enter the measured mV value as offset into the meter.

## 6.6 DO measurement settings

The stability criterion for dissolved oxygen measurements endpoints if the signal changes less than 0.052 nA in 30 seconds.

## **Salinity Compensation**

A salinity correction is required in the oxygen concentration measurement of samples with a salt content of more than 1 ppt. The meter corrects automatically after you have entered the ion concentration in this menu (salinity range from 0.0 to 70.0 ppt = 70 g/L).

## **Barometric Compensation**

A barometric compensation is required in the oxygen concentration measurement and calibration.

- **Auto:** the meter can automatically determine the current pressure by means of an integrated pressure sensor.
- **Manual:** the user can enter the absolute ambient atmospheric pressure.

## **Barometric Unit**

There are four barometric units available for barometric reading:

mbar

hPa

Torr

atm

Every unit can be calculated from the standard unit Pa using the following formulas: mbar = hPa = 100 Pa  
Torr = 133.322 Pa atm = 101325 Pa

### **6.6.1 DO calibration reminder**

For details on the **DO calibration reminder**, see "pH/ion calibration settings".

## **6.7 Endpoint formats**

### **Auto**

With the automatic endpoint the selected stability criterion determines the end of an individual reading depending on the behavior of the sensor used. This ensures an easy, quick and precise measurement.

- 1 Place sensor in the sample.
- 2 Press **READ**.
  - ⇒ **A** appears on the display.
  - ⇒ The measurement ends automatically when the measured value is stable. **FA** appears.
  - ⇒ If **READ** is pressed before the signal is stable, the endpoint format changes to manual **AM**.

### **Manual**

Unlike **Auto**, user interaction is required to stop the measurement reading in manual mode.

- 1 Place sensor in the sample.
- 2 Press **READ**.
  - ⇒ **M** appears on the display.
  - ⇒ **/** appears on the display to signalize measurement stability.
- 3 Press **READ** to end the measurement. **FM** appears.

### **Timed**

The measurement stops after the set time, which can be set between 5 s and 3600 s.

- 1 Place sensor in the sample.
- 2 Press **READ**.
  - ⇒ **T** appears on the display.
  - ⇒ **/** appears on the display to signalize measurement stability.
  - ⇒ The measurement ends automatically when the set time period expires. **FT** appears.
  - ⇒ If **READ** is pressed before the signal is stable, the endpoint format changes to manual **AM**.

## Information on the display

The following symbols appear in the display, depending on the endpoint setting.

Preselected format	Start of measurement	Signal stability	Endpointed measurement <sup>1</sup>
<b>Auto endpoint</b>	A	/A	/A
	A	Read 	/M
<b>Manual endpoint</b>	M	/	/M
	M	Read 	/M
<b>Timed endpoint</b>	T	/	/T
	T	Read 	/M

<sup>1</sup>The actual endpoint format (last column) and not the preselected is stored with the data.

## 6.8 Measurement limits

The upper and lower limits for measurement data can be defined. If a limit is either not reached or exceeded (in other words, less than or greater than a specific value), a warning is displayed on the screen and may be accompanied by an acoustic signal. The message "outside limits" also appears on the GLP printout.

## 6.9 Sensor ID/SN

### Enter Sensor ID/SN

An alphanumeric sensor ID with up to 12 characters can be entered. The sensor ID will be assigned to each calibration and measurement value. This is valuable for tracing back data.

Up to 5 sensor IDs can be entered for each sensor type.

If a new sensor ID is entered, the theoretical calibration slope and offset for this type of electrode will be loaded. The sensor has to be newly calibrated.

If a sensor ID is entered, which is already in the memory of the meter and has been calibrated before, the specific calibration data for this sensor ID will be loaded.

When a new **ion sensor ID** is entered, the electrode type can be selected.

When connecting an **ISM® sensor** to the meter, the meter will:

- Automatically recognize the sensor when it's turned on (alternatively, when pressing **READ** or **CAL**)
- Load the stored sensor ID, sensor SN and sensor type as well as the latest calibration data of this sensor
- Use this calibration for the subsequent measurements

The sensor ID for analog ISM® sensors can be changed. However, this is not possible for digital ISM® sensors.

### Select Sensor ID

Already entered sensor IDs can be selected from a list.

If a sensor ID is selected, which is already in the memory of the meter and has been calibrated before, the specific calibration data for this sensor ID will be loaded.

### Note

- You can delete a sensor ID with its calibrations in the calibration data menu.

## 7 Data management

### 7.1 Menu structure of data menu

1.	Measurement Data	3.	ISM Data
	1. Review		<b>1. pH</b>
	2. Delete		1. Initial Calibration Data
<b>2.</b>	<b>Calibration Data</b>		2. Calibration History
	<b>1. pH</b>		3. Maximum Temperature
	1. Review		4. Reset ISM
	2. Delete		<b>2. DO</b>
	<b>2. Ion</b>		1. Initial Calibration Data
	1. Review		2. Calibration History
	2. Delete		3. Maximum Temperature
	<b>3. DO</b>		4. Oxygen Membrane
	1. Review		5. Reset ISM
	2. Delete		

### 7.2 Measurement data

#### Review

##### All

All stored measurement data can be reviewed; the most recent data saved appears on the display.

##### Partial

The measurement data can be filtered according to 3 criteria.

- Memory number (MXXX)
- Sample ID
- Measurement mode

#### Memory number

- Enter the memory number of the data and press **Review**.  
⇒ The measurement data is displayed.

#### Sample ID

- 1 Enter the sample ID and press **Review**.  
⇒ The meter finds all stored measurements with this sample ID.
- 2 Scroll through the measurement data to review all measurements with the entered sample ID.

#### Measurement mode

- 1 Select a measurement mode from list and press **Review**. The meter finds all stored measurements of the selected measurement mode.
- 2 Scroll through the measurement data of the selected measurement mode.

#### Delete

All or partially stored measurement data can be deleted by filtering the measurement data. The filter works as described above in "Review".

#### Note

- Deletion is protected by a PIN. Upon delivery, the PIN is set to 000000. Change the PIN code to prevent unauthorized access.

### 7.3 Calibration data

Calibration data can be reviewed and deleted. Up to 5 calibrations per sensor ID are stored in the memory.

## Review

- 1 Select between the sensor types: pH, ion or DO.
- 2 Press **Review**.
  - ⇒ A list of calibrated sensor IDs appears.
- 3 Select a sensor ID from the list and press **Review**.
- 4 Press **↑** and **↓** to navigate between the previous or next calibration data sets.  
— or —  
Press and hold **CAL** for 3 seconds in the single channel measurement screen.  
⇒ The current calibration data is displayed.

## Delete

- 1 Select between the sensor types: pH, ion or DO.
- 2 Press **Delete**.
  - ⇒ A list of sensor IDs appears.
- 3 Select a sensor ID from the list and press **Delete**.
- 4 Press **Yes** when the message "This will delete all your selected data. Please confirm." appears  
— or —  
Press **No** to cancel and exit.  
⇒ After deletion, the sensor ID disappears from the list in the sensor ID menu.

## Note

- An active sensor ID cannot be deleted.
- This menu is protected by a deletion PIN code. Upon delivery, the PIN code is set to 000000. Change the PIN code to prevent unauthorized access.

## 7.4 ISM data

SevenGo Duo pro™ meter incorporates Intelligent Sensor Management (ISM®) technology. This ingenious functionality provides extra security, safety and eliminates mistakes. The most important features are:

### Extra security!

- After connecting the ISM® sensor, the sensor is automatically recognized and the sensor ID and serial number are transferred from the sensor chip to the meter.
- After calibration of the ISM® sensor, the calibration data is automatically stored from the meter to the sensor chip. The most recent data is always stored where it should be – on the sensor chip!

### Extra safety!

After connecting the ISM® sensor, the five most recent calibrations are transferred to the meter. These can be reviewed to see the development of the sensor over time. This information provides an indication if the sensor should be cleaned or renewed.

### Eliminate mistakes!

After connecting an ISM® sensor, the last set of calibration data is automatically used for measurements.

Additional features are described below.

### Initial calibration data

When an ISM® sensor is connected, the initial calibration data in the sensor can be reviewed or transferred. The following data is included:

- Response time
- Temperature tolerance
- Membrane resistance
- Slope (at pH 7) and offset
- Type (and name) of electrode (for example, InLab Expert Pro ISM®)
- Serial number (SN) and ordering (ME) number
- Production date

**Calibration history**

The last 5 calibrations data stored in ISM® sensor including current calibration can be reviewed.

**Maximum temperature**

The maximum temperature that the ISM® sensor has been exposed to during measurement is monitored automatically and can be reviewed for the evaluation of the electrode lifetime.

**Oxygen membrane**

If the membrane of the ISM oxygen sensor is changed, the date of the membrane exchange on the ISM chip can be entered.

**Reset ISM®**

The calibration history in this menu can be deleted. This menu is protected by a deletion PIN. Upon delivery, the PIN for deletion is set to 000000. Change the PIN to prevent unauthorized access.

## 8 Maintenance

### 8.1 Meter maintenance

Never unscrew the two halves of the housing!

The meters do not require any maintenance other than an occasional wipe with a damp cloth. The housing is made of acrylonitrile butadiene styrene/polycarbonate (ABS/PC). This material is sensitive to some organic solvents, such as toluene, xylene and methyl ethyl ketone (MEK).

Any spillage should be wiped off immediately.

### 8.2 Electrode maintenance

Make sure the pH electrode is always kept filled with the appropriate filling solution.

For maximum accuracy, any filling solution that may have "crept" and encrusted the outside of the electrode should be removed with deionized water.

Always store the electrode according to the manufacturer's instructions and do not allow it to dry out.

If the electrode slope falls rapidly, or if the response becomes sluggish, the following procedures may help. Try one of the following, depending on your sample.

Problem	Action
Fat or oil build-up	Degrease the membrane with cotton wool soaked in either acetone or a soap solution.
pH sensor membrane has dried out	Soak the tip of the electrode overnight in 0.1M HCl
Protein build-up in the diaphragm of a pH sensor	Remove deposits by soaking the electrode in an HCl/pepsin solution.
Silver sulfide contamination of pH sensor	Remove deposits by soaking electrode in a thiourea solution.
Run a new calibration after treatment.	

#### Note

Cleaning and filling solutions should be handled with the same care as that given to toxic or corrosive substances.

### 8.3 Disposal

In conformance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.

Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which you purchased this device. Should this device be passed on to other parties, the content of this regulation must also be related.



### 8.4 Error messages

Message	Description and Resolution
pH/mV/ion/temperature/dissolved oxygen exceeds max. limit	Measurement limits are activated in the menu settings and measured value is outside these limits. <ul style="list-style-type: none"><li>• Check the sample.</li><li>• Check sample temperature.</li><li>• Make sure that the pH electrode wetting cap has been removed and that the electrode is properly connected and placed in the sample solution.</li></ul>
pH/mV/ion/temperature/dissolved oxygen below min. limit	
Memory is full	Max. 500 measurement data can be stored in the memory. <ul style="list-style-type: none"><li>• Delete all or partial data in the memory, otherwise you will not be able to store new measurement data.</li></ul>

Message	Description and Resolution
Please calibrate electrode	Calibration reminder has been switched on in the menu settings and last calibration has expired. <ul style="list-style-type: none"><li>• Calibrate the electrode.</li></ul>
Active sensor cannot be deleted	Deleting the calibration data of the selected sensor ID is not possible, because it is currently the active sensor ID in the meter shown on the display. <ul style="list-style-type: none"><li>• Enter new sensor ID in the menu settings.</li><li>• Select another sensor ID from the list in the menu settings.</li></ul>
Wrong buffer	Meter cannot recognize the buffer or standard/buffer has been used twice for calibration/two buffers differ less than 60 mV. <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that you have the correct buffer and that it is fresh.</li><li>• Make sure that the buffer has not been used more than once during the calibration.</li></ul>
Slope out of range	The calibration result is outside the following limits: Slope < 85% or > 105%, Offset < -35 mV or > + 35 mV.
Offset out of range	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that you have the correct buffer and that it is fresh.</li><li>• Check mV signal of electrode, clean or replace the electrode,</li></ul>
Buffer temp. out of range	The ATC measured temperature is out of pH calibration buffer range: 5 ... 50 °C.
Standard temp. out of range	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keep the buffer/standard temperature within the range.</li><li>• Change the temperature setting.</li></ul>
Temperature differs from setting	ATC measured temperature differs by more than 0.5°C from the user-defined value/temperature range. <ul style="list-style-type: none"><li>• Keep the buffer/standard temperature within the range.</li><li>• Change the temperature setting.</li></ul>
ISM® sensor communication error	Data has not been transferred correctly between ISM® sensor and meter. Reconnect the ISM® sensor and try again.
Self-test failure	Self-test has not been completed within 2 minutes or meter is defective. <ul style="list-style-type: none"><li>• Restart self-test and finish within 2 minutes.</li><li>• Contact METTLER TOLEDO service if the problem persists.</li></ul>
Wrong settings	Entered value differs by less than 1 pH unit/5°C from other preset values. <ul style="list-style-type: none"><li>• Enter a higher/lower value in order to get a larger difference.</li></ul>
Out of range	Either entered value is out of range. <ul style="list-style-type: none"><li>• Enter a value, which is within the range shown on the display.</li></ul> or Measured value out of range. <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the electrode wetting cap has been removed and that the electrode is properly connected and placed in the sample solution.</li><li>• If no electrode is connected, put the shorting clip in the socket.</li></ul>
Wrong password	The entered PIN is not correct. <ul style="list-style-type: none"><li>• Re-enter the PIN.</li><li>• Reset to factory settings, all data and settings will be lost.</li></ul>

Message	Description and Resolution
Passwords do not match, try again	The confirmation PIN does not match with the entered PIN. <ul style="list-style-type: none"><li>• Reenter PIN.</li></ul>
Program memory error	Meter recognizes internal error during start-up. <ul style="list-style-type: none"><li>• Switch the meter off and back on.</li><li>• Contact METTLER TOLEDO service if problem persists.</li></ul>
Data memory error	The data could not be stored in the memory. <ul style="list-style-type: none"><li>• Switch the meter off and back on.</li><li>• Contact METTLER TOLEDO service if problem persists.</li></ul>
No matching data found in memory	The entered filter criterion does not exist. <ul style="list-style-type: none"><li>• Enter a new filter criterion.</li></ul>
Sensor ID already exists, previous SN will be overwritten	Two sensors with the same ID but different SN are not allowed in the meter. If a different SN has been entered for this sensor ID previously, the old SN will be overwritten. <ul style="list-style-type: none"><li>• Enter a different Sensor ID in order to keep the previous ID and SN.</li></ul>

## 8.5 Error limits

Message	Range not accepted	
Out of range	pH	<-2.000 or > 19.999
	mV	<-1999.9 or > 1999.9
	[O <sub>2</sub> ]	< 0.1% or > 600 %
	[O <sub>2</sub> ]	< 0.01 mg/L or > 80 mg/L
	[O <sub>2</sub> ]	< 0.01 ppm or > 80 ppm
Buffer/standard temp. out of range	T (pH)	< 5 or > 50 °C
	T (DO)	< 0 °C or > 50 °C
Offset out of range	Eref1 -Eb   > 60 mV	
Slope out of range	Eref1 -Eb   > 60 mV	
Wrong buffer	ΔEref1   < 10 mV	
Invalid pH for user-defined buffer	ΔpH1   < 1 pH	
ATC measured temperature is different to the user-defined value	tATC -tbuffer   > 1 °C	
Cal. 1 out of range	I	< 40 nA or > 110 nA
Cal. 2 out of range	T	< 0 nA or > 2 nA

## 9 Sensors, solutions and accessories

Parts	Order No.
<b>IP67 sensors with fixed cable</b>	
InLab®Expert Go, rugged 3-in-1 pH sensor, IP67, PEEK shaft, ATC	51340288
InLab®605, robust DO sensor with exchangeable DO membrane	51340291
InLab®605-10m, robust DO sensor with exchangeable DO membrane	51340292
Parts	Order No.
<b>ISM®IP67 sensors with fixed cable</b>	
InLab®Expert Go-ISM, rugged 3-in-1 pH sensor, IP67, PEEK shaft, ATC	51344102
InLab®Expert Go ISM-5m, rugged 3-in-1 pH sensor, PEEK shaft, ATC	51344103
InLab®Expert Go ISM-10m, rugged 3-in-1 pH sensor, IP67, PEEK shaft, ATC	51344104
InLab®605 ISM-2m, oxygen sensor	51344611
InLab®605 ISM-5m, oxygen sensor	51344612
InLab®605 ISM-10m, oxygen sensor	51344613
Parts	Order No.
<b>ISM®IP67 sensors with multi-pin head</b>	
InLab®Micro Pro ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, 5 mm shaft diameter, ATC, refillable	51344163
InLab®738-ISM, conductivity sensor, epoxy shaft, ATC, pressurized SteadyForce™ reference system	51344112
InLab®Pure Pro ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, immovable glass sleeve, ATC, refillable	51344172
InLab®Routine Pro ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, ATC, refillable	51344055
InLab®Science Pro ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, movable glass sleeve, ATC, refillable	51344072
InLab®Solids Pro ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, open junction, sharp membrane, ATC	51344155
Parts	Order No.
<b>Solutions</b>	
pH 4.01 buffer sachets, 30 x 20mL	51302069
pH 4.01 buffer solution, 6 x 250mL	51350018
pH 7.00 buffer sachets, 30 x 20mL	51302047
pH 7.00 buffer solution, 6 x 250mL	51350020
pH 9.21 buffer sachets, 30 x 20mL	51302070
pH 9.21 buffer solution, 6 x 250mL	51350022
pH 10.01 buffer sachets, 30 x 20mL	51302079
pH 10.00 buffer solution, 6 x 250mL	51350024
HCl/Pepsin solution (removes protein contamination)	51350100
Thiourea solution (remove silver sulfide contamination)	51350102
Zero oxygen standard tablets, 20 pieces	51300140

<b>Parts</b>	<b>Order No.</b>
<b>Accessories</b>	
Battery cover	51302328
Bottles 50mL	51300240
Bottom cap (blue)	51302324
Clip cover	51302327
Electrode weight	51303019
InLab@605 Calibration device	51340296
InLab@605 electrolyte (25 mL)	51340294
InLab@605 membrane kit (3 pcs. and electrolyte)	51340293
InLab@605 sealing kit	51340295
LTW-MiniDin adapter (conductivity sensor)	51302329
Rubber feet (2 pcs.)	51302335
SevenGo™ clip	51302325
SevenGo™ sealing kit	51302336
SevenGo™ two-electrode clip	51302319
Wrist strap	51302331

## 10 Specifications

SevenGo Duo pro™ pH/ORP/Ion/conductivity meter SG68		
<b>Measurement range</b>	pH	-2.000...19.999
	mV	-1999.9...1999.9 mV
	pH ATC	-5...130°C
	pH MTC	-30...130°C
	Ion	0.000...999.9% 0.000...9999 ppm 1.00E-9...9.99E+9 mg/L 1.00E-9...9.99E+9 mmol/L
	DO	0.00...99.99 mg/L 0.00...99.99 ppm 0.0...600.0 %
	Pressure	1100 mbar
	Temperature	0...60 °C
<b>Resolution</b>	0.1/0.01/0.001pH	
	1/0.1 mV	
	pH Temperature	0.1°C
	Ion	3 digits
	DO	0.01 mg/L 0.01 ppm 0.1 %
	Pressure	1 mbar
	DO temperature	0.1 °C
<b>Limits of error pH</b>	± 0.002 pH	
	± 0.2 mV	
	± 0.1°C	
<b>Limits of error ion</b>	± 0.5% (this limit only applies for meter)	
<b>Limits of error DO</b>	DO	±0.5 % of measured value
	Pressure	± 2 % of measured value
	Temperature	±0.1 °C
<b>pH calibration</b>	Up to 5 points	
<b>Isopotential point</b>	pH 7.00	
<b>pH Calibration buffer</b>	7 predefined groups	1 user-defined group of 5 buffers
<b>DO calibration standard</b>	Up to 2 points	Vapor-saturated air Zero oxygen solution
<b>Power requirements</b>	Ratings	6 V DC, 70 mA
	Batteries	4 x AA/LR6 1.5 V or NiMH 1.2 V rechargeable
<b>Size / weight</b>	220 x 90x 45 mm 368 g	
<b>Display</b>	Liquid crystal	

<b>pH input</b>	BNC (IP67), impedance > $3 * 10e+12 \Omega$	
<b>DO input</b>	BNC(IP67), impedance > $10e+12 \Omega$	
<b>pH T input</b>	Cinch(IP67), NTC 30kΩ	
<b>DO T input</b>	Cinch(IP67), NTC 30kΩ	
<b>IP rating</b>	IP67 with and without electrode	
<b>Ambient conditions</b>	Temperature	5...40°C
	Relative humidity	5%...80% (non-condensing)
	Installation category	II
	Pollution degree	2
	Altitude	Up to 2000 m above sea level
<b>Materials</b>	Housing	ABS/PC reinforced
	Window	Polymethyl methacrylate (PMMA)
	Keypad	silicone rubber

## 11 Appendix

### 11.1 Buffer tables

The meters automatically correct for the temperature dependence of the pH buffer using the values given in the tables below.

#### Buffer group 1 (ref. 25 °C) METTLER TOLEDO US

5	7.09	4.00	10.25	1.67
10	7.06	4.00	10.18	1.67
15	7.04	4.00	10.12	1.67
20	7.02	4.00	10.06	1.68
<b>25</b>	<b>7.00</b>	<b>4.00</b>	<b>10.01</b>	<b>1.68</b>
30	6.99	4.01	9.97	1.68
35	6.98	4.02	9.93	1.69
40	6.97	4.03	9.89	1.69
45	6.97	4.04	9.86	1.70
50	6.97	4.06	9.83	1.71

#### Buffer group 2 (ref. 25 °C) METTLER TOLEDO Europe (default buffer)

5	7.09	4.01	9.45	2.02	11.72
10	7.06	4.00	9.38	2.01	11.54
15	7.04	4.00	9.32	2.00	11.36
20	7.02	4.00	9.26	2.00	11.18
<b>25</b>	<b>7.00</b>	<b>4.01</b>	<b>9.21</b>	<b>2.00</b>	<b>11.00</b>
30	6.99	4.01	9.16	1.99	10.82
35	6.98	4.02	9.11	1.99	10.64
40	6.97	4.03	9.06	1.98	10.46
45	6.97	4.04	9.03	1.98	10.28
50	6.97	4.06	8.99	1.98	10.10

#### Buffer group 3 (ref. 20 °C) Merck standard buffers

5	7.07	4.04	9.16	2.01	12.41
10	7.05	4.02	9.11	2.01	12.26
15	7.02	4.01	9.05	2.00	12.10
<b>20</b>	<b>7.00</b>	<b>4.00</b>	<b>9.00</b>	<b>2.00</b>	<b>12.00</b>
25	6.98	4.01	8.95	2.00	11.88
30	6.98	4.01	8.91	2.00	11.72
35	6.96	4.01	8.88	2.00	11.67
40	6.95	4.01	8.85	2.00	11.54
45	6.95	4.01	8.82	2.00	11.44
50	6.95	4.00	8.79	2.00	11.33

#### Buffer group 8 (ref. 25 °C) JIS Z 8802 (Japanese)

5	1.668	3.999	6.951	9.395
10	1.670	3.9998	6.923	9.332
15	1.672	3.999	6.900	9.276
20	1.675	4.002	6.881	9.225
<b>25</b>	<b>1.679</b>	<b>4.008</b>	<b>6.865</b>	<b>9.180</b>
30	1.683	4.015	6.853	9.139

35	1.688	4.024	6.844	9.102
40	1.694	4.035	6.838	9.068
45	1.700	4.047	6.834	9.038
50	1.704	4.060	6.833	9.011

**Buffer group 4 (ref. 25 °C) DIN (19266)**

5	6.95	4.00	9.40	1.67
10	6.92	4.00	9.33	1.67
15	6.90	4.00	9.28	1.67
20	6.88	4.00	9.22	1.68
<b>25</b>	<b>6.86</b>	<b>4.01</b>	<b>9.18</b>	<b>1.68</b>
30	6.85	4.02	9.14	1.68
35	6.84	4.02	9.10	1.69
40	6.84	4.04	9.07	1.69
45	6.83	4.05	9.04	1.70
50	6.83	4.06	9.01	1.71

**Buffer group 5 (ref. 25 °C) DIN (19267)**

5	1.08	4.67	6.87	9.43	13.63
10	1.09	4.67	6.84	9.37	13.37
15	1.09	4.66	6.82	9.32	13.16
20	1.09	4.66	6.80	9.27	12.96
<b>25</b>	<b>1.09</b>	<b>4.65</b>	<b>6.79</b>	<b>9.23</b>	<b>12.75</b>
30	1.10	4.65	6.78	9.18	12.61
35	1.10	4.65	6.77	9.13	12.45
40	1.10	4.66	6.76	9.09	12.29
45	1.10	4.67	6.76	9.04	12.09
50	1.11	4.68	6.76	9.00	11.98

**Buffer group 6 (ref. 25 °C) JJG (Chinese)**

5	1.669	3.999	6.949	9.391	13.210
10	1.671	3.996	6.921	9.330	13.011
15	1.673	3.996	6.898	9.276	12.820
20	1.676	3.998	6.879	9.226	12.637
<b>25</b>	<b>1.680</b>	<b>4.003</b>	<b>6.864</b>	<b>9.182</b>	<b>12.460</b>
30	1.684	4.010	6.852	9.142	12.292
35	1.688	4.019	6.844	9.105	12.130
40	1.694	4.029	6.838	9.072	11.975
45	1.700	4.042	6.834	9.042	11.828
50	1.706	4.055	6.833	9.015	11.697

**11.2 Algorithm for oxygen concentration measurement**

The (reading in ppm or mg/L) is given by the following equation:

$$C = \frac{I - I_0 \cdot [c_s(p_n) - (Sal \cdot F(T))]}{S_L \cdot X_{O_2} \cdot (p_n - p_w)}$$

- I      Converted sensor current during measurement
- $I_0$       Sensor residual current (assumed to be zero)

c	O <sub>2</sub> concentration (ppm or mg/L)
c <sub>s</sub>	O <sub>2</sub> solubility in water (mg/L) at p <sub>n</sub> , (see Section 8.3)
p <sub>n</sub>	Standard pressure (1013 mbar)
p <sub>w</sub>	Water vapor pressure at calibration temperature (mbar)
X <sub>O<sub>2</sub></sub>	Molar ratio of O <sub>2</sub> in calibration gas (in air equal to 0.2095)
S <sub>L</sub>	Sensor slope (pA/mbar)
Sal	Salinity of measuring solution (g/kg)
F(T)	Temperature-dependant salinity correction factor (see "Solubility of oxygen in water as a function of temperature and salinity")

To calculate the saturation [%], the term

$$[c_s(p_n) - (Sal \cdot F(T))]$$

is replaced by 100%

S<sub>L</sub> the sensor slope is determined in the calibration using the following equation:

$$S_L = \frac{(I_{cal} - I_0)}{X_{O_2} \cdot [p_{cal} - (rH \cdot p_w)]}$$

S <sub>L</sub>	Sensor slope (pA/mbar)
I <sub>cal</sub>	Converted sensor current during calibration
I <sub>0</sub>	Sensor residual current (assumed to be zero)
X <sub>O<sub>2</sub></sub>	Molar ratio of O <sub>2</sub> in calibration gas (in air equal to 0.2095)
p <sub>cal</sub>	Pressure of calibration gas (air pressure, in mbar)
rH	Relative humidity of calibration gas (0.0É1.0)
p <sub>w</sub>	Water vapor pressure at calibration temperature (mbar)

### 11.3 Solubility of oxygen in water as a function of temperature and salinity

According to EN 25 814 and UNESCO tables (partly extrapolated)

Temperature (°C)	O <sub>2</sub> solubility (mg/L)	Salinity correction factor F(T) (mg/L)
0	14.62	0.0875
1	14.22	0.0843
2	13.83	0.0818
3	13.46	0.0789
4	13.11	0.0760
5	12.77	0.0739
6	12.45	0.0714
7	12.14	0.0693
8	11.84	0.0671
9	11.56	0.0650
10	11.29	0.0632
11	11.03	0.0614
12	10.78	0.0593
13	10.54	0.0582

14	10.31	0.0561
15	10.08	0.0545
16	9.87	0.0532
17	9.66	0.0514
18	9.47	0.0500
19	9.28	0.0489
20	9.09	0.0475
21	8.91	0.0464
22	8.74	0.0453
23	8.58	0.0443
24	8.42	0.0432
25	8.26	0.0421
26	8.11	0.0407
27	7.97	0.0400
28	7.83	0.0389
29	7.69	0.0382
30	7.56	0.0371
31	7.43	0.0365
32	7.30	0.0353
33	7.18	0.0345
34	7.06	0.0339
35	6.95	0.0331
36	6.83	0.0323
37	6.72	0.0316
38	6.61	0.0309
39	6.51	0.0302
40	6.41	0.0296
41	6.32	0.0289
42	6.23	0.0283
43	6.14	0.0277
44	6.05	0.0272
45	5.96	0.0266
46	5.88	0.0261
47	5.79	0.0256
48	5.71	0.0251
49	5.63	0.0247
50	5.55	0.0242
51	5.47	0.0238
52	5.39	0.0234
53	5.31	0.0231
54	5.24	0.0228

55	5.16	0.0225
56	5.08	0.0222
57	5.00	0.0220
58	4.91	0.0218
59	4.83	0.0216
60	4.74	0.0215

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Mesures de sécurité</b>	<b>4</b>
2.1	Définition des termes de notification et des symboles d'avertissement .....	4
2.2	Consignes de sécurité relatives au produit.....	4
<b>3</b>	<b>Installation</b>	<b>6</b>
3.1	Installation des piles .....	6
3.2	Connecter un capteur .....	6
3.3	Montage de la dragonne .....	6
3.4	Clip SevenGo™ .....	7
3.5	Clip deux électrodes SevenGo™ .....	7
<b>4</b>	<b>Commande de l'appareil de mesure de pH/ORP/ions/OD SG68</b>	<b>8</b>
4.1	Structure de l'appareil de mesure .....	8
4.2	L'écran .....	9
4.3	Commandes de touche.....	10
4.4	Utilisation des touches programmables .....	11
4.5	Naviguer entre les menus.....	12
4.6	Naviguer dans un menu .....	12
4.7	Utilisation du clavier alphanumérique .....	12
4.7.1	Saisie alphanumérique .....	12
4.7.2	Saisie des ID/PIN .....	13
4.7.3	Editer des valeurs dans un tableau.....	13
4.8	Etalonnage.....	13
4.8.1	Effectuer un étalonnage pH/ion à un point.....	13
4.8.2	Effectuer un étalonnage pH/ion multipoins.....	14
4.8.3	Reconnaissance automatique de tampons .....	14
4.8.4	Etalonnage d'oxygène dissous (OD) .....	14
4.9	Mesures d'échantillon.....	15
4.10	Compensation de température .....	16
<b>5</b>	<b>Configuration</b>	<b>17</b>
5.1	Structure du menu de configuration .....	17
5.2	ID échantillon .....	17
5.3	Nom utilisateur .....	17
5.4	Enregistrement des données.....	17
5.5	Paramètres système .....	18
5.6	Test automatique de l'appareil .....	19
<b>6</b>	<b>Menus et paramètres</b>	<b>20</b>
6.1	Structure de menu pH/ion .....	20
6.2	Structure du menu OD .....	20
6.3	Paramètres de température .....	20
6.4	Paramètres d'étalonnage pH/ion.....	20
6.5	Paramètres de mesurage pH/ion.....	21
6.6	Paramètres de mesure OD .....	22
6.6.1	Rappel de étalonnage OD.....	23
6.7	Formats du point final .....	23
6.8	Définir les limites .....	24
6.9	ID/SN de capteur.....	24
<b>7</b>	<b>Gestion des données</b>	<b>25</b>
7.1	Structure du menu de données .....	25

7.2	Données de mesure .....	25
7.3	Données d'étalonnage .....	26
7.4	Données ISM .....	26
<b>8</b>	<b>Maintenance</b>	<b>28</b>
8.1	Maintenance de l'appareil de mesure .....	28
8.2	Maintenance de l'électrode .....	28
8.3	Mise au rebut .....	28
8.4	Messages d'erreur .....	28
8.5	Limites d'erreur .....	30
<b>9</b>	<b>Capteurs, solutions et accessoires</b>	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Spécifications</b>	<b>34</b>
<b>11</b>	<b>Annexe</b>	<b>36</b>
11.1	Table des tampons .....	36
11.2	Algorithme pour la mesure de concentration d'oxygène .....	37
11.3	Solubilité de l'oxygène dans l'eau en fonction de la température et de la salinité.....	38

## 1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cet instrument de mesure METTLER TOLEDO. Les instruments portables SevenGo Duo pro™ sont non seulement des instruments à deux canaux faciles à utiliser pour effectuer des mesures précises, mais ils offrent également de nombreuses fonctionnalités intéressantes :

- **Nouvelle technologie ISM®** (Intelligent Sensor Management) : l'instrument reconnaît automatiquement la sonde et transfère le dernier jeu de données d'étalonnage de la puce de la sonde vers l'instrument. Cette puce contient également les cinq derniers étalonnages ainsi que le certificat d'étalonnage initial. Ceux-ci peuvent être consultés. La technologie ISM® offre une sécurité accrue et permet d'éliminer les erreurs.
- **Interface graphique utilisateur multilingue** sur un écran rétroéclairé avec menu intuitif, qui limite le besoin de recourir au mode d'emploi.
- **Commutation facile** entre les différents paramètres avant ou après la mesure.
- **Indice de protection IP67 - étanchéité totale**. La valeur nominale se rapporte à l'instrument, à la sonde et aux connexions. L'instrument convient parfaitement à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Outre de nouvelles fonctionnalités, les instruments SevenGo Duo pro™ offrent les mêmes normes de qualité élevées que les modèles SevenGo™ monocanal et SevenGo pro™, ainsi que les modèles SevenGo Duo™ à deux canaux :

- **Excellent ergonomie** - comme si l'instrument faisait partie de vous.
- **Flexibilité exceptionnelle** dans le mode de fonctionnement et de transport - l'aide ultime pour toutes les mesures dans l'usine ainsi que sur le terrain.

### Conventions et symboles



Fait référence à un document externe.

### Remarque

Ce symbole signale des informations utiles sur le produit.

### Instructions

Les instructions comportent toujours des étapes et peuvent indiquer des conditions préalables, des résultats intermédiaires et des résultats. Si une instruction comporte plus d'une étape, ces étapes sont numérotées.

- Conditions préalables à remplir avant de suivre les étapes
- 1 Étape 1
  - ⇒ Résultat intermédiaire
- 2 Étape 2
  - ⇒ Résultat

## 2 Mesures de sécurité

### 2.1 Définition des termes de notification et des symboles d'avertissement

Les consignes de sécurité contiennent des informations importantes sur la sécurité. Si vous n'en tenez pas compte, vous risquez de vous blesser, d'endommager l'instrument, d'engendrer des dysfonctionnements et des résultats erronés. Les consignes de sécurité peuvent être identifiées grâce aux termes de signalisation et aux symboles d'avertissement suivants :

#### Termes de signalisation

<b>DANGER</b>	Signale une situation dangereuse présentant un risque élevé et pouvant résulter en des blessures graves ou mortelles, si la mise en garde n'est pas respectée.
<b>AVERTISSEMENT</b>	Signale une situation dangereuse présentant un risque moyen et pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles, si la mise en garde n'est pas respectée.
<b>ATTENTION</b>	Signale une situation dangereuse impliquant un risque faible, susceptible d'entraîner des blessures légères ou modérées, si la mise en garde n'est pas respectée.
<b>AVIS</b>	Signale une situation dangereuse impliquant un risque faible, susceptible de causer des dommages matériels, notamment à l'instrument, des dysfonctionnements, des résultats erronés ou des pertes de données.

#### Symboles d'avertissement



Danger d'ordre général



Avis

### 2.2 Consignes de sécurité relatives au produit

#### Usage prévu

Cet instrument est conçu pour une large gamme d'applications dans différents environnements. Il permet de mesurer l'oxygène dissous.

Sauf autorisation de Mettler-Toledo GmbH, tout autre type d'utilisation et de fonctionnement en dehors des caractéristiques techniques définies par Mettler-Toledo GmbH est considéré non conforme.

#### Responsabilités du propriétaire de l'instrument

Le propriétaire de l'instrument est la personne qui détient le titre de propriété de l'instrument et qui utilise l'instrument ou autorise une personne à l'utiliser, ou qui est réputée être l'opérateur de l'instrument aux yeux de la loi. Le propriétaire de l'instrument est responsable de la sécurité de tous les utilisateurs de l'instrument et des tiers.

Mettler-Toledo GmbH part du principe que le propriétaire de l'instrument forme les utilisateurs à une utilisation sûre de l'instrument sur leur lieu de travail et qu'il aborde les dangers que son utilisation implique. Mettler-Toledo GmbH part du principe que le propriétaire de l'instrument fournit l'équipement de protection nécessaire.

#### Consignes de sécurité



#### ATTENTION

##### Influences environnementales

Évitez les influences environnementales suivantes :

- Vibrations importantes.
- Exposition directe au soleil.
- Humidité atmosphérique supérieure à 80 %.
- Atmosphère de gaz corrosifs.
- Températures inférieures à 5 °C et supérieures à 40 °C.
- Champs électriques ou magnétiques puissants.



## AVIS

### Détérioration ou dysfonctionnement de l'instrument découlant de l'utilisation de pièces inadaptées

- Veillez à n'utiliser que des pièces de METTLER TOLEDO destinées à être utilisées avec votre instrument.



### AVERTISSEMENT

#### Risque d'explosion dû à la formation d'étincelles, corrosion due à la pénétration de gaz

Le boîtier de l'instrument n'est pas étanche aux gaz. Ne travaillez jamais dans un environnement présentant un risque d'explosion.



### AVERTISSEMENT

#### Blessures graves dues aux produits chimiques et aux solvants

Lors de l'utilisation de produits chimiques et de solvants, respectez les instructions du fabricant et les règles générales de sécurité de laboratoire.

## Réglementation de la FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC et aux règlements sur les brouillages radioélectriques édictés par le Ministère des Communications du Canada. Son utilisation est sujette aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe A, en vertu de la Section 15 des règles de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre toute interférence dangereuse lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, peut générer des brouillages préjudiciables aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque de générer des brouillages préjudiciables, auquel cas l'utilisateur se verra dans l'obligation de rectifier la situation à ses frais.

### 3 Installation

Déballez l'instrument avec précaution. Conservez le certificat de calibrage dans un lieu sûr.


#### 3.1 Installation des piles

##### AVIS



##### Dommages à l'instrument en raison du couvercle des piles non scellé

L'indice de protection IP67 exige que le compartiment des piles soit parfaitement étanche. La bague d'étanchéité autour du couvercle des piles doit être remplacée si elle est endommagée de quelque façon que ce soit.



- 1 Faites glisser le bouton de déverrouillage du couvercle des piles dans le sens de la flèche.
- 2 Saisissez le couvercle avec deux doigts et retirez-le.
- 3 Insérez les piles dans le compartiment, comme indiqué par les flèches à l'intérieur du compartiment.
- 4 Replacez le couvercle des piles et repoussez le bouton pour fixer le couvercle en place.

#### 3.2 Connecter un capteur

##### Capteurs IP67

Pour connecter les capteurs IP67, assurez-vous que les fiches sont correctement enfichées. Tourner le connecteur RCA (cinch) pour faciliter la fixation du capteur.

##### Capteur ISM®

Lors de la connexion d'un capteur ISM® à l'appareil de mesure une des conditions suivantes doit être remplie pour que les données d'étalonnage soient automatiquement transférées de la puce du capteur à l'appareil de mesure et utilisées pour d'autres mesures. Après avoir fixé le capteur ISM® ...


- L'appareil de mesure doit être mis sous tension.
- (Si l'appareil de mesure est déjà sous tension) la touche **READ** est actionnée.
- (Si l'appareil de mesure est déjà sous tension) la touche **CAL** est actionnée.

Nous vous recommandons fortement de mettre l'appareil de mesure hors tension lors de la déconnexion du capteur ISM. Vous êtes ainsi sûr que le capteur n'est pas retiré alors que l'instrument est en train de lire des données en provenance de la puce ISM du capteur ou d'y écrire des données.

Le symbole **ISM ISM** apparaît sur l'écran et l'ID de capteur de la puce du capteur est enregistrée est apparaît sur l'écran.

L'historique d'étalonnage, le certificat initial et la température maximale peuvent être affichés et imprimés dans la mémoire de données.

#### 3.3 Montage de la dragonne



- Monter la dragonne comme indiqué sur le schéma.

### 3.4 Clip SevenGo™


Le clip SevenGo™ est un porte-électrodes qui peut être placé à côté de l'écran d'un côté ou de l'autre du boîtier.



- 1 Pour monter le clip enlever le couvercle au-delà du point de fixation du clip en utilisant l'ongle de votre pouce.
- 2 Fixez le clip en le pressant dans la cavité.
- 3 Faire glisser le corps du capteur dans le clip par le haut.
- 4 Faire tourner le capteur autour de l'axe du clip pour commuter entre les positions de rangement et de travail.

### 3.5 Clip deux électrodes SevenGo™


Le clip deux électrodes SevenGo™ est l'accessoire idéal pour le maniement de deux électrodes sur le terrain. Les clips deux électrodes peuvent être raccordés.



- Assembler les deux clips en les pressant dans les cavités du raccord de clip.


## 4 Commande de l'appareil de mesure de pH/ORP/ions/OD SG68

### 4.1 Structure de l'appareil de mesure



- 1 **Prise BNC** pour l'entrée du signal mV/pH
- 2 **Prise RCA (Cinch)** pour l'entrée du signal de température de l'électrode de pH
- 3 **Prise RCA (Cinch)** pour l'entrée du signal de température de l'électrode d'OD
- 4 **Prise BNC** pour l'entrée de l'électrode d'OD
- 5 **Fente d'insertion** pour la fixation de la dragonne
- 6 **Points de fixation** pour le clip SevenGo™ (des deux côtés)
- 7 **Écran**
- 8 **Couvercle des piles**
- 9 **Bloc de touches caoutchouc**
- 10 **Embout inférieur (bleu)** au-dessus du point de fixation de l'assistant de terrain
- 11 Points de fixation des **pieds en caoutchouc**


## 4.2 L'écran



- 1 Icône État de la pile
- 2 Icône Dérogation d'arrêt automatique
- 3 Icône Enregistrement des données (mesure à intervalle périodique)
- 4 Icône Rétroéclairage
- 5 Icône Mode Routine (droits d'accès d'utilisateur limités)
- 6 Date et heure
- 7 Température de mesure
- 8 Format du point final :
- 9 Pression atmosphérique
- 10 Compensation de température
  - **ATC** : sonde de température connectée
  - **MTC** : aucune sonde de température connectée ou détectée
- 11 Nombre de jeux de données en mémoire
- 12 ID utilisateur
- 13 Touche programmable

<b>14</b>	Touche programmable		
<b>15</b>	Touche programmable		
<b>16</b>	ID échantillon		
<b>17</b>	ID électrode		
<b>18</b>	Critères d'état de l'électrode d'oxygène dissous		
	Pente : 80-125 % Électrode en bon état	Pente : 70-79 % L'électrode doit être nettoyée	Pente : 60-69 % L'électrode est défectueuse
<b>Icone 18/19</b>			
<b>19</b>	Critères d'état de l'électrode de pH		
	Pente : 95-105 % Décalage : ±(0-15) mV Électrode en bon état	Pente : 94-90 % Décalage : ±(15-35) mV L'électrode doit être nettoyée	Pente : 89-85 % Décalage : ±(>35) mV L'électrode est défectueuse
<b>20</b>	Électrode ISM® connectée		
<b>21</b>	Critère de stabilité		
	Strict	Moyen	Rapide
<b>22</b>	Messages d'avertissement		
<b>23</b>	Groupes de tampons ou d'étalons		

#### 4.3 Commandes de touche



Touche	Appuyer sur la touche et la relâcher	Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes
<b>ON/OFF</b> 	Mise en marche ou arrêt l'appareil de mesure	Mise en marche ou arrêt l'appareil de mesure

<b>READ/BACKLIGHT</b> 	Démarrer ou terminer la mesure (écran de mesure) Confirmer l'entrée ou lancer l'édition d'un tableau Quitter le réglage et retourner à l'écran de mesure	Activer ou désactiver le rétroéclairage
<b>CAL</b> 	Démarrer l'étalonnage	Afficher les dernières données d'étalonnage
<b>MODE ou EXIT</b> 	Commuter le mode sur canal unique (écran de mesure) Abandonner le réglage et retourner à l'écran précédent (écrans de réglage)	Commuter entre l'affichage à canal unique et l'affichage à double canal (écran de mesure)

### Modes de mesure

Un canal unique doit d'abord être sélectionné pour activer le mode de mesure.

- Appuyer sur la touche **MODE** et la relâcher quand l'affichage à canal unique est activé pour passer d'un mode de mesure à l'autre.
- Appuyer sur la touche **MODE** et la maintenir enfoncée pour commuter entre les écrans de mesure à un canal et à double canal.

L'ordre des modes de mesure en alternance pour la mesure pH/ion est le suivant:

1. pH
2. mV
3. rel. mV
4. ion

Pour la mesure de l'OD l'ordre est le suivant:

1. saturation (%)
2. ppm
3. mg/l

### 4.4 Utilisation des touches programmables

L'instrument de mesure multiparamètre SevenGo Duo pro™ dispose de trois touches programmables. Les fonctions qui leur sont affectées changent pendant le fonctionnement en fonction de l'application. L'affectation est indiquée dans la ligne en bas de l'écran.

Dans l'écran de mesure, les trois touches programmables sont affectées comme suit :

Menu	Enreg.	Données
Accéder aux paramètres de l'instrument	Enregistrer une mesure à point final	Accéder au menu de données

Les autres fonctions des touches programmables sont :

	Déplacer d'un cran vers la droite	<b>Éditer</b>	Modifier le tableau ou la valeur
	Déplacer d'un cran vers la gauche	<b>Terminer</b>	Terminer l'étalonnage
	Faire défiler le menu vers le haut	<b>Oui</b>	Confirmer
	Faire défiler le menu vers le bas	<b>Non</b>	Rejeter
	Augmenter la valeur	<b>Afficher</b>	Consulter les données sélectionnées
	Réduire la valeur	<b>Enreg.</b>	Enregistrer les données, le paramètre ou la valeur

	Défiler jusqu'au prochain jeu de données en mémoire	<b>Sélection.</b>	Sélectionner la fonction ou le paramètre mis en surbrillance
	Supprimer des lettres ou des chiffres sur le clavier alphanumérique	<b>Démarrer</b>	Commencer la mesure de référence
<b>Suppr.</b>	Supprimer les données sélectionnées	<b>Trans.</b>	Transférer les données sélectionnées

## 4.5 Naviguer entre les menus

L'écran de mesure se compose d'une fenêtre de mesure, des touches programmables, des zones pour les icônes d'état et des zones du menu sous-jacent.

Pour accéder aux zones du menu et pour naviguer entre elles, utilisez les différentes programmables (voir « Utilisation des touches programmables »).

- 1 Appuyez sur **Menu**.  
⇒ Le menu **Configuration** apparaît et **ID échantillon** est mis en surbrillance.
- 2 Appuyez sur pour mettre en surbrillance l'onglet **Configuration**.
- 3 Appuyez sur pour mettre en surbrillance l'onglet **pH/Ion**.
- 4 Appuyez sur pour mettre en surbrillance l'onglet **OD**.
- 5 Appuyez sur **MODE/EXIT** pour revenir sur l'écran de mesure.

## 4.6 Naviguer dans un menu

Cet exemple est basé sur le menu **Configuration** mais la procédure s'applique aussi bien à d'autres menus.

- Appuyer sur **Menu**.
- ⇒ Le menu **Configuration** apparaît et **ID échantillon** est mis en surbrillance.
- Appuyez sur autant de fois que nécessaire pour accéder à un élément de menu.
- Appuyez sur **Sélection**, pour avancer dans le menu de l'opération choisie.
- Poursuivez la navigation avec les touches , ou **Sélection**, jusqu'à atteindre la destination finale dans le menu.
- Appuyez sur **MODE/EXIT** pour revenir au menu précédent.  
— ou —
- Appuyez sur **READ** pour revenir directement sur l'écran de mesure.

## 4.7 Utilisation du clavier alphanumérique

### 4.7.1 Saisie alphanumérique

L'instrument de mesure peut afficher un clavier à l'écran pour saisir les identifiants, les numéros de série et les codes PIN. Cet écran permet de saisir des chiffres et des lettres.

#### Remarque

- Lorsque vous saisissez un code PIN, chaque caractère s'affiche sous la forme d'un astérisque (\*).

Entrer les ID d'échantillon											
<u>A</u> _____											
A	B	C	D	E	F	G	1	2	3		
H	I	J	K	L	M	N	4	5	6		
O	P	Q	R	S	T	U	7	8	9		
V	W	X	Y	Z		0			OK		
Appuyer sur 'Read' pour saisir											

- 1 Appuyez sur **←** pour vous déplacer vers la gauche pour mettre en surbrillance un chiffre ou une lettre, utilisez **→** pour vous déplacer vers la droite et **↓** pour vous déplacer vers le bas.
- 2 Appuyez sur **READ** pour confirmer la saisie.
  - ⇒ La ligne où la position du caractère alphanumérique est saisie clignote.
- 3 Pour terminer et confirmer la saisie, utilisez les touches programmables pour sélectionner la touche écran **OK** et appuyez sur **READ** pour enregistrer l'ID.
  - ou —
- 4 Pour supprimer des informations, utilisez les touches de fonction pour sélectionner **[~~☒~~]** et appuyez sur **READ** pour supprimer le caractère saisi précédemment.
  - ou —
- 5 Appuyez sur **MODE/EXIT** pour revenir au niveau supérieur du menu.
  - ⇒ Les entrées sont rejetées.

#### 4.7.2 Saisie des ID/PIN

Les quatre touches programmables et la touche **READ** permettent de naviguer sur le clavier et de saisir des identifiants et des codes PIN.

##### Exemple : EAU

- 1 Si **A** est en surbrillance, appuyez sur **↓** à trois reprises.
  - ⇒ **V** est en surbrillance.
- 2 Appuyez une fois sur **→**.
  - ⇒ **W** est en surbrillance.
- 3 Appuyez sur **READ** pour saisir **W**.
- 4 Repositionnez la barre en surbrillance sur **A**, **T**, **E** et **R**, puis appuyez sur **READ** pour saisir chaque lettre de l'ID échantillon dans l'ordre décrit aux étapes a à c.
- 5 Placez la barre en surbrillance sur **OK** et appuyez sur **READ** pour enregistrer l'identifiant.

#### 4.7.3 Editer des valeurs dans un tableau

L'instrument dispose d'une fonction qui permet à l'utilisateur de saisir, modifier ou supprimer des valeurs dans des tableaux. (par exemple, les valeurs de température et de tampon pour un groupe de tampons personnalisé). Pour modifier les tableaux, utilisez les touches programmables pour naviguer d'une cellule à l'autre.

- 1 Appuyez sur **READ** pour pouvoir modifier les cellules d'un tableau.
  - ⇒ Les touches programmables affichées changent.
- 2 Appuyez sur les touches **[ + ]** et **[ - ]** pour saisir la valeur et appuyez sur **READ** pour confirmer.
  - ⇒ Les touches de fonction redeviennent **[ ↑ ]** et **[ ↓ ]**.
- 3 Naviguez jusqu'à la cellule souhaitée et appuyez sur **Suppr.** pour supprimer une valeur.
- 4 Pour terminer la modification du tableau, allez sur **Save** (Enregistrer) à l'aide des touches **[ ↑ ]** et **[ ↓ ]**.
- 5 Appuyez sur **READ** pour confirmer la modification et pour quitter le menu.

### 4.8 Étalonnage

L'appareil de mesure de pH/OD SevenGo Duo pro™ vous permet d'effectuer des étalonnages de pH et ioniques pour jusqu'à 5 points et des étalonnages OD pour jusqu'à 2 points.

#### 4.8.1 Effectuer un étalonnage pH/ion à un point

- 1 Appuyez sur **MODE** et maintenez une pression continue pendant 3 secondes pour passer à l'écran de mesure du pH ou des ions monocanal en cas de mesure à deux canaux.
- 2 Placez l'électrode dans un tampon d'étalonnage et appuyez sur **CAL**.
  - ⇒ **Cal 1** s'affiche à l'écran.
- 3 L'instrument effectue une mesure de point final conformément au mode de point final présélectionné une fois que le signal s'est stabilisé ou après avoir appuyé sur **READ**.
  - ⇒ La valeur de tampon correspondante s'affiche à l'écran.
- 4 Appuyez sur **Terminer** pour accepter l'étalonnage et revenir à la mesure de l'échantillon.

- ⇒ Le résultat de l'étalonnage (décalage et pente pour le pH) s'affiche à l'écran.  
— ou —

- 5 Appuyez sur **Enreg.** pour conserver l'étalonnage.
- 6 Appuyez sur **EXIT** pour rejeter l'étalonnage.

#### Remarque

- Avec l'étalonnage en 1 point, seul le décalage est réglé. Si la sonde a été préalablement étalonnée dans le cadre d'un étalonnage multipoint, la pente déjà enregistrée sera conservée. Sinon, la pente théorique (-59,16 mV/pH) sera utilisée.

### 4.8.2 Effectuer un étalonnage pH/ion multipoints

Les étalonnages pH/ion jusqu'à 5 points peuvent être effectués avec l'instrument.

- 1 Exécutez l'étalonnage comme indiqué à la section « Exécution d'un étalonnage en un point du pH/des ions ou de la conductivité en un point » (étapes 1 à 3).
- 2 Rincez l'électrode à l'eau déionisée.
- 3 Placez l'électrode dans le tampon d'étalonnage suivant.
- 4 Appuyez sur **CAL**.
  - ⇒ **Cal 2** s'affiche à l'écran. L'instrument effectue une mesure de point final conformément au mode de point final présélectionné une fois que le signal s'est stabilisé ou après avoir appuyé sur **READ**. La valeur de tampon correspondante s'affiche à l'écran.
- 5 Répétez les étapes b à d pour tous les tampons d'étalonnage.
- 6 Appuyez sur **Terminer** pour terminer la procédure d'étalonnage.
  - ⇒ Autrement, l'instrument termine automatiquement l'étalonnage une fois que 5 étalonnages ont été réalisés. La valeur du décalage et la pente sont affichées à l'écran.
- 7 Appuyez sur **Enreg.** pour conserver l'étalonnage.
- 8 Appuyez sur **EXIT** pour rejeter l'étalonnage.

#### Remarque

Jusqu'à 5 étalonnages peuvent être enregistrés pour un ID d'électrode assignée. Les données d'étalonnage les plus anciennes sont automatiquement remplacées par les données d'étalonnage actuelles.

### 4.8.3 Reconnaissance automatique de tampons

L'appareil de mesure comprend la Reconnaissance automatique de tampons pour les groupes de tampons prédéfinis (voir "Annexe"). Les tampons à l'intérieur d'un groupe de tampons sont automatiquement reconnus par l'appareil de mesure et affichés pendant l'étalonnage.

Cette fonction permet l'étalonnage dans n'importe quel ordre à l'intérieur d'un groupe de tampons pH prédéfinis.

Il n'y a pas de reconnaissance automatique de tampon pH pour les groupes de tampons personnalisés ; dans ce cas, il faut suivre l'ordre défini des tampons.

### 4.8.4 Étalonnage d'oxygène dissous (OD)

#### Préparer l'étalonnage


Avant d'effectuer un étalonnage :

- L'électrode doit être raccordée à l'instrument de mesure pendant au moins 6 heures (durée de polarisation).
- Pour les électrodes numériques à oxygène dissous ISM (InPro6850i, InPro6950i), les instruments de mesure doivent être sous tension afin que l'électrode soit polarisée.
- La fonction « Dérogation automatique » doit être activée.
- La membrane doit être examinée pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée ou contaminée. Si la membrane est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et humide.

#### Réalisation d'un étalonnage en 1 point

Le premier point d'un étalonnage d'oxygène dissous est toujours effectué dans de l'air saturé en vapeur (100 % d' $O_2$ ).

- Assurez-vous que la sonde a été soigneusement nettoyée et séchée. Les gouttelettes d'eau sur la membrane doivent être éliminées, car elles empêchent l'étalonnage correct de la sonde.
- Appuyez sur **MODE** et maintenez une pression continue pendant 3 secondes pour passer à l'écran de mesure monocanal en cas de mesure sur deux canaux.



- Placez l'électrode dans un flacon à 1 cm au-dessus de la surface de l'eau comme indiqué dans le graphique ci-dessus et appuyez sur **CAL**.
  - ⇒ **Cal 1** s'affiche à l'écran.
  - ⇒ L'instrument effectue automatiquement une mesure de point final conformément au mode de point final présélectionné une fois que le signal s'est stabilisé ou après avoir appuyé sur **READ**. La valeur de l'échantillon s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **Terminer** pour accepter l'étalonnage et revenir à la mesure de l'échantillon.
  - ⇒ Le résultat de l'étalonnage s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **EXIT** pour rejeter l'étalonnage.

#### Réalisation d'un étalonnage en 2 points

Le deuxième point d'un étalonnage d'oxygène dissous est effectué avec une solution sans oxygène.

- Suivez les étapes a à c pour le premier point d'étalonnage, comme décrit ci-dessus.
- Rincez l'électrode à l'eau déionisée.
- Placez l'électrode dans la solution sans oxygène et appuyez sur **CAL**.
  - ⇒ **Cal 2** s'affiche à l'écran.
  - ⇒ L'instrument effectue automatiquement une mesure de point final conformément au mode de point final présélectionné une fois que le signal s'est stabilisé ou après avoir appuyé sur **READ**. La valeur de tampon/d'échantillon correspondante s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **Terminer** pour accepter l'étalonnage et revenir à la mesure de l'échantillon.
  - ⇒ Le résultat de l'étalonnage s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **EXIT** pour rejeter l'étalonnage.

#### Remarque

Les étalonnages du point zéro sont souvent une source d'erreurs. En raison du courant nul très faible des électrodes METTLER TOLEDO, un étalonnage du point zéro n'est pas nécessaire, même pour les mesures à de faibles concentrations d'oxygène.

## 4.9 Mesures d'échantillon

- Placez l'électrode dans l'échantillon et appuyez sur **READ** pour lancer la mesure.
  - ⇒ L'écran affiche les mesures de l'échantillon en mode monocanal ou à deux canaux.
  - Remarque** : pour basculer entre l'écran de mesure monocanal et à deux canaux, appuyez sur **MODE** et maintenez une pression continue pendant 3 secondes.
  - ⇒ Le format du point final clignote, indiquant qu'une mesure est en cours.
  - ⇒ Dès que la mesure est stable selon le critère de stabilité sélectionné, l'icône **Stabilité** apparaît.

#### Remarque

- Si le format « point final automatique » est sélectionné, la mesure s'arrête automatiquement dès que l'icône de **Stabilité** apparaît.
- Si le format « point final manuel » est sélectionné, appuyez sur **READ** pour arrêter manuellement la mesure.
- Si le format « Point final temporisé » est sélectionné, la mesure s'arrête après le délai prédefini.

#### **4.10 Compensation de température**

Nous recommandons l'utilisation d'une sonde de température soit intégrée soit séparée. Le symbole ATC et la température de l'échantillon seront alors affichés. Si aucun capteur de température n'est utilisé, MTC est affiché et la température d'échantillon doit être entrée manuellement. L'appareil de mesure accepte seulement les capteurs température NTC 30 kΩ (pH) et NTC 22 kΩ (DO).

L'appareil de mesure calcule la pente de l'électrode ajustée en température en utilisant cette température et affiche la valeur pH/ion compensée en température sur l'affichage de mesure.

## 5 Configuration

### 5.1 Structure du menu de configuration

Les éléments individuels de la configuration du menu sont décrits dans les pages qui suivent la liste ci-dessous.

1.	ID échantillon	4.	Paramètres système
	1. Saisir l'ID échantillon		1. Langue
	2. Sélectionner l'ID échantillon.		2. Date et heure
	3. Supprimer l'ID échantillon		3. Contrôle d'accès
2.	<b>ID utilisateur</b>		4. Signal sonore
	1. Saisir l'ID utilisateur.		5. Mode Routine/Expert
	2. Sélectionner l'ID utilisateur.		6. Paramètres de l'écran
	3. Supprimer l'ID utilisateur		1. Contraste de l'écran
3.	<b>Enregistrement des données</b>		2. Extinction automatique
	1. Enregistrement automatique		3. Rétroéclairage désactivé
	2. Enregistrement manuel	5.	<b>Test automatique de l'instrument</b>
	3. Mesures périodiques		

### 5.2 ID échantillon

On peut **entrer** une ID échantillon alphanumérique comprenant jusqu'à 12 caractères. On peut aussi **sélectionner** dans la liste une ID échantillon entrée auparavant. Si une ID échantillon a été entrée et qu'elle est purement numérique (p. ex. 123) ou se termine par un chiffre (p. ex. WATER123), on dispose des options suivantes :

1. < Séquentiel auto> Marche

Quand on utilise ce réglage, l'ID d'échantillon est automatiquement incrémentée de 1 pour chaque mesure.

2. < Séquentiel auto> Arrêt

L'ID d'échantillon n'est pas incrémentée automatiquement.

5 ID échantillon au maximum sont enregistrées et listées pour la sélection. Si 5 ID ont déjà été rentrées, on peut effacer manuellement une ID échantillon ; sinon l'ID la plus ancienne sera automatiquement écrasée par la nouvelle.

### 5.3 Nom utilisateur

On peut **entrer** un nom utilisateur comprenant 8 caractères au maximum. On peut aussi **sélectionner** dans la liste une ID utilisateur entrée auparavant.

5 ID utilisateur au maximum sont enregistrées et listées pour la sélection. Si 5 ID ont déjà été rentrées, on peut effacer manuellement une ID utilisateur ; sinon l'ID la plus ancienne sera automatiquement écrasée par la nouvelle.

### 5.4 Enregistrement des données

L'appareil de mesure sauvegarde jusqu'à 500 jeux de données de mesure dans la mémoire. Le nombre de jeux de données déjà enregistrés en mémoire est indiqué par MXXX sur l'affichage. Un message apparaît sur l'affichage quand la mémoire est pleine. Pour sauvegarder d'autres mesures si la mémoire est pleine, il faut d'abord supprimer des données. Quand on mesure en mode double canal, les deux résultats sont sauvegardés séparément. Cependant le nombre en mémoire augmentera de 2. Vous pouvez choisir entre l'enregistrement automatique et l'enregistrement manuel ou vous pouvez enregistrer vos données dans la mémoire à un intervalle personnalisé:

1. **Enregistrement automatique**

Enregistre automatiquement en mémoire chaque mesure terminée.

## 2. Enregistrement manuel

Si "Enregistrement manuel" est activé, **Sauvegarder** apparaît sur l'écran. Appuyer sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les mesures terminées.

La mesure terminée peut seulement être enregistrée une fois. Quand les données sont enregistrées, **Sauvegarder** disparaît de l'écran de mesure.

## 3. Mesures périodiques

Une mesure est enregistrée en mémoire à chaque fois après qu'un certain intervalle (3 – 9999 s) de temps défini dans le menu s'est écoulé. Quand on travaille en mode de mesure à intervalle défini, l'intervalle peut être défini par l'entrée des secondes. La série de mesure s'arrête selon le format de point final sélectionné ou manuellement quand on appuie sur **READ**. Quand la mesure à intervalle défini est activée, le symbole **DL** [D] apparaît.

Pour les mesures durant plus de 15 minutes, désactiver la fonction d'extinction automatique. Le symbole de dérogation d'arrêt automatique [Q] apparaît sur l'affichage.

## 5.5 Paramètres système

Le menu des paramètres système est protégé par un code PIN. A la livraison le code PIN paramétré est 000000 et est activé. Veuillez changer le code PIN pour empêcher tout accès non autorisé.

### Langue

Le système propose les langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, chinois, japonais, coréen et russe.

### Date et heure

#### • Temps

Deux formats d'affichage de l'heure sont disponibles :

Format 24 heures (par exemple, 06:56 et 18:56)

Format 12 heures (par exemple, 06:56 AM et 06:56 PM)

#### • Date

Quatre formats d'affichage de date sont disponibles :

28-11-2008 (jour-mois-année)

28-Nov-2008 (jour-mois-année)

28/11/2008 (jour-mois-année)

11-28-2008 (mois-jour-année)

### Contrôle d'accès

Des codes PIN sont disponibles pour accéder aux fonctions suivantes :

- Paramètres système
- Suppression des données
- Accès à l'instrument

Pour saisir le code PIN, procédez comme suit :

- 1 Activez la protection par code PIN lorsque le contrôle d'accès est activé. La fenêtre de saisie du code PIN alphanumérique s'affiche.
- 2 Saisissez un code PIN alphanumérique (6 caractères max.).
  - ⇒ La fenêtre de saisie pour la vérification du code PIN apparaît.
- 3 Confirmez le code PIN.

Le code PIN peut contenir jusqu'à 6 caractères. Dans les paramètres d'usine, le code PIN pour accéder aux paramètres système et supprimer les données est 000000 et il est activé par défaut. Aucun mot de passe d'identification n'est défini.

### Signal sonore

L'activation d'un signal sonore peut être effectuée dans les trois cas suivants :

- Pression sur une touche

- Affichage d'un message d'alarme/avertissement
- Atténuation de la stabilité et du point final d'une mesure (le signal de stabilité apparaît)

## Modes Expert/Routine

L'instrument dispose de deux modes de fonctionnement :

- **Mode Expert** : les paramètres d'usine par défaut activent toutes les fonctions de l'instrument de mesure.
- **Mode Routine** : certains paramètres de menu sont bloqués.

Les deux modes d'utilisation reposent sur une fonction BPL qui veille à ce que les paramètres importants et les données stockées ne puissent pas être supprimés ou modifiés par inadvertance.

En mode Routine, l'utilisateur peut uniquement accéder aux fonctions suivantes :

- Étalonnage et mesure
- Modification des identifiants d'utilisateur, d'échantillon et de la sonde
- Modification de la température MTC
- Modification des paramètres système (protégés par code PIN)
- Enregistrement et affichage
- Test automatique de l'instrument

## Paramètres d'écran

### Contraste de l'écran

Le contraste de l'écran peut être réglé entre les niveaux 1 à 6.

### Extinction automatique

L'instrument s'éteint automatiquement lorsqu'aucune touche n'est pressée dans un délai prédéfini pour économiser les piles. Le délai d'arrêt automatique de l'instrument peut être défini (5 min, 10 min, 30 min, 1 heure, 2 heures) ou sur « Jamais » pour désactiver cette fonction. Si vous sélectionnez « Jamais », l'icône **Dérogation d'arrêt automatique**  s'affiche à l'écran et vous devez éteindre manuellement l'instrument en appuyant sur **ON/OFF**.

### Rétroéclairage désactivé

Si la fonction de rétroéclairage est activée (icône **Rétroéclairage**  à l'écran), le rétroéclairage s'active lorsque vous appuyez sur une touche et se désactive lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant une durée prédéfinie afin d'économiser les piles. Il est possible de définir un délai (10 s, 15 s, 30 s, 1 minute) au bout duquel le rétroéclairage s'éteint automatiquement ou sur « Jamais » pour que le rétroéclairage reste toujours activé.

- Appuyez sur la touche **Rétroéclairage** et maintenez une pression continue pour désactiver le rétroéclairage.  
⇒ L'icône **Rétroéclairage**  disparaît de l'écran.

## 5.6 Test automatique de l'appareil

Pour effectuer un test automatique, l'utilisateur doit intervenir.

- 1 Dans le menu **Configuration**, sélectionnez « 6. Test automatique de l'instrument ».  
⇒ La sélection de l'élément de menu démarre la procédure de test automatique.
- 2 Appuyez sur les touches de fonction du clavier, une par une, dans n'importe quel ordre.  
⇒ Le résultat du test automatique s'affiche au bout de quelques secondes.  
⇒ L'instrument revient automatiquement sur le menu des paramètres système.

### Remarque

- L'utilisateur doit avoir fini d'appuyer sur toutes les sept touches en l'espace de deux minutes sinon le message « Test automatique échoué » apparaît et il faut recommencer la procédure.
- Si des messages d'erreur s'affichent de façon répétitive, contactez METTLER TOLEDO Service.

## 6 Menus et paramètres

### 6.1 Structure de menu pH/ion

1.	Paramètres de température	3.	Paramètres de mesure
	1. Définir température MTC		1. Résolution de mesure
	2. Unité de température		2. Critère de stabilité
2.	Paramètres d'étalonnage		3. Unité de mesure des ions
	1. Groupe de tampons/étalons		4. Décalage mV rel.
	2. Mode d'étalonnage	4.	Formats du point final
	3. Rappel d'étalonnage	5.	Définir limites
	<b>Continuer en haut du tableau</b>	6.	ID/SN du capteur

### 6.2 Structure du menu OD

1.	Paramètres de température		2. Compensation barométrique
	1. Définir température MTC		3. Unité de pression barométrique
	2. Unité de température	4.	Formats du point final
2.	Rappel de étalonnage	5.	Définir les limites
3.	Paramètres de mesure	6.	ID/SN du capteur
	1. Compensation de la salinité		

### 6.3 Paramètres de température

#### • Définir température MTC

Si l'appareil de mesure ne détecte pas de sonde de température, **MTC** apparaît sur l'écran. Dans ce cas la température de l'échantillon doit être entrée manuellement. On peut entrer une valeur **MTC** entre -30 °C et 130 °C.

#### • Unité de la température

Sélectionner l'unité de température: °C ou °F. La valeur de température est automatiquement convertie d'une unité à l'autre.

### 6.4 Paramètres d'étalonnage pH/ion

#### Groupes de tampons ou d'étalons

#### Groupes de tampons pH prédéfinis

Vous pouvez sélectionner un groupe de tampons prédéfinis parmi les sept disponibles.

<b>B1</b>	1,68	4,01	7,00	10,01		(à 25 °C)	Mettler US
<b>B2</b>	2,00	4,01	9,00	9,21	11,00	(à 25 °C)	Mettler Europe
<b>B3</b>	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00	(à 20 °C)	Tampon Merck standard
<b>B4</b>	1,679	4,008	6,865	9,180		(à 25 °C)	JIS Z 8802
<b>B5</b>	1,680	4,008	6,865	9,184	12,454	(à 25 °C)	DIN19266
<b>B6</b>	1,09	4,65	6,79	9,23	12,75	(à 25 °C)	DIN19267
<b>B7</b>	1,680	4,003	6,864	9,182	12,460	(à 25 °C)	Chinois

Des tables de ces tampons en fonction de la température sont programmées dans l'appareil de mesure et peuvent être consultées dans l'"Annexe".

#### Groupes de tampons personnalisés

Vous pouvez créer un jeu de tampons de pH définis par l'utilisateur, avec 5 températures différentes pour chaque tampon. L'écart de température entre chaque tampon de pH doit être d'au moins 5 °C, et la différence entre chaque valeur de pH doit être d'au moins 1.

Lorsque vous passez d'un groupe de tampons prédéfini à un groupe de tampons personnalisé, appuyez sur **Enregis.**, dans le tableau même si aucune valeur n'a été modifiée.

## Étalons ioniques

Vous pouvez définir des concentrations pour un maximum de 5 étalons avec une température normale (voir « Paramètres de mesure pH/ions »). Cinq unités de concentration sont disponibles :

- mmol/L
- mol/L
- ppm
- mg/L
- %

## Mode d'étalonnage

Deux modes d'étalonnage sont proposés :

- **Segmenté** : la courbe d'étalonnage est constituée de segments linéaires rejoignant les points d'étalonnage isolés. Si une précision élevée est requise, la méthode des segments est recommandée.
- **Linéaire** : la courbe d'étalonnage est déterminée par régression linéaire. Cette méthode est recommandée pour des échantillons dont les valeurs varient considérablement.

### Remarque

- Ces paramètres s'appliquent à la fois à l'étalonnage du pH et à l'étalonnage des ions.

## Rappel d'étalonnage

Lorsque le rappel d'étalonnage est activé, à l'expiration d'un intervalle de temps défini par l'utilisateur (maximum 9 999h), vous êtes averti que vous devez effectuer un nouvel étalonnage.

Appuyez sur **READ** pour mémoriser l'intervalle et un autre écran apparaît pour sélectionner la date d'expiration de l'étalonnage.

Quatre plages de temps différentes peuvent être programmées. Dans les quatre cas, un message d'avertissement s'affiche indiquant que l'électrode doit être étalonnée.

- **Immédiatement**  
Les mesures de l'instrument sont bloquées dès l'expiration de l'intervalle prédéfini.
- **Rappel + 1h**  
Les mesures de l'instrument sont bloquées 1 heure après l'expiration de l'intervalle prédéfini.
- **Rappel + 2h**  
Les mesures de l'instrument sont bloquées 2 heures après l'expiration de l'intervalle prédéfini.
- **Continuer la mesure**  
L'utilisateur peut poursuivre les mesures lorsque l'intervalle prédéfini a expiré.

## 6.5 Paramètres de mesure pH/ion

### Résolution de mesure

La résolution pour pH et mV doit être définie pour l'affichage. Jusqu'à 3 décimales peuvent être choisies en fonction de l'unité de mesure (voir le tableau ci-dessous).

Sur l'affichage	Description	Option
X.XXX	trois décimales	pH
X.XX	deux décimales	pH
X.X	une décimale	pH, mV
X	pas de décimales	mV

En mode Ion, la résolution de mesure dépend de la concentration et de l'unité de l'ion mesuré.

### Critère de stabilité

Le symbole de **stabilité** apparaît selon les critères de stabilité suivants:

#### - Critères de stabilité pour la mesure de pH et mV

**Strict**



Le signal mesuré ne doit pas varier de plus de 0.03 mV en 8 secondes ou de plus de 0.1 mV en 30 secondes.

**Moyen**



Le signal mesuré ne doit pas varier de plus de 0.1 mV en 6 secondes.

**Rapide**



Le signal mesuré ne doit pas varier de plus de 0.6 mV en 4 secondes.

#### - Critère de stabilité pour la mesure d'ions

**Strict**



Le signal mesuré ne doit pas varier de plus de 0.03 mV en 12 secondes ou de plus de 0.08 mV en 26 secondes.

**Moyen**



Le signal mesuré ne doit pas varier de plus de 0.08 mV en 8 secondes.

**Rapide**



Le signal mesuré ne doit pas varier de plus de 0.3 mV en 4 secondes.

#### Unités de mesure d'ion

L'unité (mmol/L, mol/L, ppm, mg/L ou %) pour les mesures et l'étalonnage peut être définie.

#### Remarque

Dans certains cas, le changement d'unités oblige l'utilisateur à procéder à un nouvel étalonnage avant de commencer une mesure, sous peine de recevoir un message d'erreur.

Les unités de mesure se divisent en deux groupes : **1.** mmol/L, mol/L et **2.** ppm, mg/L, %. Le changement au sein d'un groupe ne nécessite pas de réétalonnage, contrairement au changement entre les deux groupes.

#### Décalage mV rel.

En mode mV rel. la valeur de décalage est soustraite de la valeur mesurée. Une valeur de décalage peut être entrée ou elle peut être déterminée par la mesure en mV d'un échantillon de référence.

#### Valeur de décalage

- Entrer une valeur de décalage en mV entre -1999.9 et +1999.9 mV.

#### Tester un échantillon de référence

- Placer une électrode dans l'échantillon de référence.
- Appuyer sur **Démarrage** pour commencer la mesure de référence et attendre jusqu'à ce que l'écran de mesure se fige.  
— ou —
- Appuyer sur **READ** pour mettre fin manuellement à la mesure.
- Appuyer sur **Sauv.** pour entrer la valeur mesurée de mV dans l'appareil de mesure.

## 6.6 Paramètres de mesure OD

Le critère de stabilité pour les mesures d'oxygène dissous se produit si le signal change de moins de 0,052 nA en 30 secondes.

## Compensation de la salinité

Une correction de la salinité est requise lors de la mesure de la concentration en oxygène des échantillons dont la teneur en sel est supérieure à 1 ppt. L'instrument corrige automatiquement la concentration en ions dans ce menu (plage de salinité de 0,0 à 70,0 ppt = 70 g/L).

## Compensation barométrique

Une compensation barométrique est requise pour la mesure de la concentration en oxygène et l'étalonnage.

- **Auto** : l'instrument peut déterminer automatiquement la pression actuelle au moyen d'un capteur de pression intégré.
- **Manuelle** : l'utilisateur peut saisir la pression atmosphérique ambiante absolue.

## Unité barométrique

Quatre unités barométriques sont disponibles pour les relevés barométriques :

mbar

hPa

Torr

atm

Chaque unité peut être calculée à partir de l'unité standard Pa à l'aide des formules suivantes : mbar = hPa = 100 Pa Torr = 133,322 Pa atm = 101325 Pa.

### 6.6.1 Rappel de étalonnage OD

Pour de plus amples détails sur le **rappel de étalonnage OD**, consulter "Paramètres de étalonnage pH/ion".

## 6.7 Formats du point final

### Auto

Avec le point final automatique le critère de stabilité sélectionné détermine la fin d'une mesure individuelle en fonction du comportement de la sonde utilisée. Cela garantit une mesure simple, rapide et précise.

- 1 Placer la sonde dans l'échantillon.
- 2 Appuyer sur **READ**.
  - ⇒ **A** apparaît sur l'affichage.
  - ⇒ La mesure se termine automatiquement quand la valeur mesurée est stable. **/A** apparaît.
  - ⇒ Si on appuie sur **READ** avant que le signal ne soit stable, le format du point final passe à manuel **/M**.

### Manuel

Contrairement à **Auto**, l'intervention de l'utilisateur est requise pour arrêter la lecture de la mesure en mode manuel.

- 1 Placer la sonde dans l'échantillon.
- 2 Appuyer sur **READ**.
  - ⇒ **M** apparaît sur l'affichage.
  - ⇒ **/** apparaît sur l'affichage pour signaler la stabilité de la mesure.
- 3 Appuyer sur **READ** pour terminer la mesure. **/M** apparaît.

### Temps défini

La mesure s'arrête après l'écoulement du temps défini qui peut être réglé entre 5 s et 3600 s.

- 1 Placer la sonde dans l'échantillon.
- 2 Appuyer sur **READ**.
  - ⇒ **T** apparaît sur l'écran.
  - ⇒ **/** apparaît sur l'affichage pour signaler la stabilité de la mesure.
  - ⇒ La mesure se termine automatiquement quand l'intervalle de temps défini s'est écoulé. **/T** apparaît.
  - ⇒ Si on appuie sur **READ** avant que le signal ne soit stable, le format du point final passe à manuel **/M**.

## Informations sur l'écran

Les symboles suivants apparaissent sur l'écran en fonction du paramétrage du point final.

Mode présélectionné	Démarrage de la mesure	Stabilité du signal	Mesure terminée <sup>1</sup>
Point final automatique	A	/A	/A
	A Read	➡	/M
Point final manuel	M	/	/M
	M Read	➡	/M
Point final chronométré	T	/	/T
	T Read	➡	/M

<sup>1</sup>Le format du point final actuel (dernière colonne) et non celui qui a été présélectionné, est enregistré avec les données.

## 6.8 Définir les limites

On peut définir les limites supérieures et inférieures pour les données de mesure. Si une limite n'est pas atteinte ou est dépassée (en d'autres mots, plus petite ou plus grande qu'une valeur spécifique) un avertissement est affiché sur l'écran et peut être accompagné d'un signal acoustique. Le message "En dehors des limites" apparaît aussi sur l'impression BPL.

## 6.9 ID/NS de capteur

### Saisir un ID/NS d'électrode

On peut entrer une ID de sonde alphanumérique comprenant jusqu'à 12 caractères. L'ID de sonde est assignée à chaque valeur d'étalonnage et de mesure. Cela est précieux pour la tracabilité des données.

Jusqu'à 5 ID d'électrode peuvent être saisis pour chaque type d'électrode.

Si une nouvelle ID de sonde est entrée, la pente et le décalage d'étalonnage théoriques pour ce type de capteur sont chargés. Le capteur doit être étalonné à nouveau.

Si une ID de sonde est entrée et qu'elle se trouve déjà dans la mémoire de l'appareil de mesure et a déjà été étalonnée auparavant, les données spécifiques d'étalonnage pour cette ID de sonde sont chargées.

Lorsqu'un nouvel **ID d'électrode ionique** est saisi, le type d'électrode peut être sélectionné.

Quand on connecte une **sonde ISM®** à l'appareil de mesure, ce dernier:

- reconnaît automatiquement la sonde si elle est activée (alternative: appuyer sur **READ** ou **CAL**)
- charge l'ID de sonde enregistrée, le SN de sonde et le type de sonde ainsi que les dernières données d'étalonnage de cette sonde
- Utiliser cet étalonnage pour les mesures suivantes

L'ID d'électrode pour les électrodes ISM® analogiques peut être modifié. Cependant, cela n'est pas possible pour les électrodes ISM® numériques.

### Sélectionner un ID/NS d'électrode

Les ID d'électrode déjà saisis peuvent être sélectionnés dans une liste.

Si un ID d'électrode est sélectionné et que cette électrode a déjà été étalonnée, les données d'étalonnage de l'électrode seront chargées.

### Remarque

- Vous pouvez supprimer un ID d'électrode avec ses étalonnages dans le menu des données d'étalonnage.

## 7 Gestion des données

### 7.1 Structure du menu de données

1.	Données de mesure	3.	Données ISM
	1. Afficher		<b>1. pH</b>
	2. Supprimer		1. Données d'étalonnage initial
<b>2.</b>	<b>Données d'étalonnage</b>		2. Historique d'étalonnage
	<b>1. pH</b>		3. Température maximale
	1. Afficher		4. Réin. ISM
	2. Supprimer		<b>2. OD</b>
	<b>2. Ion</b>		1. Données d'étalonnage initial
	1. Afficher		2. Historique d'étalonnage
	2. Supprimer		3. Température maximale
	<b>3. OD</b>		4. Membrane oxygène
	1. Afficher		5. Réin. ISM
	2. Supprimer		

### 7.2 Données de mesure

#### Afficher

##### Tous

Toutes les données de mesure enregistrées peuvent être consultées ; les dernières données enregistrées s'affichent à l'écran.

##### Partiel

Les données de données peuvent être filtrées selon 3 critères.

- Numéro de mémoire (MXXX)
- ID échantillon
- Mode de mesure

#### Numéro de la mémoire

- Saisissez le numéro de la mémoire et appuyez sur **Afficher**.  
⇒ Les données de mesure s'affichent.

#### ID échantillon

- 1 Saisissez l'ID échantillon et appuyez sur **Afficher**.  
⇒ L'instrument de mesure retrouve toutes les mesures stockées portant cet ID échantillon.
- 2 Parcourez les données de mesure pour consulter toutes les mesures portant l'ID échantillon saisi.

#### Mode de mesure

- 1 Sélectionnez un mode de mesure dans la liste et appuyez sur **Afficher**. L'instrument de mesure retrouve toutes les mesures stockées effectuées avec le mode de mesure sélectionné.
- 2 Faites défiler les données de mesure pour le mode de mesure sélectionné.

#### Supprimer

Toutes les données de mesure enregistrées ou partiellement peuvent être supprimées en les filtrant. Le filtre fonctionne comme décrit ci-dessus dans « Afficher ».

#### Remarque

- La suppression est protégée par code PIN. Le code PIN configuré par défaut est 000000. Modifiez le code PIN pour éviter tout accès non autorisé.

### 7.3 Données d'étalonnage

Vous pouvez afficher et supprimer les données d'étalonnage de votre choix. Jusqu'à 5 étalonnages par ID de sonde sont stockés dans la mémoire.

#### Afficher

- 1 Choisissez entre les types de sondes : électrode de pH, sonde de conductivité ou capteur de concentration ionique.
- 2 Appuyez sur **Afficher**.
  - ⇒ La liste des ID des sondes étalonnées s'affiche.
- 3 Sélectionnez un ID de sonde dans la liste et appuyez sur **Afficher**.
- 4 Appuyez sur les touches **↑** et **↓** pour naviguer entre les jeux de données d'étalonnage précédents ou suivants.
  - ou —
  - Appuyez sur **CAL** et maintenez une pression continue pendant 3 secondes sur l'écran de mesure monocalculatrice.
  - ⇒ Les données de mesure d'étalonnage actuelles s'affichent.

#### Supprimer

- 1 Choisissez entre les types de sondes : électrode de pH, sonde de conductivité ou capteur de concentration ionique.
- 2 Appuyez sur **Suppr..**.
  - ⇒ Une liste des ID des sondes s'affiche.
- 3 Sélectionnez un ID de sonde dans la liste et appuyez sur **Suppr..**.
- 4 Appuyez sur **Oui** lorsque le message « Cela va supprimer toutes les données sélectionnées. Veuillez confirmer. » apparaît.
  - ou —
  - Appuyez sur **Non** pour annuler et quitter.
  - ⇒ Après suppression, l'ID de la sonde disparaît de la liste du menu correspondant.

#### Remarque

- Une sonde active ne peut pas être supprimée.
- Ce menu est protégé par un code PIN de suppression. Le code PIN configuré par défaut est 000000. Modifiez le code PIN pour éviter tout accès non autorisé.

### 7.4 Données ISM

L'instrument de mesure SevenGo Duo pro™ intègre la technologie ISM® (Intelligent Sensor Management). Cette fonctionnalité ingénieuse fournit une sécurité supplémentaire tout en éliminant les risques d'erreur. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

#### Sécurité accrue !

- Une fois l'électrode ISM® connectée, celle-ci est automatiquement reconnue. L'identifiant et le numéro de série (NS) de l'électrode sont transférés de la puce de l'électrode vers l'instrument.
- Une fois l'électrode ISM® étalonnée, les données d'étalonnage sont automatiquement transférées de l'instrument vers la puce de l'électrode. Les données les plus récentes sont toujours stockées à l'endroit adéquat : sur la puce de l'électrode.

#### Plus de sûreté!

Une fois la sonde ISM® connectée, les cinq étalonnages les plus récents sont transférés à l'appareil de mesure. Ils peuvent être affichés pour voir l'évolution de la sonde au cours du temps. Cette information indique si la sonde doit être nettoyée ou renouvelée.

#### Éliminer les erreurs!

Lorsque une sonde ISM® est connectée, le dernier jeu de données d'étalonnage est automatiquement utilisé pour les mesures.

Les caractéristiques supplémentaires sont décrites ci-dessous.

#### **Données initiales d'étalonnage**

Quand une sonde ISM® est connectée, les données d'étalonnage initiales dans la sonde peuvent être affichées ou transférées. Les données suivantes sont incluses:

- Temps de réponse
- Tolérance de température
- Résistance de membrane
- Pente (au pH 7) et décalage
- Type (et nom) de l'électrode (par exemple InLab Expert Pro ISM®)
- Numéro de série (SN) et numéro d'ordre (ME)
- Date de production

#### **Historique d'étalonnage**

Les données des 5 derniers étalonnages enregistrés dans l'électrode ISM® (y compris l'étalonnage en cours) peuvent être affichées ou transférées.

#### **Température max.**

La température maximale à laquelle la sonde ISM® a été exposée pendant la mesure, est contrôlée automatiquement et peut être visualisée pour l'évaluation de la durée de vie de l'électrode.

#### **Membrane d'oxygène**

Si la membrane du capteur d'oxygène ISM est remplacée, on peut entrer la date de remplacement sur la puce de ISM.

#### **Réinitialisation ISM®**

L'historique de l'étalonnage dans ce menu peut être effacé. Ce menu est protégé par un code PIN pour l'effacement des données. A la livraison le code PIN paramétré est 000000. Veuillez changer le code PIN pour empêcher tout accès non autorisé.

## 8 Maintenance

### 8.1 Maintenance de l'appareil de mesure

Ne dévissez jamais les deux moitiés du boîtier!

Les appareils de mesure ne requièrent pas de maintenance si ce n'est un essuyage de temps en temps avec un chiffon humide. Le boîtier est en acrylonitrile butadiène styrène/polycarbonate (ABS/PC). Ce matériau n'est pas résistant aux solvants organiques tels que le toluène, xylène et le méthyle éthyle cétone (MEK).

Essuyez immédiatement toute projection.

### 8.2 Maintenance de l'électrode

Assurez-vous que l'électrode de pH contient toujours la solution de remplissage appropriée.

Pour une précision optimale, nous vous conseillons de nettoyer à l'eau déionisée la partie extérieure de l'électrode susceptible d'avoir été « contaminée » par la solution de remplissage.

Stockez toujours l'électrode conformément aux instructions du fabricant et ne la laissez pas sécher.

Si la pente de l'électrode chute rapidement, ou si sa réponse devient lente, procédez comme suit en fonction de l'échantillon analysé.

Problème	Action
Accumulation de graisse ou d'huile	Dégraissez la membrane à l'aide d'un coton imbibé d'acétone ou d'une solution savonneuse.
La membrane de l'électrode de pH est desséchée.	Laissez tremper la pointe de l'électrode toute la nuit dans une solution de HCl à 0,1 M.
Accumulation de protéines dans le diaphragme d'une électrode de pH	Éliminez les dépôts en faisant tremper l'électrode dans une solution de HCl/pepsine.
Contamination de l'électrode de pH par le sulfure d'argent	Éliminez les dépôts en faisant tremper l'électrode dans une solution de thio-urée.
Après le traitement, effectuez un nouvel étalonnage.	

#### Remarque

Les solutions de nettoyage et de remplissage doivent être manipulées avec les mêmes précautions que les substances toxiques ou corrosives.

### 8.3 Mise au rebut

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative à la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (WEEE), ce dispositif ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Logiquement, ceci est aussi valable pour les pays en dehors de l'UE conformément aux réglementations nationales en vigueur.



Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques. Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil. En cas de transmission de ce dispositif à des tiers, le contenu de cette réglementation doit également être joint.

### 8.4 Messages d'erreur

Message	Description et résolution
La valeur mesurée de pH/mV/ion/température/oxygène dissous dépasse la limite maximale.	Les limites de mesure sont activées dans les paramètres de menu et la valeur mesurée est en dehors de ces limites. <ul style="list-style-type: none"><li>Contrôler l'échantillon.</li><li>Contrôler la température d'échantillon.</li><li>S'assurer que le capuchon de protection de l'électrode pH a été retiré et que l'électrode est correctement connectée et placée dans la solution d'échantillon.</li></ul>
La valeur mesurée de pH/mV/ion/température/oxygène dissous est en dessous de la limite minimale	

<b>Message</b>	<b>Description et résolution</b>
La mémoire est pleine	500 données de mesure au maximum peuvent être sauvegardées dans la mémoire. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effacer toutes ou une partie des données en mémoire, sinon il est impossible de sauvegarder les nouvelles données de mesure.</li> </ul>
Etalonner l'électrode, s.v.p.	Le rappel d'étalonnage a été activé dans les paramètres de menu et le dernier étalonnage a expiré. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etalonner l'électrode.</li> </ul>
Le capteur actif ne peut pas être supprimé.	Il est impossible d'effacer les données d'étalonnage de l'ID de capteur sélectionnée étant donné que c'est l'ID de capteur active actuelle sur l'affichage. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer une nouvelle ID de capteur dans les paramètres de menu.</li> <li>• Sélectionner une autre ID de capteur dans la liste des paramètres de menu.</li> </ul>
Tampon erroné	L'appareil ne peut pas reconnaître le tampon ou l'étalon/le tampon a été utilisé deux fois pour l'étalonnage/deux tampons présentent une différence de moins de 60 mV. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que vous avez le tampon correct et qu'il est frais.</li> <li>• Assurez-vous que le tampon n'a pas été utilisé plus d'une fois pendant l'étalonnage.</li> </ul>
Pente hors plage	Le résultat est en dehors des limites suivantes: pente < 85% ou > 105%, décalage < -35 mV ou > + 35 mV. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que vous avez le tampon correct et qu'il est frais.</li> <li>• Contrôler le signal mV de l'électrode, nettoyer ou remplacer l'électrode,</li> </ul>
Décalage du zéro (offset) hors des tolérances	
Temp. tampon hors limite	La température mesurée en mode ATC est en dehors de la plage des tampons d'étalonnage de pH: 5 ... 50 °C.
Temp. étalon hors limites	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir la température du tampon/de l'étalon à l'intérieur des limites.</li> <li>• Changer le réglage de la température.</li> </ul>
La température diffère du réglage	La température mesurée en mode ATC diffère de plus de 0,5°C de la valeur définie par l'utilisateur/de la plage de température. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir la température du tampon/de l'étalon à l'intérieur des limites.</li> <li>• Changer le réglage de la température.</li> </ul>
Erreur de communication du capteur ISM®	Les données n'ont pas été correctement transférées entre le capteur ISM® et l'appareil de mesure. Reconnecter le capteur ISM® et réessayer.
Echec de l'autotest	L'auto-test n'a pas été accompli en l'espace de 2 minutes ou l'appareil de mesure est défectueux. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redémarrer l'auto-test et le terminer en l'espace de 2 minutes.</li> <li>• Contacter le S.A.V. METTLER TOLEDO si le problème persiste.</li> </ul>
Valeur invalide, réintroduire	La valeur entrée diffère de moins de 1 unité de pH/5°C des autres valeurs prédefinies. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrer une valeur supérieure/inférieure afin d'obtenir une différence plus importante.</li> </ul>

Message	Description et résolution
Hors plage	<p>Ou la valeur entrée est hors plage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrer une valeur qui soit comprise dans la plage affichée.</li> </ul> <p>ou</p> <p>La valeur mesurée est hors plage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le capuchon de protection de l'électrode a été enlevé et que l'électrode est correctement connectée et placée dans la solution échantillon.</li> <li>S'il n'y a pas d'électrode connectée, mettre le clip de court-circuitage dans la prise.</li> </ul>
Err. mot de passe	<p>Le code PIN entré n'est pas correct.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrer à nouveau le code PIN.</li> <li>Rétablissement l'état de livraison, toutes les données et tous les réglages seront perdus.</li> </ul>
Mot passe incorr., réessayer	<p>Le PIN de confirmation ne concorde pas avec le PIN entré.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réentrer le PIN.</li> </ul>
Erreur mémoire programme	<p>L'appareil de mesure détecte une erreur interne pendant le démarrage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre l'appareil hors circuit et puis à nouveau en circuit.</li> <li>Contactez le S.A.V. METTLER TOLEDO si le problème persiste.</li> </ul>
Erreur mémoire donnée	<p>Les données n'ont pas pu être enregistrées dans la mémoire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre l'appareil hors circuit et puis à nouveau en circuit.</li> <li>Contactez le S.A.V. METTLER TOLEDO si le problème persiste.</li> </ul>
Aucune donnée correspondante en mémoire	<p>Le critère de filtre entré n'existe pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrer un nouveau critère de filtre.</li> </ul>
L'ID de capteur existe déjà, le SN précédent va être écrasé	<p>Deux capteurs avec ID identiques mais SN différents ne sont pas autorisés dans l'appareil de mesure. Si un SN différent a été entré auparavant pour cette ID de capteur, l'ancien SN sera écrasé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrer une ID de capteur différente afin de conserver l'ID et le SN précédents.</li> </ul>

## 8.5 Limites d'erreur

Message	Plage non-acceptée	
Hors plage	pH	<-2.000 ou >19.999
	mV	<-1999.9 ou >1999.9
	[O <sub>2</sub> ]	< 0.1% or > 600 %
	[O <sub>2</sub> ]	< 0.01 mg/l ou > 80 mg/l
	[O <sub>2</sub> ]	< 0.01 ppm ou > 80 ppm
Temp. tampon/étalon hors limites	T (pH)	< 5 ou > 50 °C
	T (DO)	<0 °C ou >50 °C
Décalage du zéro (offset) hors des tolérances	Eref1 -Eb   > 60 mV	
Pente hors plage	Eref1 -Eb   > 60 mV	
Tampon erroné	ΔEref1   < 10 mV	
pH non-valide du tampon défini par l'utilisateur	ΔpH   < 1 pH	

<b>Message</b>	<b>Plage non-acceptée</b>	
La température mesurée en mode ATC diffère de la valeur définie par l'utilisateur.	I tATC-tbuffer	I > 1 °C
Etal. 1 hors plage	I	< 40 nA ou > 110 nA
Etal. 2 hors place	T	< 0 nA ou > 2 nA

## 9 Capteurs, solutions et accessoires

Pièces	Réf. commande
<b>Sondes IP67 avec câble fixe</b>	
InLab®Expert Go, électrode de pH 3-en-1 robuste, IP67, corps PEEK, ATC	51340288
InLab®605, sonde à oxygène dissous robuste avec membrane échangeable à oxygène dissous	51340291
Sonde à oxygène dissous robuste InLab®605-10m avec membrane échangeable à oxygène dissous	51340292
Pièces	Réf. commande
<b>Électrodes ISM®IP67 avec câble fixe</b>	
InLab®Expert Go ISM, électrode de pH 3 en 1 robuste, IP67, corps PEEK, ATC	51344102
InLab®Expert Go ISM-5m, électrode de pH 3 en 1 robuste, corps PEEK, ATC	51344103
InLab®Expert Go ISM-10m, électrode de pH 3 en 1 robuste, IP67, corps PEEK, ATC	51344104
InLab®605 ISM-2m, sonde à oxygène	51344611
InLab®605 ISM-5m, sonde à oxygène	51344612
InLab®605 ISM-10m, sonde à oxygène	51344613
Pièces	Réf. commande
<b>Électrodes ISM®IP67 avec tête multibroche</b>	
InLab®Micro Pro ISM, électrode de pH 3 en 1, corps en verre, diamètre de tige 5 mm, ATC, rechargeable	51344163
InLab®738-ISM, sonde de conductivité, corps en époxy, ATC, système de référence pressurisé SteadyForce™	51344112
InLab® Pure Pro ISM, électrode de pH 3 en 1, corps en verre, rodage en verre fixe, ATC, rechargeable	51344172
InLab® Routine Pro ISM, électrode de pH 3 en 1, corps en verre, ATC, rechargeable	51344055
InLab® Science Pro-ISM, électrode de pH 3 en 1, corps en verre, rodage en verre fixe, ATC, rechargeable	51344072
InLab® Solids Pro ISM, électrode de pH 3 en 1, corps en verre, jonction ouverte, membrane vive, ATC	51344155
Pièces	Réf. commande
<b>Solutions</b>	
Sachets de tampons pH 4,01, 30 x 20 mL	51302069
Solution tampon pH 4,01, 6 x 250 mL	51350018
Sachets de tampons pH 7,00, 30 x 20 mL	51302047
Solution tampon pH 7,00, 6 x 250 mL	51350020
Sachets de tampons pH 9,21, 30 x 20 mL	51302070
Solution tampon pH 9,21, 6 x 250 mL	51350022
Sachets de tampons pH 10,01, 30 x 20 mL	51302079
Solution tampon pH 10,00, 6 x 250 mL	51350024
Solution de HCl/pepsine (élimine la contamination par les protéines)	51350100
Solution de thiourée (élimine la contamination par le sulfure d'argent)	51350102
Comprimés étalons zéro oxygène, 20 pièces	51300140

Pièces	Réf. commande
<b>Accessoires</b>	
Couvercle des piles	51302328
Flacons 50 mL	51300240
Embout inférieur (bleu)	51302324
Cache pour clip	51302327
Poids de l'électrode	51303019
Dispositif d'étalonnage InLab®605	51340296
Électrolyte InLab®605 (25 mL)	51340294
Kit de membranes InLab®605 (3 unités et électrolyte)	51340293
Kit d'étanchéité InLab®605	51340295
Adaptateur LTW-MiniDin (sonde de conductivité)	51302329
Pieds en caoutchouc (2 unités)	51302335
Clip SevenGo™	51302325
Kit d'étanchéité SevenGo™	51302336
Clip pour deux électrodes SevenGo™	51302319
Dragonne	51302331

## 10 Spécifications

	Appareil de mesure pH/ORP/ions/conductivité SevenGo Duo pro™ SG68	
<b>Plage de mesure</b>	pH	-2.000 à 19.999
	mV	-1999.9...1999.9 mV
	pH ATC	-5...130°C
	pH MTC	-30...130°C
	Ion	0.000...999.9% 0.000...9999 ppm 1.00E-9...9.99E+9 mg/l 1.00E-9...9.99E+9 mmol/L
	OD	0.00...99.99 mg/l 0.00...99.99 ppm 0.0...600.0 %
	Pression	1100 mbar
	Température	0...60 °C
<b>Résolution</b>	0.1/0.01/0.001 pH	
	1/0.1 mV	
	Température pH	0.1 °C
	Ion	3 décimales
	OD	0.01 mg/l 0.01 ppm 0.1%
	Pression	1 mbar
	Température OD	0.1 °C
<b>Limites d'erreur pH</b>	± 0.002 pH	
	± 0.2 mV	
	± 0.1°C	
<b>Limites d'erreur ion</b>	± 0.5% (cette limite s'applique seulement pour l'appareil de mesure)	
<b>Limites d'erreur OD</b>	OD	±0.5 % de la valeur mesurée
	Pression	± 2 % de la valeur mesurée
	Température	±0.1 °C
<b>Étalonnage du pH</b>	jusqu'à 5 points	
<b>Point isopotentiel</b>	pH 7.00	
<b>Tampon d'étalonnage pH</b>	7 groupes prédéfinis	1 groupe de 5 tampons défini par l'utilisateur
<b>Solution d'étalonnage OD</b>	jusqu'à 2 points	Air saturé de vapeur Solution zéro oxygène
<b>Alimentation électrique</b>	Puissance nominale	6 V c.c., 70 mA
	Piles	4 x AA/LR6 1.5 V ou NiMH 1.2 V rechargeable
<b>Dimensions / poids</b>	220 x 90x 45 mm 368 g	

<b>Affichage</b>	Cristaux liquides	
<b>Entrée pH</b>	BNC (IP67), impédance > $3 * 10e+12 \Omega$	
<b>Entrée OD</b>	BNC(IP67), impédance > $10e+12 \Omega$	
<b>Entrée T pH</b>	Cinch (IP67), NTC 30kΩ	
<b>Entrée T OD</b>	Cinch (IP67), NTC 30kΩ	
<b>Contrôle IP</b>	IP67 avec et sans électrode	
<b>Durée de vie des piles</b>		
<b>Conditions ambiantes</b>	Température	5...40 °C
	Humidité relative	5%...80% (non-condensante)
	Catégorie d'installation	II
	Degré de pollution	2
<b>Matériau</b>	Boîtier	ABS/PC renforcé
	Fenêtre	Polyméthylméthacrylate (PMMA)
	Bloc de touches	silicone

## 11 Annexe

### 11.1 Table des tampons

Les appareils de mesure sont dotés d'une fonction de correction automatique de la température du tampon pH sur la base des valeurs indiquées dans les tables.

#### Groupe de tampons 1 (réf. 25 °C) METTLER TOLEDO US

5	7.09	4.00	10.25	1.67
10	7.06	4.00	10.18	1.67
15	7.04	4.00	10.12	1.67
20	7.02	4.00	10.06	1.68
<b>25</b>	<b>7.00</b>	<b>4.00</b>	<b>10.01</b>	<b>1.68</b>
30	6.99	4.01	9.97	1.68
35	6.98	4.02	9.93	1.69
40	6.97	4.03	9.89	1.69
45	6.97	4.04	9.86	1.70
50	6.97	4.06	9.83	1.71

#### Groupe de tampons 2 (réf. 25 °C) METTLER TOLEDO Europe (tampon par défaut)

5	7,09	4,01	9,45	2,02	11,72
10	7,06	4,00	9,38	2,01	11,54
15	7,04	4,00	9,32	2,00	11,36
20	7,02	4,00	9,26	2,00	11,18
<b>25</b>	<b>7,00</b>	<b>4,01</b>	<b>9,21</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>
30	6,99	4,01	9,16	1,99	10,82
35	6,98	4,02	9,11	1,99	10,64
40	6,97	4,03	9,06	1,98	10,46
45	6,97	4,04	9,03	1,98	10,28
50	6,97	4,06	8,99	1,98	10,10

#### Groupe de tampons 3 (réf. 20 °C) tampons d'étalonnage Merck

5	7.07	4.04	9.16	2.01	12.41
10	7.05	4.02	9.11	2.01	12.26
15	7.02	4.01	9.05	2.00	12.10
<b>20</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>
25	6.98	4.01	8.95	2.00	11.88
30	6.98	4.01	8.91	2.00	11.72
35	6.96	4.01	8.88	2.00	11.67
40	6.95	4.01	8.85	2.00	11.54
45	6.95	4.01	8.82	2.00	11.44
50	6.95	4.00	8.79	2.00	11.33

#### Groupe de tampons 8 (réf. 25 °C) JIS Z 8802 (japonais)

5	1.668	3.999	6.951	9.395
10	1.670	3.9998	6.923	9.332
15	1.672	3.999	6.900	9.276
20	1.675	4.002	6.881	9.225
<b>25</b>	<b>1.679</b>	<b>4.008</b>	<b>6.865</b>	<b>9.180</b>
30	1.683	4.015	6.853	9.139

35	1.688	4.024	6.844	9.102
40	1.694	4.035	6.838	9.068
45	1.700	4.047	6.834	9.038
50	1.704	4.060	6.833	9.011

#### Groupe de tampons 4 (réf. 25 °C) DIN (19266)

5	6.95	4.00	9.40	1.67
10	6.92	4.00	9.33	1.67
15	6.90	4.00	9.28	1.67
20	6.88	4.00	9.22	1.68
<b>25</b>	<b>6.86</b>	<b>4.01</b>	<b>9.18</b>	<b>1.68</b>
30	6.85	4.02	9.14	1.68
35	6.84	4.02	9.10	1.69
40	6.84	4.04	9.07	1.69
45	6.83	4.05	9.04	1.70
50	6.83	4.06	9.01	1.71

#### Groupe de tampons 5 (réf. 25 °C) DIN (19267)

5	1,08	4,67	6,87	9,43	13,63
10	1,09	4,67	6,84	9,37	13,37
15	1,09	4,66	6,82	9,32	13,16
20	1,09	4,66	6,80	9,27	12,96
<b>25</b>	<b>1,09</b>	<b>4,65</b>	<b>6,79</b>	<b>9,23</b>	<b>12,75</b>
30	1,10	4,65	6,78	9,18	12,61
35	1,10	4,65	6,77	9,13	12,45
40	1,10	4,66	6,76	9,09	12,29
45	1,10	4,67	6,76	9,04	12,09
50	1,11	4,68	6,76	9,00	11,98

#### Groupe de tampons 6 (réf. 25 °C) JJG (chinois)

5	1.669	3.999	6.949	9.391	13.210
10	1.671	3.996	6.921	9.330	13.011
15	1.673	3.996	6.898	9.276	12.820
20	1.676	3.998	6.879	9.226	12.637
<b>25</b>	<b>1.680</b>	<b>4.003</b>	<b>6.864</b>	<b>9.182</b>	<b>12.460</b>
30	1.684	4.010	6.852	9.142	12.292
35	1.688	4.019	6.844	9.105	12.130
40	1.694	4.029	6.838	9.072	11.975
45	1.700	4.042	6.834	9.042	11.828
50	1.706	4.055	6.833	9.015	11.697

## 11.2 Algorithme pour la mesure de concentration d'oxygène

Le relevé (en ppm ou mg/l) est fourni par l'équation suivante:

$$C = \frac{I - I_0 \cdot [C_s(p_n) - (Sal \cdot F(T))]}{S_L \cdot X_{O_2} \cdot (p_n - p_w)}$$

I courant de capteur converti pendant la mesure  
 I<sub>0</sub> courant résiduel de capteur (supposé zéro)

c	O <sub>2</sub> concentration (ppm ou mg/L)
c <sub>s</sub>	O <sub>2</sub> solubilité dans l'eau (mg/l) à p <sub>n</sub> , (voir la partie 8.3)
p <sub>n</sub>	pression standard (1013 mbar)
p <sub>w</sub>	pression de vapeur d'eau à la température d'étalonnage (mbar)
X <sub>O<sub>2</sub></sub>	taux molaire de O <sub>2</sub> dans le gaz d'étalonnage (dans l'air égal à 0.2095)
S <sub>L</sub>	Pente du capteur (pA/mbar)
Sal	Salinité de la solution de mesure (g/kg)
F(T)	Facteur de correction de salinité dépendant de la température (voir "Solubilité de l'oxygène dans l'eau comme fonction de la température et de la salinité")

Pour calculer la saturation [%], le terme

$$[c_s(p_n) - (Sal \cdot F(T))]$$

est remplacé par 100%

S<sub>L</sub> la pente de capteur est déterminée dans l'étalonnage en utilisant l'équation suivante:

$$S_L = \frac{(I_{cal} - I_0)}{X_{O_2} \cdot [p_{cal} - (rH \cdot p_w)]}$$

S <sub>L</sub>	Pente du capteur (pA/mbar)
I <sub>cal</sub>	courant de capteur converti pendant l'étalonnage
I <sub>0</sub>	courant résiduel de capteur (supposé zéro)
X <sub>O<sub>2</sub></sub>	taux molaire de O <sub>2</sub> dans le gaz d'étalonnage (dans l'air égal à 0.2095)
p <sub>cal</sub>	pression du gaz d'étalonnage (pression d'air, en mbar)
rH	humidité relative du gaz d'étalonnage (0.0E1.0)
p <sub>w</sub>	pression de vapeur d'eau à la température d'étalonnage (mbar)

### 11.3 Solubilité de l'oxygène dans l'eau en fonction de la température et de la salinité

Selon la norme EN 25 814 et les tables de l'UNESCO (partiellement extrapolées)

Température (°C)	Solubilité O <sub>2</sub> (mg/l)	Facteur de correction de salinité F(T) (mg/l)
0	14.62	0.0875
1	14.22	0.0843
2	13.83	0.0818
3	13.46	0.0789
4	13.11	0.0760
5	12.77	0.0739
6	12.45	0.0714
7	12.14	0.0693
8	11.84	0.0671
9	11.56	0.0650
10	11.29	0.0632
11	11.03	0.0614
12	10.78	0.0593
13	10.54	0.0582

14	10.31	0.0561
15	10.08	0.0545
16	9.87	0.0532
17	9.66	0.0514
18	9.47	0.0500
19	9.28	0.0489
20	9.09	0.0475
21	8.91	0.0464
22	8.74	0.0453
23	8.58	0.0443
24	8.42	0.0432
25	8.26	0.0421
26	8.11	0.0407
27	7.97	0.0400
28	7.83	0.0389
29	7.69	0.0382
30	7.56	0.0371
31	7.43	0.0365
32	7.30	0.0353
33	7.18	0.0345
34	7.06	0.0339
35	6.95	0.0331
36	6.83	0.0323
37	6.72	0.0316
38	6.61	0.0309
39	6.51	0.0302
40	6.41	0.0296
41	6.32	0.0289
42	6.23	0.0283
43	6.14	0.0277
44	6.05	0.0272
45	5.96	0.0266
46	5.88	0.0261
47	5.79	0.0256
48	5.71	0.0251
49	5.63	0.0247
50	5.55	0.0242
51	5.47	0.0238
52	5.39	0.0234
53	5.31	0.0231
54	5.24	0.0228

55	5.16	0.0225
56	5.08	0.0222
57	5.00	0.0220
58	4.91	0.0218
59	4.83	0.0216
60	4.74	0.0215

# Índice de contenidos

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Medidas de seguridad</b>	<b>4</b>
2.1	Definiciones de los textos y símbolos de advertencia .....	4
2.2	Indicaciones de seguridad específicas del producto .....	4
<b>3</b>	<b>Instalación</b>	<b>6</b>
3.1	Colocación de las pilas .....	6
3.2	Conexión del sensor .....	6
3.3	Como ajustar la correa muñequera .....	6
3.4	Pinza SevenGo™ .....	7
3.5	Clip para dos electrodos SevenGo™ .....	7
<b>4</b>	<b>Funcionamiento del medidor de pH/ORP/Ion/DO SG68</b>	<b>8</b>
4.1	Esquema del medidor .....	8
4.2	La pantalla .....	9
4.3	Controles de las teclas .....	10
4.4	Utilización de las teclas de función .....	11
4.5	Navegar por los menús .....	12
4.6	Navegación dentro de un menú .....	12
4.7	Uso del teclado alfanumérico .....	12
4.7.1	Entrada alfanumérica .....	12
4.7.2	Introducción de ID o números PIN .....	13
4.7.3	Editar valores en una tabla .....	13
4.8	Calibración .....	14
4.8.1	Realización de una calibración de pH/ion a un punto .....	14
4.8.2	Realización de una calibración de pH/ion multipunto .....	14
4.8.3	Reconocimiento automático del estándar .....	14
4.8.4	Calibración del Oxígeno Disuelto (DO) .....	15
4.9	Medidas de muestra .....	15
4.10	Compensación de temperatura .....	16
<b>5</b>	<b>Instalación</b>	<b>17</b>
5.1	Estructura del menú de instalación .....	17
5.2	ID de la muestra .....	17
5.3	ID usuario .....	17
5.4	Registro de datos .....	17
5.5	Puesta a punto del sistema .....	18
5.6	Autocomprobación del equipo .....	19
<b>6</b>	<b>Menús y configuraciones</b>	<b>20</b>
6.1	Estructura del menú de pH/ion .....	20
6.2	Estructura del menú de DO .....	20
6.3	Configuración de temperatura .....	20
6.4	Configuración de la calibración de pH/ion .....	20
6.5	Configuración de medición de pH/ion .....	21
6.6	Configuración de medición DO .....	22
6.6.1	Recordatorio de calibración DO .....	23
6.7	Formatos de punto final .....	23
6.8	Límites de medición .....	24
6.9	ID/SN Sensor .....	24
<b>7</b>	<b>Administración de datos</b>	<b>25</b>
7.1	Estructura del menú de datos .....	25

7.2	Datos de medición .....	25
7.3	Datos de calibración .....	26
7.4	Datos ISM .....	26
<b>8</b>	<b>Conservación</b>	<b>28</b>
8.1	Mantenimiento del medidor .....	28
8.2	Mantenimiento de electrodos .....	28
8.3	Eliminación .....	28
8.4	Mensajes de error .....	28
8.5	Límites de errores .....	30
<b>9</b>	<b>Sensores, soluciones y accesorios</b>	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>34</b>
<b>11</b>	<b>Apéndice</b>	<b>36</b>
11.1	Tablas de los tampones .....	36
11.2	Algoritmo para medidas de concentración de oxígeno .....	37
11.3	Solubilidad de oxígeno en agua como una función de temperatura y salinidad .....	38

## 1 Introducción

Gracias por adquirir este medidor de METTLER TOLEDO. SevenGo Duo Pro™ no es solo una serie de medidores portátiles de doble canal y fáciles de usar para realizar mediciones precisas, sino que también cuenta con muchas características excepcionales:

- **Nueva tecnología ISM®** (Intelligent Sensor Management): el medidor reconoce automáticamente el sensor e inicia la transferencia del conjunto de datos de calibración más reciente del chip del sensor al propio instrumento. En el chip del sensor también se almacenan las cinco últimas calibraciones, además del certificado de calibración inicial, que se pueden revisar en cualquier momento. ISM® ofrece una mayor seguridad y contribuye a eliminar los errores.
- **La interfaz de usuario gráfica en varios idiomas**, presentada en una pantalla retroiluminada con guías intuitivas mediante menús, convierte a las instrucciones de manejo principalmente en una fuente de referencia.
- **Fácil cambio** entre los diferentes parámetros antes y después de cada medición.
- **Calificación IP67, que ofrece resistencia total al agua**. Esta calificación corresponde al medidor, el sensor y las conexiones. El medidor es apto para el uso en interiores y exteriores.

Además de las nuevas características, los medidores SevenGo Duo Pro™ ofrecen un nivel de calidad igual de alto que los medidores de un canal SevenGo™ y SevenGo Pro™, y los modelos de dos canales SevenGo Duo™:

- **Excelente ergonomía**: como si el medidor fuera parte de usted.
- **Gran flexibilidad** en el modo de funcionamiento y transporte: es la ayuda perfecta para todas las mediciones que realice en la planta y sobre el terreno.

### Convenciones y símbolos



Hace referencia a un documento externo.

#### Nota

Información útil sobre el producto.

### Elementos de las instrucciones

Las instrucciones siempre contienen etapas, y también pueden incluir condiciones previas, resultados intermedios y resultados finales. Si la instrucción consta de varios pasos de actuación, estos estarán numerados.

- Condiciones previas que se deben cumplir antes de ejecutar los diferentes pasos de actuación.
- 1 Etapa 1
    - ⇒ Resultado intermedio
  - 2 Etapa 2
    - ⇒ Resultado

## 2 Medidas de seguridad

### 2.1 Definiciones de los textos y símbolos de advertencia

Las indicaciones de seguridad contienen información importante sobre problemas de seguridad. Si se hace caso omiso de las indicaciones de seguridad pueden producirse daños personales o materiales, funcionamientos anómalos y resultados incorrectos. Las indicaciones de seguridad se marcan con los textos y símbolos de advertencia siguientes:

#### Texto de advertencia

<b>PELIGRO</b>	Una situación de peligro con un nivel de riesgo alto que, si no se evita, provocará lesiones graves o incluso la muerte.
<b>ADVERTENCIA</b>	Una situación de peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se impide, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
<b>ATENCIÓN</b>	Una situación de peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se impide, puede provocar lesiones de carácter leve o medio.
<b>AVISO</b>	Una situación de peligro con un nivel de riesgo bajo que puede provocar daños en el equipo, otros daños materiales, errores de funcionamiento y resultados erróneos o perdidas de datos.

#### Símbolos de advertencia



Peligro general



Aviso

### 2.2 Indicaciones de seguridad específicas del producto

#### Uso previsto

Este instrumento está diseñado para una amplia gama de aplicaciones en diversas áreas y es adecuado para medir el pH y el oxígeno disuelto.

Cualquier otro tipo de uso y funcionamiento que difiera de los límites de uso establecidos por Mettler-Toledo GmbH sin el consentimiento de Mettler-Toledo GmbH se considera no previsto.

#### Responsabilidades del propietario del instrumento

El propietario del instrumento es la persona que posee de forma legal el instrumento, así como la persona que lo utiliza o permite que otros lo utilicen, o quien la ley considere que es el operario del instrumento. Esta persona es responsable de velar por la seguridad de todos los usuarios del instrumento y de terceros.

Mettler-Toledo GmbH asume que el propietario del instrumento forma a los usuarios para usar de forma segura el mismo en el puesto de trabajo y para afrontar posibles peligros. Mettler-Toledo GmbH asume que el propietario del instrumento proporciona el equipo de protección necesario.

#### Avisos de seguridad



#### ⚠ ATENCIÓN

##### Influencias ambientales

Evite las siguientes influencias medioambientales:

- Vibraciones fuertes
- Radiación solar directa
- Humedad atmosférica superior al 80 %
- Atmósfera de gas corrosivo
- Temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 40 °C
- Campos eléctricos o magnéticos de gran intensidad

**AVISO****Daños en el instrumento o funcionamiento incorrecto debido al uso de piezas inapropiadas**

- Utilice únicamente piezas de METTLER TOLEDO diseñadas para ser utilizadas con su instrumento.

**⚠ ADVERTENCIA****Riesgo de explosión por formación de chispas y de corrosión por penetración de gases**

La carcasa del instrumento no es estanca a los gases. No trabaje nunca en un entorno con riesgo de explosiones.

**⚠ ADVERTENCIA****Lesiones graves por productos químicos y disolventes**

Cuando use productos químicos y disolventes, cumpla las instrucciones del fabricante y las normas generales de seguridad del laboratorio.

### 3 Instalación

Desembale el medidor con cuidado. Guarde el certificado de calibración en un lugar seguro.


#### 3.1 Colocación de las pilas



##### AVISO

###### Daños en el instrumento por un error de sellado en la tapa de las pilas

Para la calificación IP67, se requiere que el compartimento de las pilas esté perfectamente sellado. El anillo de estanqueidad que rodea la tapa de las pilas debe sustituirse si se daña de cualquier otro modo.



- 1 Deslice el botón de liberación de la tapa de las pilas en el sentido de la flecha.
- 2 Sujete la tapa con dos dedos y refírela.
- 3 Introduzca las pilas en el compartimento como indican las flechas del interior.
- 4 Vuelva a colocar la tapa y lleve hacia atrás el botón para que quede fija en su sitio.

#### 3.2 Conexión del sensor

##### Sensores IP67

Para conectar los sensores IP67, asegúrese de que los conectores están correctamente insertados. Enrosque el conector RCA (Cinch) para facilitar la conexión del sensor.

##### Sensor ISM®

Al conectar un sensor ISM® al medidor, se debe cumplir una de las siguientes condiciones para que los datos de calibración sean transferidos automáticamente desde el chip del sensor al medidor y utilizarse para otras medidas. Después de conectar el sensor ISM® ...


- Encienda el medidor.
- (Si el medidor ya está encendido) Pulse la tecla **READ**.
- (Si el medidor ya está encendido) Pulse la tecla **CAL**.

Recomendamos especialmente apagar el medidor al desconectar el sensor ISM. De esta manera, se asegura de que el sensor no se elimina mientras el instrumento está leyendo datos del mismo o de escribir datos en el chip ISM del sensor.

El ícono **ISM** aparece en la pantalla y la ID sensor del chip del sensor queda registrada y aparece en la pantalla.

Se pueden revisar e imprimir en la memoria de datos el historial de calibración, el certificado inicial y la temperatura máxima.

#### 3.3 Como ajustar la correa muñequera



- Ajuste la correa muñequera tal como se demuestra en el diagrama.

### 3.4 Pinza SevenGo™


El porta electrodos SevenGo™ puede colocarse a nivel de la pantalla en ambos lados de la carcasa.



- 1 Para montar el porta electrodos, quite la tapa que cubre el lugar de instalación con la uña del pulgar.
- 2 Coloque la pinza presionando en la cavidad.
- 3 Introduzca el cuerpo del sensor en el porta electrodos desde arriba.
- 4 Rote el sensor alrededor del eje del porta electrodos para cambiar de la posición de almacenamiento a la de funcionamiento o viceversa.

### 3.5 Clip para dos electrodos SevenGo™


El clip para dos electrodos SevenGo™ es el accesorio ideal para manipular dos electrodos en el campo. Es posible conectar dos clips para dos electrodos.



- Conecte los dos clips presionándolos en las cavidades del enchufe del clip.


## 4 Funcionamiento del medidor de pH/ORP/Ion/DO SG68

### 4.1 Esquema del medidor



- 1 **Conecotor BNC** para la entrada de la señal de mV/pH
- 2 **Conecotor RCA (Cinch)** para la entrada de la señal de la temperatura de pH
- 3 **Conecotor RCA (Cinch)** para la entrada de la señal de la temperatura de OD
- 4 **Conecotor BNC** para la entrada de la señal de OD
- 5 **Ranuras** para fijar la correa de muñeca
- 6 **Puntos de fijación** para la pinza de SevenGo™ (a ambos lados)
- 7 **Pantalla**
- 8 **Tapa del compartimento de las pilas**
- 9 **Teclado de goma**
- 10 **Capuchón protector inferior (azul)** sobre el punto de fijación del asistente de campo
- 11 Puntos de fijación de **las patas de goma**


## 4.2 La pantalla



- 1 Ícono de **estado de la batería**
- 2 Ícono de **desactivación de desconexión automática**
- 3 Ícono de **registro de datos** (lectura en intervalos de tiempo)
- 4 Ícono de **retroiluminación**
- 5 Ícono de **Modo de rutina** (los derechos de acceso del usuario están restringidos)
- 6 Fecha y hora
- 7 Temperatura de medición
- 8 Formato del punto final
- 9 Presión atmosférica
- 10 Compensación de temperatura
  - **ATC:** el sensor de temperatura está conectado.
  - **MTC:** no se ha conectado o detectado ningún sensor de temperatura.
- 11 Cantidad de conjuntos de datos en la memoria
- 12 ID del usuario
- 13 Tecla de función

<b>14</b>	Tecla de función		
<b>15</b>	Tecla de función		
<b>16</b>	ID de muestra		
<b>17</b>	ID de sensor		
<b>18</b>	Criterio del <b>estado del electrodo de OD</b>		
	Pendiente: 80-125 % El electrodo se encuentra en buen estado.	Pendiente: 70-79 % El electrodo debe limpiarse.	Pendiente: 60-69 % El electrodo está defectuoso.
<b>18,19 ícono</b>			
<b>19</b>	Criterio del <b>estado del electrodo de pH</b>		
	Pendiente: 95-105 % Desviación: ±(0-15) mV El electrodo se encuentra en buen estado.	Pendiente: 94-90 % Desviación: ±(15-35) mV El electrodo debe limpiarse.	Pendiente: 89-85 % Desviación: ±(>35) mV El electrodo está defectuoso.
<b>20</b>	El sensor ISM® está conectado.		
<b>21</b>	Criterios de estabilidad		
	Estricta	Media	Rápida
<b>22</b>	Mensajes de advertencia		
<b>23</b>	Grupos de soluciones tampón o estándares		

#### 4.3 Controles de las teclas



<b>ON/OFF</b> 	Encender o apagar el medidor	Encender o apagar el medidor
<b>READ/BACKLIGHT</b> 	Medida de inicio o de punto final (pantalla de medida) Confirmar entrada o iniciar la edición de la tabla Salir de la configuración y volver a la pantalla de medida	Encender o apagar retroiluminación
<b>CAL</b> 	Iniciar calibración	Revisar datos de calibración más recientes
<b>MODE o EXIT</b> 	Cambiar el modo a canal único (pantalla de medida) Eliminar la configuración y volver al menú anterior (pantallas de medida)	Cambiar de visualización de canal individual a dual o viceversa (pantalla de medida)

### Modos de medida

Seleccione, en primer lugar, un canal individual para cambiar el modo de medida.

- Pulse y suelte la tecla **MODE** en la visualización de canal individual para cambiar entre los diferentes modos de medida.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **MODE** para cambiar entre la pantalla de medida de canal dual e individual.

La secuencia de los modos de medida alternos para la medida de pH/ion es:

- pH
- mV
- rel. mV
- ion

Para la medida DO, la secuencia es:

- saturación (%)
- ppm
- mg/L

### 4.4 Utilización de las teclas de función

El metro multiparamétrico SevenGo Duo Pro™ dispone de tres teclas que cambian de función mientras se usa el instrumento dependiendo de la aplicación. Esto se indica en la línea inferior de la pantalla.

En la pantalla de medición, las tres teclas tienen estas funciones:

Menú	Almacenar	Datos
Acceder a la configuración del medidor	Guardar una medición finalizada	Acceder al menú de datos

Las otras funciones que pueden adquirir estas teclas son:

	Moverse una posición a la derecha	<b>Editar</b>	Editar una tabla o un valor
	Moverse una posición a la izquierda	<b>Fin</b>	Finalizar la calibración
	Desplazarse hacia arriba en el menú	<b>Sí</b>	Confirmar
	Desplazarse hacia abajo en el menú	<b>No</b>	Rechazar

	Aumentar el valor	<b>Revisar</b>	Revisar los datos seleccionados
	Disminuir el valor	<b>Guardar</b>	Guardar los datos, la opción o el valor
	Desplazarse al conjunto de datos siguiente de la memoria	<b>Seleccionar</b>	Seleccionar la función u opción resaltada
	Borrar letras o números en el teclado alfanumérico	<b>Iniciar</b>	Comenzar la medición de referencia
<b>Borrar</b>	Borrar los datos seleccionados	<b>Transferir</b>	Transferir los datos seleccionados

## 4.5 Navegar por los menús

La pantalla del medidor se compone de un marco de medición, teclas de función, y áreas del menú subyacente y para los iconos de estado.

Para acceder a las áreas del menú y desplazarse por ellas, use las distintas teclas de función (consulte "Uso de las teclas de función").

1 Pulse **Menú**.

⇒ Aparecerá el menú **Configuración e ID de muestra** se resaltará.

2 Pulse para que se resalte la opción **Configuración**.

3 Pulse para que se resalte la opción **pH/Ion**.

4 Pulse para que se resalte la opción **DO**.

5 Pulse **MODE/EXIT** para volver a la pantalla de medición.

## 4.6 Navegación dentro de un menú

Este ejemplo está basado en el menú **Instalación**, pero el procedimiento se aplica también a otros menús.

- Pulse **Menú**.

⇒ Aparecerá el menú **Configuración e ID de muestra** se resaltará.

- Pulse tantas veces como sea necesario para desplazarse por los elementos del menú.

- Pulse **Seleccionar** para ir al menú de la función elegida.

- Siga desplazándose con , o **Seleccionar** hasta llegar a la opción del menú que esté buscando.

- Pulse **MODE/EXIT** para volver al menú anterior.

Como alternativa:

- Pulse **READ** para volver directamente a la pantalla de medición.

## 4.7 Uso del teclado alfanumérico

### 4.7.1 Entrada alfanumérica

El medidor tiene un teclado en pantalla para introducir ID, números de serie y PIN. Para estas entradas, se admiten números y letras.

**Nota**

- Al especificar un PIN, cada carácter introducido se mostrará como un asterisco (\*).



- 1 Pulse **←** para desplazarse a la izquierda y resaltar el número o la letra, **→** para desplazarse a la derecha y **↓** para desplazarse hacia abajo.
- 2 Pulse **READ** para confirmar la entrada.
  - ⇒ La línea en la que se está introduciendo el carácter alfanumérico parpadeará.
- 3 Para finalizar y confirmar una entrada, use las teclas de función para resaltar la tecla de la pantalla **OK**, y pulse **READ** para guardar el ID.  
Como alternativa:
- 4 Para borrar la información, use las teclas de función para resaltar **☒** y pulse **READ** para borrar el carácter introducido anteriormente.  
Como alternativa:
- 5 Pulse **MODE/EXIT** para al menú anterior.
  - ⇒ Las entradas se rechazarán.

#### 4.7.2 Introducción de ID o números PIN

Las tres teclas de función y la tecla **READ** se emplean para navegar por el teclado e introducir ID o números PIN.

##### Por ejemplo: WATER

- 1 Si está resaltada la letra **A**, pulse **↓** tres veces.
  - ⇒ Se resaltará la letra **V**.
- 2 Pulse **→** una vez.
  - ⇒ Se resaltará la letra **W**.
- 3 Pulse **READ** para introducir la letra **W**.
- 4 A continuación, resalte las letras **A**, **T**, **E** y **R**; y pulse **READ** para introducir cada letra del ID de muestra de la secuencia como se describe en los pasos a, b y c.
- 5 Resalte **OK** y pulse **READ** para guardar el ID de muestra.

#### 4.7.3 Editar valores en una tabla

El medidor tiene una función que permite al usuario introducir, editar o eliminar valores de tablas (por ejemplo, los valores de temperatura y solución tampón de un grupo de soluciones tampón personalizado). Esto se realiza con las teclas de función para desplazarse de una celda a otra.

- 1 Pulse **READ** para empezar a editar una celda de la tabla.
  - ⇒ Las teclas de función de la pantalla cambiarán.
- 2 Pulse **+** y **-** para introducir el valor y pulse **READ** para confirmarlo.
  - ⇒ Las teclas de función volverán a cambiar a **↑** y **↓**.
- 3 Para eliminar un valor, vaya a una celda y pulse **Borrar**.
- 4 Cuando desee terminar de editar la tabla, use **↑** y **↓** para desplazarse y resaltar **Guardar**.
- 5 Pulse **READ** para confirmar la acción y salir del menú.

## 4.8 Calibración

El medidor de pH/DO SevenGo Duo pro™ le permite realizar calibraciones de pH e ion a hasta 5 puntos y calibraciones de DO a hasta 2 puntos.

### 4.8.1 Realización de una calibración de pH/ion a un punto

- 1 Mantenga pulsado durante tres segundos **MODE** para cambiar a la pantalla de medición de un canal de pH o iones desde la de medición de dos canales.
- 2 Coloque el electrodo en la solución tampón de calibración y pulse **CAL**.
  - ⇒ Aparecerá **Cal 1** en la pantalla.
- 3 El medidor indica el punto final de acuerdo con el modo de punto final preseleccionado, una vez que la señal se ha estabilizado o al pulsar **READ**.
  - ⇒ El valor de la solución tampón pertinente se mostrará en la pantalla.
- 4 Pulse **Fin** para aceptar la calibración y volver a la medición de la muestra.
  - ⇒ El resultado de la calibración (desviación y pendiente del pH) se mostrará en la pantalla.
  - Como alternativa:
- 5 Pulse **Guardar** para conservar la calibración.
- 6 Pulse **EXIT** para rechazar la calibración.

#### Nota

- Con la calibración de un punto solo se ajusta la desviación. Si el sensor ya se ha calibrado con anterioridad mediante una calibración multipunto, se conservará la pendiente guardada previamente. En caso contrario, se empleará la pendiente teórica ( $-59,16\text{mV/pH}$ ).

### 4.8.2 Realización de una calibración de pH/ion multipunto

Con este medidor, es posible realizar calibraciones de pH e ion a hasta 5 puntos.

- 1 Realice la calibración como se describe en "Realización de calibración de pH/ion de un punto o de conductividad de un punto" (pasos 1-3).
- 2 Lave el electrodo con agua desionizada.
- 3 Coloque el electrodo en la siguiente solución tampón de calibración.
- 4 Pulse **CAL**.
  - ⇒ Aparecerá **Cal 2** en la pantalla. El medidor indica el punto final de acuerdo con el modo de punto final preseleccionado, una vez que la señal se ha estabilizado o al pulsar **READ**. El valor de la solución tampón pertinente se mostrará en la pantalla.
- 5 Repita los pasos b-d con todas las soluciones tampón de calibración.
- 6 Pulse **Fin** para finalizar el proceso de calibración.
  - ⇒ De lo contrario, el medidor finalizará la calibración automáticamente cuando se hayan realizado cinco calibraciones. Los valores de la desviación y de la pendiente se mostrarán en la pantalla.
- 7 Pulse **Guardar** para conservar la calibración.
- 8 Pulse **EXIT** para rechazar la calibración.

#### Nota

Se pueden guardar hasta cinco calibraciones por ID de sensor específico. Los datos de calibración actuales se sobrescribirán automáticamente en los datos de calibración más antiguos.

### 4.8.3 Reconocimiento automático del estándar

El medidor detecta tampones de pH automáticos en los grupos de tampones predefinidos (véase "Apéndice"). Los tampones en un grupo de tampones son detectados automáticamente por el medidor y se visualizan durante la calibración.

Esta característica permite realizar la calibración en cualquier orden dentro de un grupo predefinido de tampones pH.

Los grupos tampones personalizados no detectan tampones automáticos de pH; en este caso, debe seguirse el orden definido de los tampones.

#### 4.8.4 Calibración del Oxígeno Disuelto (DO)

##### Preparación de la calibración


Antes de realizar una calibración:

- El sensor debe permanecer conectado al dispositivo de medición durante un mínimo de seis horas (tiempo de polarización).
- Para los siguientes sensores digitales de OD con la tecnología ISM (InPro6850i e InPro6950i), el medidor debe estar encendido para que el sensor se polarice.
- La función “Desactivación automática” debe estar activada.
- Debe examinarse la membrana por si estuviera dañada o contaminada. Si la membrana está sucia, limpíela con cuidado con un trapo suave y húmedo.

##### Realización de una calibración de un punto

El primer punto de una calibración de OD siempre se realiza en aire saturado con vapor (100 % O<sub>2</sub>).

- 1 Asegúrese de que el sensor se ha limpiado y secado cuidadosamente. Elimine las gotas de agua de la membrana, ya que estas no permitirían calibrar correctamente el sensor.
- 2 Mantenga pulsado durante tres segundos **MODE** para cambiar a la pantalla de medición de un canal desde la de medición de dos canales.



- 3 Coloque el electrodo en una botella 1 cm por encima de la superficie del agua, como se muestra en la imagen, y pulse **CAL**.
  - ⇒ Aparecerá **Cal 1** en la pantalla.
  - ⇒ El medidor indica el punto final de acuerdo con el modo de punto final preseleccionado, automáticamente cuando se estabiliza la señal o al pulsar **READ**. El valor estándar aparecerá en la pantalla.
- 4 Pulse **Fin** para aceptar la calibración y volver a la medición de la muestra.
  - ⇒ El resultado de la calibración aparecerá en la pantalla.
- 5 Pulse **Exit** para rechazar la calibración.

##### Realización de una calibración de dos puntos

El segundo punto de una calibración de OD se realiza con una solución de oxígeno cero.

- 1 Siga los pasos a-c para realizar el primer punto de calibración como se ha indicado anteriormente.
- 2 Lave el sensor con agua desionizada.
- 3 Coloque el electrodo en la siguiente solución de oxígeno cero y pulse **CAL**.
  - ⇒ Aparecerá **Cal 2** en la pantalla.
  - ⇒ El medidor indica el punto final de acuerdo con el modo de punto final preseleccionado, automáticamente cuando se estabiliza la señal o al pulsar **READ**. El valor estándar o de la solución tampón pertinente se mostrará en la pantalla.
- 4 Pulse **Fin** para aceptar la calibración y volver a la medición de la muestra.
  - ⇒ El resultado de la calibración aparecerá en la pantalla.
- 5 Pulse **Exit** para rechazar la calibración.

##### Nota

Las calibraciones del punto cero suelen ser una fuente de error. Debido a la corriente cero tan baja de los sensores de METTLER TOLEDO, no se requiere la calibración del punto cero ni para las mediciones con concentraciones bajas de oxígeno.

#### 4.9 Medidas de muestra

- Coloque el sensor en la muestra y pulse **READ** para iniciar una medición.

- ⇒ Aparecerán en la pantalla las lecturas de la muestra, tanto en el modo de un canal como en el de dos canales.

**Nota:** para cambiar entre la pantalla de medición de un canal y la de dos, mantenga pulsado durante tres segundos **MODE**.

- ⇒ Si el formato del punto final parpadea, la medición está en curso.
- ⇒ En cuanto la medición sea estable según el criterio de estabilidad seleccionado, aparecerá el icono **Estabilidad**.

#### Nota

- Si se selecciona el formato "punto final automático", la medición se detiene automáticamente cuando aparece el icono **Estabilidad**.
- Si se selecciona el formato "punto final manual", deberá pulsar **READ** para detener manualmente la medición.
- Si se selecciona el formato "punto final temporizado", la medición se detendrá cuando pase el tiempo preestablecido.

## 4.10 Compensación de temperatura

Recomendamos utilizar una sonda de temperatura incorporada o separada. En caso de utilizarse una sonda de temperatura, en la pantalla aparecerán el símbolo ATC y la temperatura de la muestra. Si no se utiliza un sensor de temperatura, se visualiza MTC y se debe introducir manualmente la temperatura de la muestra. El medidor acepta solamente sensores de temperatura NTC 30 kΩ (pH) y NTC 22 kΩ (DO).

El medidor calcula la pendiente del electrodo regulada por temperatura utilizando esta temperatura y muestra el valor de pH/ion compensado por temperatura en la pantalla de medida.

## 5 Instalación

### 5.1 Estructura del menú de instalación

En las páginas posteriores a esta siguiente, se describen los elementos individuales de la configuración del menú:

<b>1.</b>	<b>ID de muestra</b>	<b>4.</b>	<b>Configuración del sistema</b>
	1. Introducir ID de muestra		1. Idioma
	2. Seleccionar ID de muestra.		2. Fecha y hora
	3. Borrar ID de muestra		3. Control de acceso
<b>2.</b>	<b>ID del usuario</b>		4. Señal acústica
	1. Introducir ID de usuario		5. Modo rutina/experto
	2. Seleccionar ID de usuario		6. Configuración de pantalla
	3. Borrar ID de usuario		1. Contraste de la pantalla
<b>3.</b>	<b>Registro de datos</b>		2. Apagado automático
	1. Almacenamiento automático		3. Retroiluminación apagada
	2. Almacenamiento manual	<b>5.</b>	<b>Autoajuste del instrumento</b>
	3. Lecturas en intervalos de tiempo		

### 5.2 ID de la muestra

Se puede **ingresar** una ID de muestra alfanumérico de hasta 12 caracteres. Sin embargo, se puede **seleccionar** de la lista una ID de muestra ingresada anteriormente. Si se ha ingresado una ID de muestra, el cual es sólo numérico (por ejemplo, 123) o finaliza con un número, por ejemplo, AGUA123), se encuentran disponibles las siguientes opciones:

1. <Auto Secuencial> On  
Si se utiliza esta configuración se incrementará automáticamente la muestra ID en 1 para cada lectura.
2. <Auto Secuencial> Off  
La muestra ID no se incrementa automáticamente.

Se puede almacenar un máximo de 5 ID de muestra en la memoria y se colocan en una lista para su selección. Si el máximo de 5 ya se ha ingresado, se puede borrar manualmente una ID de muestra o el ID más antiguo será automáticamente sobreescrito por la nueva ID.

### 5.3 ID usuario

Se puede **ingresar** una ID usuario de hasta 8 caracteres. Sin embargo, se puede **seleccionar** de la lista una ID usuario ingresado anteriormente.

Se puede almacenar un máximo de 5 de ID usuario en la memoria y se colocan en una lista para su selección. Si el máximo de 5 ya se ha ingresado, se puede borrar manualmente una ID usuario o la ID más antigua será automáticamente sobreescrito por la nueva ID.

### 5.4 Registro de datos

El medidor almacena en la memoria hasta 500 conjuntos de datos de medición. El número de conjuntos de datos ya almacenados en la memoria se indican en la pantalla con MXXX. Cuando la memoria está llena, aparece un mensaje en la pantalla. Si la memoria está llena, borrar datos antes de salvar más medidas.

Cuando se realiza la medición en modo de canal dual, se debe almacenar cada resultado por separado. Por lo tanto, en este caso, la memoria aumentará por 2. Puede seleccionar entre almacenamiento automático y manual o puede registrar sus datos en la memoria en un intervalo definido por el usuario:

#### 1. Almacenamiento automático

Almacena automáticamente todas las lecturas finalizadas en la memoria.

## 2. Almacenamiento manual

Si se aplica el "Almacenamiento manual", aparece **Almacenar** en la pantalla. Pulse **Almacenar** para salvar las lecturas finalizadas.

La lectura finalizada sólo se puede almacenar una vez. Cuando los datos están almacenados, desaparece **Almacenar** de la pantalla de medida.

## 3. Lecturas intervalos temporizados

Una lectura se almacena en la memoria cuando transcurre el intervalo (3 – 9999 seg.) definido en el menú. Al trabajar en el modo de lectura con intervalo temporizado, éste puede definirse introduciendo los segundos. La serie de medidas se define según el formato de punto final seleccionado o manualmente pulsando **READ**. Cuando la lectura con intervalo temporizado está "activada", aparece el icono **DL<sup>[on]</sup>**.

En el caso de lecturas con una duración superior a los 15 minutos, desactivar la función de apagado automático. El icono **Desactivación de desconexión automática** aparece en la pantalla [C].

## 5.5 Puesta a punto del sistema

El menú de configuración del sistema está protegido por un PIN. En el momento de la entrega, el PIN se establece en 000000 y se activa. Cambie el PIN para evitar accesos no autorizados.

### Idioma

El sistema está disponible en los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, chino, japonés, coreano y ruso.

### Fecha y hora

#### • Hora

Hay disponibles dos formatos de hora:

Formato de 24 horas (por ejemplo, 06:56 y 18:56)

Formato de 12 horas (por ejemplo, 06:56 y 18:56)

#### • Fecha

Hay disponibles cuatro formatos de fecha:

28-11-2008 (día-mes-año)

28-nov-2008 (día-mes-año)

28/11/2008 (día-mes-año)

11-28-2008 (mes-día-año)

### Control de acceso

La configuración de PIN está disponible para:

- Configuración del sistema
- Borrar datos
- Inicio de sesión en el instrumento

Para introducir el PIN, proceda de la siguiente manera:

- 1 Active la protección con PIN para el control de acceso requerido. Aparecerá la ventana para introducir un PIN alfanumérico.
- 2 Introduzca un PIN alfanumérico (de 6 caracteres máximo).
  - ⇒ Se abrirá una ventana de entrada para verificar el PIN.
- 3 Confirme el PIN.

Se pueden introducir un PIN de seis caracteres como máximo. En la configuración predeterminada de fábrica, el PIN para configurar el sistema y borrar datos está definido como 000000 y está activado; no hay definida ninguna contraseña para iniciar sesión en el instrumento.

### Señal acústica

En los tres casos siguientes, puede activarse una señal acústica:

- Se ha pulsado una tecla.
- Aparece un mensaje de alarma o advertencia.
- La medición es estable y ha alcanzado el punto final (aparece una señal de estabilidad).

## Modo rutina/experto

El medidor cuenta con dos modos de trabajo:

- **Modo experto:** la configuración predeterminada de fábrica tiene habilitadas todas las funciones del medidor.
- **Modo de rutina:** algunas opciones del menú están bloqueadas.

El concepto de los dos modos de funcionamiento es una función GLP que asegura que no pueda eliminarse ni modificarse accidentalmente la configuración o los datos guardados en condiciones de trabajo rutinarias.

El medidor solo permite las siguientes funciones en el modo rutinario:

- Calibración y medición
- Edición de los ID de usuario, muestra y sensor
- Edición de la temperatura MTC
- Edición de la configuración del sistema (protegido con PIN)
- Almacenamiento y visualización
- Ejecución del autoajuste del instrumento

## Configuración de pantalla

### Contraste de la pantalla

El contraste de la pantalla puede establecerse en niveles que van del 1 al 6.

### Apagado automático

El medidor se apagará de forma automática cuando no se pulse ninguna tecla en el tiempo establecido para ahorrar batería: se puede establecer un período (5 min., 10 min., 30 min., 1 hora o 2 horas) o "Nunca" para desactivar la función. Si selecciona "Nunca", aparecerá el ícono de **Desactivación de desconexión automática** [?] en la pantalla y deberá apagar el medidor manualmente pulsando **ON/OFF**.

### Retroiluminación apagada

Si la función de retroiluminación está activada (ícono **Retroiluminación** [?]) en la pantalla), la retroiluminación se enciende al pulsar una tecla y se apaga si no se pulsa ninguna tecla en un período preestablecido para ahorrar batería. Se puede establecer el período después del que se apagará la retroiluminación automáticamente (10 segundos, 15 segundos, 30 segundos o 1 minuto) o "Nunca" para que la retroiluminación permanezca siempre encendida.

- Mantén pulsada la tecla de **Retroiluminación** para desactivar la retroiluminación.  
⇒ El ícono **Retroiluminación** [?] desaparecerá de la pantalla.

## 5.6 Autocomprobación del equipo

El autoajuste del instrumento requiere la interacción del usuario.

- 1 En el menú **Configuración**, seleccione "6. Autoajuste del instrumento".  
⇒ La rutina de autoajuste comenzará cuando se seleccione este elemento del menú.
- 2 Pulse las teclas de función del teclado una a una en cualquier orden.  
⇒ Tras unos segundos, se mostrará el resultado del autoajuste.  
⇒ El medidor volverá automáticamente al menú de configuración del sistema.

### Nota

- Debe pulsar las siete teclas en dos minutos; de lo contrario, se mostrará "Ha fallado el autoajuste" y tendrá que repetir el procedimiento.
- Si aparecen mensajes de error reiteradamente, póngase en contacto con el servicio de METTLER TOLEDO.

## 6 Menús y configuraciones

### 6.1 Estructura del menú de pH/ion

1.	Configuración de temperatura	3.	Configuración de medición
	1. Configurar temperatura MTC		1. Resolución de medición
	2. Unidad de temperatura		2. Criterio estabilidad
2.	Configuración de la calibración		3. Unidad de medida de iones
	1. Grupo de tampones/estándares		4. Offset de mV rel.
	2. Modo de calibración	4.	Formatos de punto final
	3. Recordatorio de calibración	5.	Límites de medida
	Proseguir al inicio de la tabla	6.	ID/SN Sensor

### 6.2 Estructura del menú de DO

1.	Configuración de temperatura		2. Compensación barométrica
	1. Configurar temperatura MTC		3. Unidad barométrica
	2. Unidad de temperatura	4.	Formatos de punto final
2.	Recordatorio de calibración	5.	Límites de medida
3.	Configuración de medición	6.	ID/SN Sensor
	1. Compensación de la salinidad		

### 6.3 Configuración de temperatura

#### • Configurar temperatura MTC

Si el medidor no detecta una sonda de temperatura, en la pantalla aparecerá **MTC**. En este caso, la temperatura de la muestra debe ingresarse manualmente. Se puede ingresar un valor **MTC** entre -30 °C y 130 °C.

#### • Unidad de temperatura

Seleccionar la unidad de temperatura: °C o °F. El valor de temperatura se convierte automáticamente a cualquiera de las dos unidades.

### 6.4 Configuración de la calibración de pH/ion

#### Grupo de soluciones tampón/estándares

#### Grupos de soluciones tampón de pH predefinidos

Se puede seleccionar un grupo de soluciones tampón de los siete predefinidos:

<b>B1</b>	1,68	4,01	7,00	10,01		(a 25 °C)	Mettler (EE. UU.)
<b>B2</b>	2,00	4,01	9,00	9,21	11,00	(a 25 °C)	Mettler (Europa)
<b>B3</b>	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00	(a 20 °C)	Solución tampón Merck estándar
<b>B4</b>	1,679	4,008	6,865	9,180		(a 25 °C)	JIS Z 8802
<b>B5</b>	1,680	4,008	6,865	9,184	12,454	(a 25 °C)	DIN19266
<b>B6</b>	1,09	4,65	6,79	9,23	12,75	(a 25 °C)	DIN19267
<b>B7</b>	1,680	4,003	6,864	9,182	12,460	(a 25 °C)	Chino

Las tablas de temperatura para estos tampones se programan en el medidor y se pueden encontrar en el "apéndice".

## Grupo tampones personalizado

Se puede crear un conjunto de soluciones tampón de pH definidas por el usuario con hasta 5 temperaturas distintas por cada solución tampón. La diferencia de temperatura entre las soluciones tampón de pH debe ser de al menos 5 °C y la diferencia entre los valores de pH debe ser, como mínimo, de 1.

Cuando cambie de un grupo de soluciones tampón predeterminado a uno personalizado, pulse **Guardar** en la tabla, aunque no se haya modificado ningún valor.

## Estándares de iones

Se pueden definir concentraciones para hasta 5 estándares con una temperatura estándar (consulte "Configuración de medición pH/ion"). Hay disponibles cinco unidades de concentración:

- mmol/l
- mol/l
- ppm
- mg/l
- %

## Modo de calibración

Se ofrecen dos modos de calibración:

- **Segmentado:** la curva de calibración está formada por segmentos lineales que unen entre sí los puntos de calibración individuales. Se recomienda el método segmentado siempre que se requiera una alta exactitud.
- **Lineal:** la curva de calibración se determina mediante regresión lineal. Este método se recomienda para muestras con valores que varían mucho.

### Nota

- Esta configuración se aplica tanto a la calibración de pH como a la de iones.

## Recordatorio de calibración

Con el recordatorio de calibración, se le recuerda que debe realizar una nueva calibración después de haber transcurrido el intervalo definido (de un máximo de 9999 h).

Pulse **READ** para guardar el intervalo y aparecerá otra pantalla para seleccionar la fecha de caducidad de la calibración.

Puede programar cuatro intervalos de tiempo. En los cuatro casos, aparecerá un mensaje de alerta en el que se indicará que el electrodo debe calibrarse.

### Inmediatamente

El medidor se bloqueará de forma inmediata una vez que haya transcurrido el intervalo predefinido.

### Recordatorio de 1 hora

El medidor se bloqueará una hora después de que haya transcurrido el intervalo predefinido.

### Recordatorio de 2 horas

El medidor se bloqueará dos horas después de que haya transcurrido el intervalo predefinido.

### Continuar la lectura

Se podrá seguir con las mediciones una vez que haya transcurrido el intervalo predefinido.

## 6.5 Configuración de medición de pH/ion

### Resolución de la medición

Se debe configurar la resolución para pH y mV para la pantalla. Es posible seleccionar hasta 3 cifras decimales según la unidad de medición (véase tabla siguiente).

En la pantalla	Descripción	Opción
X.XXX	tres cifras decimales	pH
X.XX	dos cifras decimales	pH
X.X	una cifra decimal	pH, mV
X	sin cifras decimales	mV

En el modo ion, la resolución de la medida depende de la concentración y la unidad del ion medido.

#### **Criterio de estabilidad**

Aparece el ícono **estabilidad** según el siguiente criterio de estabilidad:

##### **- Criterio de estabilidad para medición de pH y mV**

**Riguroso**



La señal medida no deberá cambiar más de 0.03 mV en 8 segundos o más de 0.1 mV en 30 segundos.

**Normal**



La señal medida no deberá cambiar más de 0.1 mV en 6 segundos.

**Rápido**



La señal medida no deberá cambiar más de 0.6 mV en 4 segundos.

##### **- Criterio de estabilidad para medición de iones**

**Riguroso**



La señal medida no deberá cambiar más de 0.03 mV en 12 segundos o más de 0.08 mV en 26 segundos.

**Normal**



La señal medida no deberá cambiar más de 0.08 mV en 8 segundos.

**Rápido**



La señal medida no deberá cambiar más de 0.3 mV en 4 segundos.

#### **Unidades de las mediciones de iones**

Se pueden definir las unidades de las mediciones y las calibraciones (mmol/l, mol/l, ppm, mg/lo %).

##### **Nota**

En algunos casos, deberá calibrar de nuevo el cambio de unidades antes de iniciar una medición; de lo contrario, aparecerá un mensaje de error.

Las unidades de medida se dividen en dos grupos: **1.** mmol/l y mol/l, y **2.** ppm, mg/l y %. Los cambios dentro de un grupo no precisan de una nueva calibración, pero los cambios entre dos grupos sí la requieren.

##### **Offset de mV rel.**

En el modo Rel.mV, el valor offset se resta del valor medido. Se puede ingresar o determinar un valor offset midiendo los mV de una muestra de referencia.

##### **Valor offset**

- Ingrese un valor offset en mV entre -1999.9 y +1999.9 mV.

##### **Test muestra de referencia**

- 1 Coloque un electrodo en la muestra de referencia.
- 2 Pulse **Iniciar** para iniciar la medición de referencia y espere hasta que la pantalla de medición se congele.  
o:
- 3 Pulse **READ** para finalizar la medida manualmente.
- 4 Pulse **Salvar** para ingresar el valor en mV medido como offset en el medidor.

## **6.6 Configuración de medición DO**

El criterio estabilidad para las mediciones de oxígeno disuelto finaliza si los cambios de señal son inferiores a 0,052 nA en 30 segundos.

## Compensación de salinidad

En las mediciones de la concentración de oxígeno en muestras con un contenido de sal superior a 1 ppt, debe realizarse la corrección de la salinidad. El medidor la corrige automáticamente después de haber introducido la concentración de iones en este menú (rango de salinidad de 0,0 a 70,0 ppt = 70 g/L).

## Compensación barométrica

La compensación barométrica se requiere para la medición y la calibración de la concentración de oxígeno.

- **Auto:** el medidor puede determinar automáticamente la presión actual mediante un sensor de presión integrado.
- **Manual:** el usuario puede introducir la presión atmosférica ambiente absoluta.

## Unidad barométrica

Hay cuatro unidades barométricas disponibles para la lectura barométrica:

mbar

hPa

Torr

atm

Se puede calcular cada unidad a partir de la unidad estándar Pa mediante estas fórmulas: mbar = hPa = 100 Pa Torr = 133,322 Pa atm = 101325 Pa

### 6.6.1 Recordatorio de calibración DO

Para obtener detalles sobre **recordatorio de calibración de DO**, véase "configuración de la calibración de pH/ion".

## 6.7 Formatos de punto final

### Automático

Con el punto final automático, el criterio de estabilidad seleccionado determina el final de una lectura individual según el comportamiento del sensor utilizado. De esta manera, se garantiza una medición fácil, rápida y precisa.

1 Coloque un sensor en la muestra.

2 Pulse **READ**.

⇒ Aparece **A** en la pantalla.

⇒ La medición finaliza automáticamente cuando el valor medido es estable. Aparece **FA**.

⇒ Si se pulsa **READ** antes de que la señal sea estable, el formato de punto final cambia a manual **FM**.

### Manual

A diferencia del **Automático**, la interacción con el usuario es necesaria para detener la lectura de la medición en modo manual.

1 Coloque un sensor en la muestra.

2 Pulse **READ**.

⇒ Aparece **M** en la pantalla.

⇒ **FM** aparece en la pantalla para señalar la estabilidad de la medición.

3 Pulse **READ** para finalizar la medición. Aparece **FM**.

### Temporizado

La medición se detiene después del tiempo establecido, el cual puede determinarse entre 5 s y 3600 s.

1 Coloque un sensor en la muestra.

2 Pulse **READ**.

⇒ Aparece **T** en la pantalla.

⇒ **FT** aparece en la pantalla para señalar la estabilidad de la medición.

⇒ La medición finaliza automáticamente cuando el período de tiempo establecido caduca. aparece **FT**.

⇒ Si se pulsa **READ** antes de que la señal sea estable, el formato de punto final cambia a manual **FM**.

## Información en la pantalla

Los siguientes símbolos aparecen en la pantalla, según la configuración del punto final.

Formato preseleccionado	Inicio de medición	Estabilidad de señal	Medición con punto final <sup>1</sup>
Punto final automático	A	/A	/A
	A	Read	/M
Punto final manual	M	/	Read  /M
	M	Read	/M
Punto final temporizado	T	/	⌚  /T
	T	Read	/M

<sup>1</sup> Con los datos, se almacena el formato de punto final real (última columna) y no el preseleccionado.

## 6.8 Límites de medición

Es posible definir los límites superiores e inferiores para los datos de la medición.. Si un límite no se ha alcanzado o se ha superado (en otras palabras, es inferior o superior al valor específico), se visualizará una alerta en la pantalla y puede estar acompañado con una señal acústica. El mensaje "fuera de los límites" aparecerá también en la impresión GLP.

## 6.9 ID/SN Sensor

### Introducir ID/n.º del sensor

Se puede ingresar una ID sensor alfanumérica de hasta 12 caracteres. La ID sensor se asignará a cada valor de calibración y medida. Esto es muy importante para hacer un seguimiento de los datos.

Se pueden introducir hasta cinco ID para cada tipo sensor.

Si se ingresa una nueva ID sensor, se cargará el offset y pendiente de calibración teórica para este tipo de electrodos. El sensor se debe calibrar nuevamente.

Si se ingresa una ID sensor que ya está en la memoria del medidor y ha sido calibrado anteriormente, se cargarán el dato de calibración específico para esta ID sensor.

Al introducir un **ID de sensor de iones** nuevo, se puede seleccionar el tipo de electrodo.

Al conectar un **sensor ISM®** al medidor, éste:

- reconocerá automáticamente el sensor al encenderse (otra alternativa, es pulsar **read** o **cal**)
- cargue la ID del sensor, el SN del sensor y el tipo de sensor almacenados, así como los datos de calibración más recientes de este sensor
- utilice esta calibración para medidas posteriores

El ID de sensor se puede cambiar en los sensores ISM® analógicos, pero no en los digitales.

### Seleccionar ID de sensor

Los ID de los sensores que ya se hayan introducido, se pueden seleccionar de una lista.

Si se selecciona un ID de sensor que ya esté en la memoria del medidor y se haya calibrado con anterioridad, se cargarán los datos de calibración específicos de este ID.

### Nota

- Puede borrar un ID de sensor con sus calibraciones del menú de datos de calibración.

## 7 Administración de datos

### 7.1 Estructura del menú de datos

1.	Datos de medición	3.	Datos de ISM
	1. Revisar		<b>1. pH</b>
	2. Borrar		1. Datos de calibración iniciales
<b>2.</b>	<b>Datos de calibración</b>		2. Historial de calibración
	<b>1. pH</b>		3. Máx. temperatura
	1. Revisar		4. Reiniciar ISM
	2. Borrar		<b>2. OD</b>
	<b>2. Iones</b>		1. Datos de calibración iniciales
	1. Revisar		2. Historial de calibración
	2. Borrar		3. Máx. temperatura
	<b>3. OD</b>		4. Membrana de oxígeno
	1. Revisar		5. Reiniciar ISM
	2. Borrar		

### 7.2 Datos de medición

#### Revisar

##### Todos

Se pueden revisar todos los datos de medición almacenados; los datos guardados más recientemente aparecerán en la pantalla.

##### Parcial

Los datos de medición pueden filtrarse según tres criterios.

- Número de memoria (MXXX)
- ID de muestra
- Modo de medición

##### Número de memoria

- Introduzca los números de memoria de los datos y pulse **Revisar**.  
⇒ Se mostrarán los datos de medición.

##### ID de muestra

- 1 Introduzca el ID de muestra y pulse **Revisar**.  
⇒ El medidor encontrará todas las mediciones almacenadas con este ID de muestra.
- 2 Desplácese por los datos de medición para revisar todas las mediciones con el ID de muestra introducido.

##### Modo de medición

- 1 Seleccione un modo de medición de la lista y pulse **Revisar**. El medidor encontrará todas las mediciones almacenadas con el modo de medición seleccionado.
- 2 Desplácese por los datos de medición del modo de medición seleccionado.

#### Borrar

Se pueden borrar todos o parte de los datos de medición almacenados filtrándolos. El filtro funciona tal y como se ha descrito en "Revisar".

#### Nota

- Para borrar datos, deberá introducir un PIN. Cuando se entrega el instrumento, este PIN está definido como 000000. Cambie el código PIN para evitar que se produzca un acceso no autorizado.

### 7.3 Datos de calibración

Los datos de calibración se pueden revisar y borrar. En la memoria, se almacenan hasta cinco calibraciones por ID de sensor.

#### Revisar

- 1 Seleccione entre los tipos de sensores: de pH, iones u OD.
- 2 Pulse **Revisar**.
  - ⇒ Aparecerá la lista de los ID sensor calibrados.
- 3 Seleccione un ID de sensor de la lista y pulse **Revisar**.
- 4 Pulse **↑** y **↓** para desplazarse de un conjunto de datos de calibración al anterior o al siguiente.  
Como alternativa:  
Mantenga pulsada la tecla **CAL** tres segundos en la pantalla de medición de un canal.
  - ⇒ Se mostrarán los datos de la calibración actual.

#### Borrar

- 1 Seleccione entre los tipos de sensores: de pH, iones u OD.
- 2 Pulse **Borrar**.
  - ⇒ Aparecerá la lista de los ID de sensor calibrados.
- 3 Seleccione un ID de sensor de la lista y pulse **Borrar**.
- 4 Pulse **Sí** cuando aparezca el mensaje “Esto borrará todos los datos seleccionados. Confirme la acción”.  
Como alternativa:  
Pulse **No** para cancelar y salir.
  - ⇒ Una vez borrado, el ID de sensor desaparecerá de la lista del menú de ID de sensor.

#### Nota

- No se puede borrar un ID de sensor activo.
- La acción de borrado de este menú está protegida con un código PIN. Cuando se entrega el instrumento, este PIN está definido como 000000. Cambie el código PIN para evitar que se produzca un acceso no autorizado.

### 7.4 Datos ISM

Los medidores SevenGo Duo Pro™ incluyen la tecnología Intelligent Sensor Management (ISM®). Esta ingeniosa funcionalidad proporciona estabilidad y seguridad adicionales y elimina los errores. Las funciones más importantes son:

#### Seguridad adicional

- Tras conectar el sensor ISM®, se reconocerá automáticamente, y el ID de sensor y el número de serie se transferirán del chip del sensor al medidor.
- Tras la calibración del sensor ISM®, los datos de calibración se transfieren automáticamente del medidor al chip del sensor para su almacenamiento. Los datos más recientes siempre se almacenan en el lugar apropiado: el chip del sensor.

#### ¡Seguridad adicional!

Después de conectar el sensor ISM®, las últimas cinco calibraciones se transfieren al medidor. Éstas se pueden revisar para observar el desarrollo del sensor en el tiempo. Esta información indica si se debe limpiar o revisar el sensor.

#### ¡Elimina errores!

Después de conectar un sensor ISM®, el último conjunto de datos de calibración se utiliza automáticamente para mediciones.

A continuación, se describen características adicionales.

#### Datos calib. iniciales

Cuando está conectado un sensor ISM®, es posible revisar o transferir los datos calibración iniciales del sensor. Se incluyen los siguientes datos:

- Tiempo de respuesta
- Tolerancia de temperatura

- Resistencia de la membrana
- Pendiente (a pH 7) y offset
- Tipo (y nombre) del electrodo (por ejemplo, InLab Expert Pro ISM®)
- Número de serie (SN) y número de pedido (ME)
- Fecha de producción

#### **Historial de calibración**

Se pueden consultar los datos de las últimas cinco calibraciones almacenados en el sensor ISM®, incluida la calibración actual.

#### **Máx. temperatura**

La máxima temperatura a la cual se ha expuesto el sensor ISM® durante la medición es monitoreada automáticamente y puede ser revisada para evaluar la vida útil del electrodo.

#### **Membrana de oxígeno**

Si se ha cambiado la membrana del sensor de oxígeno ISM, se puede introducir la fecha del intercambio de membrana en el chip ISM.

#### **Reiniciar ISM ®**

En este menú se puede borrar el historial de calibraciones. Este menú está protegido por un PIN para el borrado. En el momento de la entrega, el PIN para el borrado está establecido en 000000. Cambie el PIN para evitar accesos no autorizados.

## 8 Conservación

### 8.1 Mantenimiento del medidor

No desatornille nunca las dos mitades de la carcasa.

El medidor no requiere más mantenimiento que limpiarlo ocasionalmente con un paño húmedo. La caja está fabricada con acrilonitrilo butadieno-estireno/policarbonato (ABS/PC). Este material es sensible a algunos disolventes orgánicos, como el tolueno, el xileno y la metiletilcetona (MEK).

Si se derrama alguno de estos productos, hay que limpiarlo inmediatamente.

### 8.2 Mantenimiento de electrodos

Asegúrese de que el electrodo de pH siempre esté lleno de la solución de llenado adecuada.

Para alcanzar la máxima exactitud, debe eliminar con agua desionizada cualquier solución de llenado que se haya podido derramar e incrustar en la parte externa del electrodo.

Guarde siempre el electrodo de acuerdo con las instrucciones del fabricante y no deje que se seque.

Los siguientes consejos pueden serle de ayuda si la pendiente del electrodo descende de forma rápida o si su respuesta se ralentiza. Intente una de las siguientes opciones, según las muestras que use.

Problema	Acción
Acumulación de grasa o aceite	Desengrasar la membrana con un algodón humedecido en acetona o una solución jabonosa.
Resecado de la membrana del electrodo de pH	Deje en remojo la punta del electrodo durante una noche en una solución de 0,1 M de HCl.
Acumulación de proteínas en el diafragma de un sensor de pH	Elimine los sedimentos sumergiendo el electrodo en una solución de HCl/pepsina.
Contaminación por sulfuro de plata del sensor de pH	Elimine los sedimentos sumergiendo el electrodo en una solución de tiourea.
Ejecute una nueva calibración tras el tratamiento.	

#### Nota

Las soluciones de limpieza y llenado deben manipularse con la misma cautela que las sustancias tóxicas y corrosivas.

### 8.3 Eliminación

Conforme a las exigencias de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), esta unidad no debe eliminarse con la basura doméstica. Esta prohibición es asimismo válida para los países que no pertenecen a la UE cuyas normativas nacionales en vigor así lo reflejan.



Elimine este producto, según las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos. Si tiene alguna pregunta al respecto, diríjase a las autoridades responsables o al distribuidor que le proporcionó el equipo. En caso de que este dispositivo se transfiera a terceros, deberá transmitirse también el contenido de esta normativa.

### 8.4 Mensajes de error

Mensaje	Descripción y resolución
La lectura pH/mV/ion/temperatura/oxígeno disuelto supera el límite máx.	Los límites de medida se activan en la configuración del menú el valor medido está fuera de estos límites. <ul style="list-style-type: none"><li>• Controle la muestra.</li><li>• Controle la temperatura de la muestra.</li><li>• Ceriórese de que el capuchón de humectación del electrodo de pH ha sido retirado y de que el electrodo está correctamente conectado e introducido en la solución de muestra.</li></ul>
La lectura pH/mV/ion/temperatura/oxígeno disuelto menor al límite mín.	

Mensaje	Descripción y resolución
Memoria llena	<p>Se puede almacenar un máximo de 500 datos de medición en la memoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Borre todos o parte de los datos de la memoria; de lo contrario, no podrá almacenar nuevos datos de medición.</li> </ul>
Por favor, calibre el electrodo	<p>El recordatorio de calibración se ha encendido en la configuración del menú y la última calibración ha caducado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Calibre el electrodo.</li> </ul>
El sensor activo no se puede borrar	<p>No es posible borrar los datos de calibración de la ID sensor seleccionado porque es la ID sensor del medidor actualmente activa que se muestra en la pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>introduzca la nueva ID del sensor en la configuración del menú.</li> <li>Seleccione otra ID sensor de la lista de la configuración del menú.</li> </ul>
Tampón incorrecto	<p>El medidor no puede reconocer el tampón o el estándar/tampón se ha utilizado dos veces para calibrar/dos tampones difieren en menos de 60 mV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cerciórese de que tiene el tampón correcto y de que es nuevo.</li> <li>Compruebe que el tampón no se ha utilizado más de una vez durante la calibración.</li> </ul>
Pendiente fuera de intervalo	El resultado de la calibración está fuera de los siguientes límites: Pendiente < 85% o > 105%, Offset < -35 mV o > + 35 mV.
Offset fuera de intervalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerciórese de que tiene el tampón correcto y de que es nuevo.</li> <li>Revise la señal de mV del electrodo. Limpie o sustituya el electrodo,</li> </ul>
Temperatura tampón fuera de rango	La temperatura medida ATC está fuera del rango del tampón de calibración de pH: 5...50 °C
Temperatura estándar fuera de rango	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga la temperatura del tampón/estándar dentro del rango.</li> <li>Cambie la configuración de temperatura.</li> </ul>
La temperatura es diferente a la configurada	<p>La temperatura medida ATC difiere en más de 0,5°C del valor definido por el usuario/rango de temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga la temperatura del tampón/estándar dentro del rango.</li> <li>Cambie la configuración de temperatura.</li> </ul>
error de comunicación del sensor ISM®	Los datos no se han transferido correctamente entre el sensor ISM® y el medidor. Reconecte el sensor ISM® e intente nuevamente.
Fallo autocomprobación	<p>La autocomprobación no se ha completado en 2 minutos o el medidor está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinicie la autocomprobación y finalicela en 2 minutos.</li> <li>Si el problema persiste, contacte el servicio técnico de METTLER TOLEDO.</li> </ul>
Configuración incorrecta	<p>El valor introducido difiere en menos de 1 unidad pH/5°C de los otros valores preestablecidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzca un valor superior/inferior para obtener una diferencia más grande.</li> </ul>

Mensaje	Descripción y resolución
Fuera de rango	<p>Alguno de los dos valores introducidos está fuera de rango.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzca un valor que se encuentre dentro del rango que se muestra en la pantalla.</li> </ul> <p>O</p> <p>Valor medido fuera de intervalo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que ha retirado la cubierta humectante del electrodo y de que el electrodo está conectado y colocado correctamente en la solución de la muestra.</li> <li>Si no hay conectado ningún electrodo, introduzca el clip coriocircuitante en el enchufe hembra.</li> </ul>
Contraseña incorrecta	<p>El PIN introducido no es correcto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vuelva a introducir el PIN.</li> <li>Restablezca la configuración de fábrica, se perderán todos los datos y los ajustes.</li> </ul>
Las contraseñas no corresponden, vuelva a intentarlo	<p>El PIN de confirmación no coincide con el PIN introducido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vuelva a introducir el PIN.</li> </ul>
Error memoria programa	<p>El medidor reconoce un error interno durante el inicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apague el medidor y vuelva a encenderlo.</li> <li>Si el problema persiste, contacte el servicio técnico de METTLER TOLEDO.</li> </ul>
Error memoria datos	<p>Los datos no se pueden almacenar en la memoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apague el medidor y vuelva a encenderlo.</li> <li>Si el problema persiste, contacte el servicio técnico de METTLER TOLEDO.</li> </ul>
Sin datos correspondientes en memoria	<p>El criterio de filtro introducido no existe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzca un nuevo criterio de filtro.</li> </ul>
La ID sensor ya existe, el SN anterior se sobrescribirá.	<p>No se permiten dos sensores con la misma ID pero con diferente SN. Si anteriormente se ha introducido un SN diferente para esta ID sensor, se sobrescribirá el SN anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzca una ID sensor diferente para conservar la ID y SN anteriores.</li> </ul>

## 8.5 Límites de errores

Mensaje	Intervalo no aceptado	
Fuera de rango	pH	<-2.000 o > 19.999
	mV	< -1999.9 o > 1999.9
	[O <sub>2</sub> ]	< 0.1% ó > 600 %
	[O <sub>2</sub> ]	<0.01 mg/L ó >80 mg/L
	[O <sub>2</sub> ]	< 0.01 ppm ó >80 ppm
Temp. estándar/tampón fuera de rango	T (pH)	< 5% o > 50 °C
	T (DO)	< 0 °C o > 50 °C
Offset fuera de intervalo	Eref1-Eb	> 60 mV
Pendiente fuera de intervalo	Eref1-Eb	> 60 mV
Tampón incorrecto	ΔEref1I	< 10 mV
pH no válido para el tampón utilizado	ΔpH	< 1 pH

Mensaje	Intervalo no aceptado	
La temperatura ATC medida es distinta del valor definido por el usuario	I	tATC-tbuffer   > 1 °C
Cal. 1 fuera de rango	I	< 40 nA o > 110 nA
Cal. 2 fuera de rango	T	< 0 nA o > 2 nA

## 9 Sensores, soluciones y accesorios

Piezas	N.º de pedido
<b>Sensores IP67 con cable fijo</b>	
Sensor de pH 3 en 1 resistente InLab®Expert Go, IP67, cuerpo de PEEK, ATC	51340288
Sensor de OD resistente InLab®605 con membrana de OD intercambiable	51340291
Sensor de OD resistente InLab®605-10 m con membrana de OD intercambiable	51340292
<b>Piezas</b>	<b>N.º de pedido</b>
<b>Sensores IP67 ISM® con cable fijo</b>	
Sensor de pH 3 en 1 resistente InLab®Expert Go-ISM, IP67, cuerpo de PEEK, ATC	51344102
Sensor de pH 3 en 1 resistente InLab® Expert Pro-ISM-5 m, cuerpo de PEEK, ATC	51344103
Sensor de pH 3 en 1 resistente InLab® Expert Pro-ISM-10 m, IP67 cuerpo de PEEK, ATC	51344104
Sensor de oxígeno InLab®605 ISM-2 m	51344611
Sensor de oxígeno InLab®605 ISM-5 m	51344612
Sensor de oxígeno InLab®605 ISM-10 m	51344613
<b>Piezas</b>	<b>N.º de pedido</b>
<b>Sensores IP67 ISM® con cabezal multipin</b>	
Sensor de pH 3 en 1 InLab®Micro Pro-ISM, cuerpo de vidrio, diámetro del cuerpo de 5 mm, ATC, rellenable	51344163
Sensor de conductividad InLab® 738-ISM, cuerpo de epoxy, ATC, sistema de referencia SteadyForce™ presurizado	51344112
Sensor de pH 3 en 1 InLab® Pure Pro-ISM, cuerpo de vidrio, manguito inamovible de vidrio, ATC, rellenable	51344172
Sensor de pH 3 en 1 InLab® Routine Pro-ISM, cuerpo de vidrio, ATC, rellenable	51344055
Sensor de pH 3 en 1 InLab® Science Pro-ISM, cuerpo de vidrio, manguito desplazable de vidrio, ATC, rellenable	51344072
Sensor de pH 3 en 1 InLab® Solids Pro-ISM, cuerpo de vidrio, unión abierta, membrana definida, ATC	51344155
<b>Piezas</b>	<b>N.º de pedido</b>
<b>Soluciones</b>	
Bolsitas con solución tampón de pH 4,01, 30 × 20 ml	51302069
Solución tampón de pH 4,01, 6 × 250 ml	51350018
Bolsitas con solución tampón de pH 7,00, 30 × 20 ml	51302047
Solución tampón de pH 7,00, 6 × 250 ml	51350020
Bolsitas con solución tampón de pH 9,21, 30 × 20 ml	51302070
Solución tampón de pH 9,21, 6 × 250 ml	51350022
Bolsitas con solución tampón de pH 10,01, 30 × 20 ml	51302079
Solución tampón de pH 10,00, 6 × 250 ml	51350024
Solución HCl/pepsina (elimina la contaminación por proteínas)	51350100
Solución de tiourea (elimina la contaminación por sulfuro de plata)	51350102
Pastillas estándares de soluciones de oxígeno cero (20 piezas)	51300140

<b>Piezas</b>	<b>N.º de pedido</b>
<b>Accesorios</b>	
Tapa del compartimento de las pilas	51302328
Botellas de 50 ml	51300240
Capuchón protector inferior (azul)	51302324
Tapa clip	51302327
Peso del electrodo	51303019
Dispositivo de calibración InLab®605	51340296
Electrolito InLab®605 (25 ml)	51340294
Kit de membrana InLab®605 (3 ud. y electrolito)	51340293
Kit de sellado InLab®605	51340295
Adaptador LTW-MiniDin (sensor de conductividad)	51302329
Patas de goma (2 ud.)	51302335
Pinza SevenGo™	51302325
Kit de hermeticidad SevenGo™	51302336
Pinza para dos electrodos SevenGo™	51302319
Correa de muñeca	51302331

## 10 Especificaciones

	Medidor de pH/ORP/Ion/conductividad SevenGo Duo pro™SG68	
<b>Intervalo de medición</b>	pH	-2,000 ... 19,999
	mV	-1999,9...1999,9 mV
	pH ATC	-5...130°C
	pH MTC	-30...130°C
	Ion	0,000...999,9% 0,000...9999 ppm 1,00E-9...9,99E+9 mg/L 1,00E-9...9,99E+9 mmol/L
	DO	0,00 mg/L...99,99 mg/L 0,00...99,99 ppm 0,0...600,0 %
	Presión	1100 mbar
	Temperatura	0...60 °C
<b>Resolución</b>	0,1/0,01/0,001pH	
	1/0,1 mV	
	Temperatura pH	0,1° C
	Ion	3 dígitos
	DO	0,01 mg/L 0,01 ppm 0,1%
	Presión	1 mbar
	Temperatura DO	0,1 °C
<b>Límites de error pH</b>	± 0,002 pH	
	± 0,2 mV	
	± 0,1 °C	
<b>Límites de error ion</b>	± 0,5% (este límite sólo se aplica para el medidor)	
<b>Límites de error DO</b>	DO	±0,5 % del valor medido
	Presión	± 2 % del valor medido
	Temperatura	±0,1 °C
<b>Calibración de pH</b>	Hasta 5 puntos	
<b>Punto isopotencial</b>	pH 7,00	
<b>Tampón de calibración de pH</b>	7 grupos predefinidos	1 grupo de 5 tampones definidos por el usuario
<b>Estándar de calibración de DO</b>	Hasta 2 puntos	Aire saturado de vapor Solución de oxígeno cero
<b>Requisitos de potencia</b>	Régimen	6 V CC, 70 mA
	Pilas	4 x AA/LR6 1,5 V o NiMH 1,2 V recargables
<b>Tamaño/peso</b>	220 x 90x 45 mm 368 g	

<b>Pantalla</b>	Cristal líquido	
<b>Entrada de pH</b>	BNC (IP67), impedancia > $3 * 10e+12 \Omega$	
<b>Entrada de DO</b>	BNC (IP67), impedancia > $10e+12 \Omega$	
<b>Entrada T de pH</b>	Cinch (IP67), NTC 30 kΩ	
<b>Entrada T de DO</b>	Cinch (IP67), NTC 30 kΩ	
<b>Clasificación IP</b>	IP67 con y sin electrodo	
<b>Duración de las pilas</b>		
<b>Condiciones del entorno</b>	Temperatura	5...40°C
	Humedad ambiental relativa	5%...80% (sin condensación)
	Categoría de instalación	II
	Grado de contaminación	2
<b>Materiales</b>	Carcasa	ABS/PC reforzado
	Ventana:	Polimetilmetacrilato (PMMA)
	Teclado	goma de silicona

## 11 Apéndice

### 11.1 Tablas de los tampones

Los medidores corrigen automáticamente la dependencia de temperatura del tampón de pH mediante los valores indicados en las siguientes tablas.

#### Grupo de tampón 1 (ref. 25 °C) METTLER TOLEDO US

5	7.09	4.00	10.25	1.67
10	7.06	4.00	10.18	1.67
de 15	7.04	4.00	10.12	1.67
de 20	7.02	4.00	10.06	1.68
<b>25</b>	<b>7.00</b>	<b>4.00</b>	<b>10.01</b>	<b>1.68</b>
30	6.99	4.01	9.97	1.68
35	6.98	4.02	9.93	1.69
40	6.97	4.03	9.89	1.69
45	6.97	4.04	9.86	1.70
50	6.97	4.06	9.83	1.71

#### Grupo de tampón 2 (ref. 25 °C) METTLER TOLEDO Europa (tampón de fábrica)

5	7,09	4,01	9,45	2,02	11,72
10	7,06	4,00	9,38	2,01	11,54
15	7,04	4,00	9,32	2,00	11,36
20	7,02	4,00	9,26	2,00	11,18
<b>25</b>	<b>7,00</b>	<b>4,01</b>	<b>9,21</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>
30	6,99	4,01	9,16	1,99	10,82
35	6,98	4,02	9,11	1,99	10,64
40	6,97	4,03	9,06	1,98	10,46
45	6,97	4,04	9,03	1,98	10,28
50	6,97	4,06	8,99	1,98	10,10

#### Grupo de tampón 3 (ref. 20 °C) Tampones estándares Merck

5	7.07	4.04	9.16	2.01	12.41
10	7.05	4.02	9.11	2.01	12.26
de 15	7.02	4.01	9.05	2.00	12.10
<b>de 20</b>	<b>7.00</b>	<b>4.00</b>	<b>9.00</b>	<b>2.00</b>	<b>12.00</b>
25	6.98	4.01	8.95	2.00	11.88
30	6.98	4.01	8.91	2.00	11.72
35	6.96	4.01	8.88	2.00	11.67
40	6.95	4.01	8.85	2.00	11.54
45	6.95	4.01	8.82	2.00	11.44
50	6.95	4.00	8.79	2.00	11.33

#### Grupo de tampón 8 (ref. 25 °C) JIS Z 8802 (japonés)

5	1.668	3.999	6.951	9.395
10	1.670	3.9998	6.923	9.332
de 15	1.672	3.999	6.900	9.276
de 20	1.675	4.002	6.881	9.225
<b>25</b>	<b>1.679</b>	<b>4.008</b>	<b>6.865</b>	<b>9.180</b>
30	1.683	4.015	6.853	9.139

35	1.688	4.024	6.844	9.102
40	1.694	4.035	6.838	9.068
45	1.700	4.047	6.834	9.038
50	1.704	4.060	6.833	9.011

**Grupo de tampón 4 (ref. 25 °C) DIN (19266)**

5	6.95	4.00	9.40	1.67
10	6.92	4.00	9.33	1.67
de 15	6.90	4.00	9.28	1.67
de 20	6.88	4.00	9.22	1.68
<b>25</b>	<b>6.86</b>	<b>4.01</b>	<b>9.18</b>	<b>1.68</b>
30	6.85	4.02	9.14	1.68
35	6.84	4.02	9.10	1.69
40	6.84	4.04	9.07	1.69
45	6.83	4.05	9.04	1.70
50	6.83	4.06	9.01	1.71

**Grupo de tampón 5 (ref. 25 °C) DIN (19267)**

5	1,08	4,67	6,87	9,43	13,63
10	1,09	4,67	6,84	9,37	13,37
15	1,09	4,66	6,82	9,32	13,16
20	1,09	4,66	6,80	9,27	12,96
<b>25</b>	<b>1,09</b>	<b>4,65</b>	<b>6,79</b>	<b>9,23</b>	<b>12,75</b>
30	1,10	4,65	6,78	9,18	12,61
35	1,10	4,65	6,77	9,13	12,45
40	1,10	4,66	6,76	9,09	12,29
45	1,10	4,67	6,76	9,04	12,09
50	1,11	4,68	6,76	9,00	11,98

**Grupo de tampones 6 (ref. 25 °C) JJG (chino)**

5	1.669	3.999	6.949	9.391	13.210
10	1.671	3.996	6.921	9.330	13.011
de 15	1.673	3.996	6.898	9.276	12.820
de 20	1.676	3.998	6.879	9.226	12.637
<b>25</b>	<b>1.680</b>	<b>4.003</b>	<b>6.864</b>	<b>9.182</b>	<b>12.460</b>
30	1.684	4.010	6.852	9.142	12.292
35	1.688	4.019	6.844	9.105	12.130
40	1.694	4.029	6.838	9.072	11.975
45	1.700	4.042	6.834	9.042	11.828
50	1.706	4.055	6.833	9.015	11.697

**11.2 Algoritmo para medidas de concentración de oxígeno**

La (lectura en ppm o mg/L) se obtiene con la siguiente ecuación:

$$C = \frac{I - I_0}{S_L} \cdot \frac{[c_s(p_n) - (Sal \cdot F(T))]}{X_{O_2} \cdot (p_n - p_w)}$$

- I Corriente del sensor transformada durante la medición
- $I_0$  Corriente residual del sensor (se asume que es cero)

c	Concentración de O <sub>2</sub> (ppm o mg/L)
c <sub>s</sub>	Solubilidad de O <sub>2</sub> en agua (mg/L) a p <sub>n</sub> , (ver sección 8.3)
p <sub>n</sub>	Presión estándar (1013 mbar)
p <sub>w</sub>	Presión de vapor de agua a temp. de calibración (mbar)
X <sub>O<sub>2</sub></sub>	Fracción molar de O <sub>2</sub> con gas de calibrado (con aire equivale a 0,2095)
S <sub>L</sub>	Pendiente del sensor (pA/mbar)
Sal	Salinidad de la solución para medir (g/kg)
F(T)	Factor de corrección de la salinidad dependiente de la temperatura (ver "Solubilidad del oxígeno en agua como una función de temperatura y salinidad")

Para calcular la saturación [%], el término

$$[c_s(p_n) - (Sal \cdot F(T))]$$

se reemplaza por 100%

S<sub>L</sub> la pendiente del sensor se determina en la calibración con la siguiente ecuación:

$$S_L = \frac{(I_{cal} - I_0)}{X_{O_2} \cdot [p_{cal} - (rH \cdot p_w)]}$$

S <sub>L</sub>	Pendiente del sensor (pA/mbar)
I <sub>cal</sub>	Corriente del sensor transformada durante la calibración
I <sub>0</sub>	Corriente residual del sensor (se asume que es cero)
X <sub>O<sub>2</sub></sub>	Fracción molar de O <sub>2</sub> con gas de calibrado (con aire equivale a 0,2095)
p <sub>cal</sub>	Presión del gas de calibrado (presión del aire, en mbar)
rH	Humedad ambiental relativa del gas de calibrado (0.0E1.0)
p <sub>w</sub>	Presión de vapor de agua a temp. de calibración (mbar)

### 11.3 Solubilidad de oxígeno en agua como una función de temperatura y salinidad

Según el estándar EN 25 814 y las tablas UNESCO (parcialmente extrapolado)

Temperatura (°C)	Solubilidad de O <sub>2</sub> (mg/L)	Factor de corrección de la salinidad F(T) (mg/L)
0	14.62	0.0875
1	14.22	0.0843
2	13.83	0.0818
3	13.46	0.0789
4	13.11	0.0760
5	12.77	0.0739
6	12.45	0.0714
7	12.14	0.0693
8	11.84	0.0671
9	11.56	0.0650
10	11.29	0.0632
11	11.03	0.0614
de 12	10.78	0.0593
13	10.54	0.0582

14	10.31	0.0561
de 15	10.08	0.0545
16	9.87	0.0532
17	9.66	0.0514
18	9.47	0.0500
19	9.28	0.0489
de 20	9.09	0.0475
21	8.91	0.0464
22	8.74	0.0453
23	8.58	0.0443
24	8.42	0.0432
25	8.26	0.0421
26	8.11	0.0407
27	7.97	0.0400
28	7.83	0.0389
29	7.69	0.0382
30	7.56	0.0371
31	7.43	0.0365
32	7.30	0.0353
33	7.18	0.0345
34	7.06	0.0339
35	6.95	0.0331
36	6.83	0.0323
37	6.72	0.0316
38	6.61	0.0309
39	6.51	0.0302
40	6.41	0.0296
41	6.32	0.0289
42	6.23	0.0283
43	6.14	0.0277
44	6.05	0.0272
45	5.96	0.0266
46	5.88	0.0261
47	5.79	0.0256
48	5.71	0.0251
49	5.63	0.0247
50	5.55	0.0242
51	5.47	0.0238
52	5.39	0.0234
53	5.31	0.0231
54	5.24	0.0228

55	5.16	0.0225
56	5.08	0.0222
57	5.00	0.0220
58	4.91	0.0218
59	4.83	0.0216
de 60	4.74	0.0215



**To protect your product's future:**  
METTLER TOLEDO Service assures  
the quality, measuring accuracy and  
preservation of value of this product  
for years to come.

Please request full details about our  
attractive terms of service.

[www.mt.com/phlab](http://www.mt.com/phlab)

For more information

**Mettler-Toledo GmbH**

Im Langacher 44  
8606 Greifensee, Switzerland  
Tel. +41 22 567 53 22  
Fax +41 22 567 53 23  
[www.mt.com/contact](http://www.mt.com/contact)

Subject to technical changes.  
© Mettler-Toledo GmbH 02/2022  
51710694B en, fr, es



51710694