

Vícekanálové pipety XLS+



Vícekanálové pipety XLS+

Nižší hmotnost

Nižší ovládací síla

Vyšší kontrola

Lepší vyvážení

Lehké vícekanálové pipety

Výkon, který pocítíte

METTLER TOLEDO

Vícekanálové pipety XLS+

Špičkový výkon v lehkém provedení

Nové vícekanálové pipety Rainin XLS™+ od METTLER TOLEDO zvyšují laťku výkonnosti a pohodlí při vícekanálovém pipetování. Tyto nové pipety jsou až o 35 % lehčí, což znamená, že umožňují snazší manipulaci a nezatěžují tolik ruce obsluhy ani po dlouhých hodinách pipetování.

Pipety XLS+ jsou technicky a ergonomicky nejvyspělejší vícekanálové pipety Rainin. Díky naší patentované technologii LiteTouch™ System (LTS™) tyto vícekanálové pipety nenamáhají Vaše ruce a poskytují přesné a konzistentní nabrání vzorku do všech kanálů. Díky odolné konstrukci a použití nejhodnotnějších materiálů tyto vícekanálové pipety nabízejí dlouhodobě konzistentní a spolehlivý provoz. A stejně jako u všech ostatních modelů řady XLS i zde vestavěný mikročip RFID umožňuje vyspělý způsob sledování kalibrace.




Nízká hmotnost

Konečně je tu... pohodlí a vysoký výkon i po dlouhých hodinách pipetování! Vícekanálové pipety Rainin XLS+ jsou lehké, vyvážené a robustní a nabízejí úchop a povrchovou úpravu, která se patří na výrobky světové špičky.



Vyšší kontrola

Vícekanálové špičky Rainin XLS+ jsou nejcitlivěji reagující vícekanálové pipety, s jakými budete kdy pracovat. Všechny modely a rozsahy objemů nabízejí pohodlné ovládání a dokonale konzistentní nabírání vzorků.



Nejjemnější dotyk

Patentovanému systému Rainin LiteTouch (LTS) se z hlediska ergonomie a snadného ovládání nic nevyrovná – nasazení i odhazování špiček je rychlé a špičky jsou dokonale utěsněné. A díky menšímu odporu nových těsnění a slabších pružin Vaše ruce pocítí skutečný rozdíl!



Konzistentní nabírání

Díky malé ploše těsnění a pevnému dorazu poskytují pipety LTS rychlé a dokonalé utěsnění všech kanálů. Žádné kývání a utahování špiček rukou... už nikdy! Dokonalé utěsnění je zárukou konzistentního nabírání vzorků do všech kanálů: napoprvé a pokaždé.



Vyšší kapacita

Rychlejší práce s destičkami díky elektronickým vícekanálovým pipetám Rainin E4 XLS+. Speciální režimy usnadňují a zrychlují vícenásobné dávkování, sériová ředění a umožňují předem naprogramovat celé řady přenosů objemů.



Modely Pipet-Lite XLS+ a E4 XLS+

Vícekanálové pipety Rainin XLS+

Manuální a elektronické modely



Vícekanálové pipety Pipet-Lite XLS+

| Kat. č. | Obj. č. | Rozsah objemů |
|------------------|----------|---------------|
| 8 kanálů | | |
| L8-10XLS+ | 17013802 | 1–10 µl |
| L8-20XLS+ | 17013803 | 2–20 µl |
| L8-50XLS+ | 17013804 | 5–50 µl |
| L8-200XLS+ | 17013805 | 20–200 µl |
| L8-300XLS+ | 17013806 | 20–300 µl |
| L8-1200XLS | 17014496 | 100–1200 µl |
| 12 kanálů | | |
| L12-10XLS+ | 17013807 | 1–10 µl |
| L12-20XLS+ | 17013808 | 2–20 µl |
| L12-50XLS+ | 17013809 | 5–50 µl |
| L12-200XLS+ | 17013810 | 20–200 µl |
| L12-300XLS+ | 17013811 | 20–300 µl |
| L12-1200XLS | 17014497 | 100–1200 µl |

Vícekanálová pipeta E4 XLS

| Kat. č. | Obj. č. | Rozsah objemů |
|------------------|----------|---------------|
| 8 kanálů | | |
| E8-10XLS+ | 17013792 | 1–10 µl |
| E8-20XLS+ | 17013793 | 2–20 µl |
| E8-50XLS+ | 17013794 | 5–50 µl |
| E8-200XLS+ | 17013795 | 20–200 µl |
| E8-300XLS+ | 17013796 | 20–300 µl |
| E8-1200XLS | 17014498 | 100–1200 µl |
| 12 kanálů | | |
| E12-10XLS+ | 17013797 | 1–10 µl |
| E12-20XLS+ | 17013798 | 2–20 µl |
| E12-50XLS+ | 17013799 | 5–50 µl |
| E12-200XLS+ | 17013800 | 20–200 µl |
| E12-300XLS+ | 17013801 | 20–300 µl |
| E12-1200XLS | 17014499 | 100–1200 µl |

*Na fotografiích jsou vyobrazeny modely s objemem 10 µl až 300 µl.
Pipety Rainin LTS jsou určeny k použití v kombinaci se špičkami LTS.

www.mt.com/rainin

Další informace

Česko **Mettler-Toledo, s. r. o.**
Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 226 808 150, Fax: +420 226 808 170
Servis: +420 226 808 163, E-mail: sales.mtcz@mt.com

Slovensko **Mettler-Toledo s. r. o.**
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44 44 12 20, 22, Fax: +421 2 44 44 12 23
Servis: +421 2 44 44 12 21, E-mail: predaj@mt.com

Technické změny vyhrazeny
© 01/2013 Mettler-Toledo, s.r.o.
Vytlačeno v České republice